

DFD®



Medicina Generale

AUTENTICAZIONE «MULTI-FATTORE» PER RICETTA A CARICO SSN (RICETTA DEMATERIALIZZATA)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		RICETTA ELETTRONICA-PROMEMORIA PER L'ASSISTITO	
Regione			
	050A0	0115176574	
COGNOME E NOME/INIZIALI DELL'ASSISTITO: ROSSI MARIO			
INDIRIZZO: VIA A. PIGAFETTA	CAP: 31029	CITTA':	PROV: PNCCLD51E03F3560
ESENZIONE: NON ESENTE	SIGLA PROVINCIA: TV	CODICE ASL: 107	DISPOSIZIONI REGIONALI:
TIPOLOGIA PRESCRIZIONE(S.H):	ALTRO:		PRIORITA' PRESCRIZIONE (U.B.D.P):
	PRESCRIZIONE	QTA	NOTA
(188) AMOXICILLINA 1.000MG 12 UNITA' USO ORALE		1	---
(023086150) ZIMOX*12CPR 1G			
QUESITO DIAGNOSTICO:			
N.CONFEZIONI/PRESTAZIONI: 1 TIPO RICETTA: Assist.SSN DATA: 04/08/2014		PNCCLD51E03F3560	
CODICE AUTENTICAZIONE: 040820141109121340000055156331			
COGNOME E NOME DEL MEDICO: BIANCHI MARIO			
<small>Rilasciato ai sensi dell'art. 11, comma 16 del DL 31 mag 2010, n.78 e dell'art. 1, comma 4 del DM 2 nov 2011</small>			

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	OPERATIVITA' IN CARTELLA CLINICA	3
2.1	Mancato invio/annullamento prescrizione.....	5

MFA

START
30
APRILE
2026

**AUTENTICAZIONE MULTI-FATTORE
PER RICETTA SSN**

1 PREMESSA

In ottemperanza al Decreto MEF del 27 febbraio 2025 che prevede l'**estensione dell'autenticazione a due o più fattori alle funzionalità di invio/annullamento della ricetta dematerializzata a carico SSN di un farmaco in fascia A o di una prestazione specialistica ambulatoriale**, si rende necessario procedere all'adeguamento dei software delle cartelle cliniche analogamente a quanto già previsto per la gestione della ricetta dematerializzata dei farmaci di fascia C.

Le modifiche richieste prevedono l'adozione di un'**autenticazione multi-fattore** ovvero, **oltre all'autenticazione tramite username e password al gestionale di cartella clinica**, è previsto l'**inserimento di un codice alfanumerico (ID-SESSIONE o TOKEN)** da recuperare sul [Portale Regionale "FedERa"](#) di Lepida S.c.p.A. per conto della Regione Emilia-Romagna.

2 OPERATIVITA' IN CARTELLA CLINICA

Dopo l'aggiornamento dell'Add-On **CGM SOLE**, nella fase di **invio o annullamento prescrizione dematerializzata a carico SSN di un farmaco in fascia A o di una prestazione specialistica ambulatoriale**, all'interno del proprio software di cartella clinica, solo la prima volta nella sessione di lavoro in corso:

- comparirà a video la richiesta di inserimento del **codice ID-Sessione**

Autenticazione a due fattori

Questo servizio richiede l'autenticazione a due fattori.

Inserire il codice ID-Sessione

[Richiesta nuovo codice tramite il portale Federa'](#)


Confirma Annulla

- nella maschera a video cliccare su **Richiesta nuovo codice tramite il portale 'federa'** per accedere al [Portale Regionale "FedERa"](#)

- accedere al **Portale Regionale “FedERa”** mediante una delle tre modalità proposte



- recuperare il **codice alfanumerico di 16 elementi (codice ID-Sessione)**



Nel caso ci fossero dubbi/difficoltà nell'eseguire la procedura, è possibile **contattare** il servizio di **Assistenza Tecnica di Lepida S.c.p.A.** al **Numero Verde 800 179 944.**

- inserire il codice **ID-SESSIONE** nella maschera di **prescrizione** della **ricetta dematerializzata a carico SSN di un farmaco in fascia A o di una prestazione specialistica ambulatoriale**, nel campo all'interno della maschera presente a video nel gestionale di cartella clinica e premere **Conferma**

Autenticazione a due fattori

Questo servizio richiede l'autenticazione a due fattori.

Inserire il codice ID-Sessione



[Richiesta nuovo codice tramite il portale Federa](#)

Conferma Annulla

Lo stesso ID-Sessione/Token resterà **valido 16h** ma nella **stessa sessione di lavoro** (a patto, cioè, che il software di cartella clinica non venga chiuso).

La Regione Emilia-Romagna – Progetto SOLE ha previsto che l'**ID Sessione/Token** utilizzato per l'**invio della ricetta dematerializzata SSN di un farmaco in fascia A o di una prestazione specialistica ambulatoriale** sia il **medesimo** rispetto a quello eventualmente utilizzato per l'**invio della dematerializzata dei farmaci in fascia C**.

2.1 Mancato invio/annullamento prescrizione

Nel caso in cui l'**invio/annullamento della prescrizione non vada a buon fine** (ad esempio, a causa del mancato inserimento dell'**ID-Sessione** piuttosto che dell'**inserimento di un ID-Sessione non valido o scaduto**), verrà visualizzato un **messaggio di errore opportuno** predisposto dall'integrazione SOLE.

Qualora invece, nella finestra di inserimento ID-SESSIONE si preme **“Annulla”**, il software di cartella clinica permetterà la **stampa della ricetta rossa SSN (non dematerializzata)**.

Autenticazione a due fattori

Questo servizio richiede l'autenticazione a due fattori.

Inserire il codice ID-Sessione



[Richiesta nuovo codice tramite il portale Federa](#)

Conferma Annulla