




**HERZLICH
WILLKOMMEN**






CockpitMobil

CockpitOn für mobile Devices

CockpitMobil

Module verfügbar:

- MediCockpit mobil
- TerminCockpit mobil
- ServiceCockpit mobil




Leichter Wechsel zwischen den Modulen, einfach per Picker-View.
Ebenso leichter Wechsel zwischen den Stationen / Funktionsbereichen.
In ServiceCockpit mobil mit der Möglichkeit „ALLE“ anzuzeigen.

CockpitMobil

Für jedes Modul muss 1 Profil angelegt werden, mit der Kombination Modul-Plattform. Plattform werden momentan Fat-Client, iPhone und iPad unterstützt.

Es können Spalten ausgeblendet werden und in der Breite zum Teil angepasst.




The screenshot displays two overlapping windows from the CockpitMobil software. The background window is titled 'Userbearbeitung' (User Management) and contains fields for user details: Windows-Benutzername (BKW\1A_Mobil), Vorname (Station), Nachname (Mobil 1a), Passwort (masked), Initialpasswort (checkbox), Funktionsberechtigung (MediCockpit), and Gültig von (25.07.2024 bis 31.12.2099). It also features a 'Datenberechtigungen' table with columns for Modulname, Plattform, and Profilename, listing various modules like MediCockpit, ServiceCockpit, and TerminCockpit across different platforms (iPad, iPhone). The foreground window is titled 'Profilbearbeitung' (Profile Management) and shows fields for Profilname (MC kurz), Profilbeschreibung, Modulname (MediCockpit), and Plattform (iPad). It includes a 'Verfügbare Spalten:' list with items like Privat (28), Entlasskennzeichen (28), RoteAmpel (24), etc., and an 'Ausgewählte Spalten:' list with items like Zimmer (60 anpassbar), Fachrichtung (60 anpassbar), etc. At the bottom, it shows 'Verfügbare Breite' (764) and 'Verbraucht' (371), along with buttons for 'Beenden' and 'Spaltenbreite ändern'.

CockpitMobil

Filter

Einfache modulare Filter, hier kann auf jedes Feld und jeden Inhalt gefiltert werden.



CockpitMobil

Berichte

- Ausfalllisten
 - Pfortenliste
 - Aufnahmeliste
 - Entlassliste
 - Arztliste
 - Terminliste
 - Zimmerserviceliste
 - Medikationsliste
 - Medikamentenstellliste
 - Übergabeliste
- Evakuierungsliste




CockpitMobil

Mehr...

Tabellen Beschreibung
Einblenden/ausblenden, Horizontal/Vertikal

Manuelles Update


Abmelden



CockpitMobil

Klinikverlauf

Verlaufsdoku Filter auf Kategorie und Unterkategorie



09:40 Mittwoch 10. Juni

MediCockpit mobil Online

mc 1A

Diagnosen Medikation Laborwerte Verlaufsdoku Blutdruck Puls Temperatur Wunden Pflegedoku Schließen

Verlaufsdoku zu Patienten/in TestVorname TestNachname

Datum	Fachrichtung	Station	Vertraulich	Kategorie	Unterkategorie
10.06.2026	IA	1A	0	Verlaufsbericht	Arzt

Wach, Ansprechbar, k/p Stabil, Schmerzen besser, Aktuell läuft AB, Prostavasin (Angelegt von: ...)

CockpitMobil

Klinikverlauf

Laborbefunde filtern durch Klick auf das Befunddatum

09:41 Mittwoch 10. Juni

MediCockpit mobil Online

76 %

mc

1A

Diagnosen

Medikation

Laborwerte

Verlaufsdiagnose

Blutdruck

Puls

Temperatur

Wunden

Pflegedokumentation

Schließen

06.11.24 08:15

05.11.24 20:17

05.11.24 16:30

05.11.24 13:42

05.11.24 12:06

Laborwerte zu Patienten/in TestVorname TestNachname


Befundnummer	Leistungsidentifikation	Untersuchung	Laborwert	Referenzwert	Abw
34348115	HÄMATOLOGIE Glykämie-Kontrolle	HbA1c	7.6 %	4.0 - 6.0	+
	HÄMATOLOGIE Glykämie-Kontrolle	HbA1c (IFCC)	59.6 mmol/mol	20.2 - 42.1	+
	HÄMATOLOGIE Glykämie-Kontrolle	mittlere Blutglucose	171.4 mg/dl		

Schließen

CockpitMobil

FormularCockpit

- Ausfalldokumente
- Formulare / Vorlagen
 - Auch ohne Microsoft Word
- Fremdprogrammaufrufe



CockpitMobil

Fragen



Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsletter:

uhb Software informiert


Unser Newsletter erscheint vierteljährlich und zu wichtigen Themen und bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über wichtige Neuerungen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Daten an newsletter@uhb-software.com

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.uhb-software.com





Chiemseering 1
84427 St. Wolfgang
Telefon 08085 939-0