

CGM POINT OF CARE

È la piattaforma di telemedicina per trasformare la tua farmacia in un punto salute di prossimità.



CGM POINT OF CARE



CompuGroup
Medical

TELECARDIOLOGIA IN FARMACIA



ECG - Cardioline HD+

- Unità di acquisizione ECG a 12 derivazioni ideale per la telemedicina e le applicazioni di emergenza
- Qualità del segnale estremamente elevata con rumore molto basso e visualizzazione simultanea della traccia
- Leggero e facile da usare, confortevole per il paziente



Holter ECG - Cardioline Walk 400

- Unità di acquisizione Holter ECG 12 derivazioni di ultima generazione per registrazioni di 24 o 48 ore
- Qualità del segnale estremamente elevata, interfaccia utente semplice ed intuitiva, dotato di un display LCD a colori
- Piccolo e leggero per il massimo comfort del paziente



Holter Patch ECG - Cardioline Vireo Flex3

- Tecnologia wearable, a 3 canali con registrazione continua fino a 21 giorni.
- Ricarica ultra-rapida in circa 10 minuti tramite docking station dedicata: Il tempo di download dati è sufficiente per renderlo di nuovo operativo
- Elevata qualità diagnostica e comfort per il paziente



Holter Pressione - Cardioline Walk 200b

- Unità di acquisizione ABPM dinamico basato sul metodo oscillometrico in grado di monitorare i pazienti per 24 o 48 ore
- Regolazione automatica della pressione del bracciale per garantire il comfort del paziente
- Semplice da usare, leggero e compatto

TELEREFERTAIONE CARDIOLOGICA

- ✓ Il servizio ad alto valore specialistico è erogato da **Cardio On Line Europe** e **GVM Assistance Srl**, strutture sanitarie autorizzate all'esercizio di attività specialistica cardiologica e pneumologica
- ✓ **Referto e teleconsulto** specialistico sono forniti in 15 minuti da cardiologi fisicamente presenti in Centrale Operativa presidiata **24/7**

CGM POINT OF CARE



CompuGroup
Medical

TELEDERMATOLOGIA: UN NUOVO SUPPORTO ALLA PREVENZIONE IN FARMACIA



Videodermatoscopio - Riester RCS-100

- L'interfaccia touch screen rende più facile scattare immagini e registrare video.
- L'utilizzo a una mano minimizza il rischio di contaminazione incrociata.
- Può essere utilizzato con due tipi di lenti: lente macroscopica e lente dermatoscopica.
- Referto specialistico rapido.

La dermatologia con telerefertazione consente di ampliare l'offerta di servizi in farmacia attraverso un supporto specialistico nella valutazione delle lesioni cutanee, contribuendo alla prevenzione e all'orientamento del paziente.



Prevenzione e Accessibilità



- ✓ Offrire servizi di dermatoscopia significa rendere più accessibile il controllo dermatologico sul territorio, favorendo attenzione e monitoraggio delle lesioni cutanee.

Supporto Specialistico



- ✓ Grazie al collegamento con specialisti e piattaforme dedicate, il servizio permette una valutazione qualificata, semplice da integrare nel percorso di farmacia dei servizi.

Esperienza Paziente



- ✓ Un servizio rapido, digitale e vicino al cittadino, pensato per semplificare l'accesso a percorsi di prevenzione e consulenza specialistica.

CGM POINT OF CARE



CompuGroup
Medical

TELEPNEUMOLOGIA



Spirometro - MIR Spirobank II

- Unità di acquisizione della spirometria portatile FVC, VC, IVC, MVV, PRE/ POST broncodilatatore
- Alta precisione con turbina digitale bidirezionale monouso
- Semplice da usare, di dimensione compatte e con interfaccia intuitiva

ALTRI SERVIZI IN FARMACIA



Autoanalisi del sangue - Exdia PT10S

- Unità per l'analisi biochimica su sangue capillare. Accuratezza del 95% testata clinicamente e correlata alla strumentazione di laboratorio
- Ampia gamma di test disponibili con cartucce multiparametriche per la valutazione del rischio cardiovascolare, funzionalità epatica, renale e pancreatica e per il controllo del diabete
- Rapido e semplice. Dimensioni compatte e interfaccia intuitiva per un utilizzo immediato



Autoanalisi delle urine - Uridector

- Unità per l'analisi chimico-fisica delle urine in modo semplice e rapido con calibrazione automatica
- Ampia gamma di test urinari. Accuratezza del 95% testata clinicamente e correlata alla strumentazione di laboratorio
- Dimensioni ridotte, peso leggero e interfaccia intuitiva per un utilizzo semplice e immediato



Misuratore professionale della pressione - AND TM - 2657P

- Unità per la misurazione della pressione arteriosa con metodo oscillometrico
- Totalmente automatico, riduce tempi e carico di lavoro del personale e utilizzabile in autonomia dal paziente.
- Struttura compatta e robusta



Bilancia Impedenziometrica - Beurer - BF-1000

- Bilancia diagnostica avanzata per il monitoraggio completo della composizione corporea
- Grande display LCD retroilluminato con visualizzazione grafica e indicazione BMI
- Capacità massima di misurazione fino a 200 kg

CGM POINT OF CARE



CompuGroup
Medical

PERCHÈ SCEGLIERE CGM TELEMEDICINE?

Tecnologia

- ✓ Dispositivi diagnostici affidabili, rapidi e integrati
- ✓ Piattaforma certificata Medical Device (Classe IIa) e conforme GDPR
- ✓ Integrazione con WINGESFAR per una gestione ottimale
- ✓ Possibilità di ampliare progressivamente i servizi



Servizi di refertazione

- ✓ Refertati in pochi minuti H24, 7/7
- ✓ Referti validi ai fini medico-legali, anche per certificati sportivi non agonistici
- ✓ Responsabilità medico-legale garantita dallo specialista e dal Centro Servizi
- ✓ Servizi ECG refertati in tempo reale H24, 7/7 con consulenza cardiologica "on line" in caso di esame con sintomatologia sospetta o di referto risultato patologico



Servizi di avviamento

- ✓ Configurazione operatori, dispositivi e piattaforma
- ✓ Formazione pratica con attestato
- ✓ Modulistica GDPR disponibile
- ✓ Consulenza personalizzata per l'attivazione



Servizi continuativi

- ✓ Manutenzione e taratura nel rispetto delle normative
- ✓ Supporto tecnico e operativo dedicato
- ✓ Business Continuity e Full Risk per i dispositivi
- ✓ Kit di comunicazione e promozione per la farmacia



PRODUTTORE

CGM Telemedicine Srl
una società di
CompuGroup Medical

CONTATTI

commerciale@cgmpharmaone.it

SITO WEB



CGM POINT OF CARE

CGM CARE MAP è un software per il supporto decisionale diagnostico delle condizioni mediche generali, costituito dai seguenti componenti: CGM CARE MAP, CGM CARE MAP Mobile e CGM POINT OF CARE. Include funzionalità qualificate come dispositivo medico di classe IIa ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)



CompuGroup
Medical