

CHERRY gSMC-KT

Sicherheitskarte zur Verwendung eines gematik-zugelassenen eHealth-Terminals



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Ein Plus an Sicherheit. Die Sicherheitskarte gSMC-KT von Cherry kann in jedes von der gematik zugelassene eHealth-Terminal mit einem Kartenslot für das Format ID-000 (Security Module Card) eingesetzt werden. Mit einem einfach zu prüfenden Siegelaufkleber über dem Kartenslot (z.B. im Lieferumfang der CHERRY eHealth-Tastatur G87-1505 enthalten) wird sichergestellt, dass die Karte gegen Manipulation geschützt ist.

Die gSMC-KT darf nur mit gematik zugelassenen Kartenterminals kommunizieren und stellt mit ihrer Einzigartigkeit die Identität des Kartenterminals in der Telematikinfrastruktur sicher.

Die Sicherheitskarte gSMC-KT ist für den Betrieb von eHealth-Terminals in der Telematikinfrastruktur vorgeschrieben.

Eine Übersicht aller zugelassenen Kartenterminals finden Sie auf [www.gematik.de/...](http://www.gematik.de/)

Technische Daten

Kartenformat:
ID-000

Lagertemperatur:
-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:
0°C bis 40°C

Produktzulassungen:

- gematik
- OPB1-Zulassung

Systemvoraussetzungen:
eGK-Tastatur oder -Terminal

Lieferumfang:

- gSMC-KT Karte
- Kuvert inkl. Anschreiben

Bedienungsanleitung

Umfangreiche Bedienungsanleitung auf www.cherry.de oder im Installationshandbuch des entsprechenden Gerätes

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Entscheidende Vorteile

- Sicherheitskarte für die eindeutige Identifikation des Kartenterminals
- Notwendig zur Verwendung eines gematik-zugelassenen eHealth-Terminals innerhalb der Telematikinfrastruktur
- In allen zugelassenen eHealth-Terminals einsetzbar (siehe aktuelle gematik-Liste unter www.gematik.de)
- Laufzeit der Karte maximal 5 Jahre (oder Ende 2022)
- Security Module Card im Format ID-000

CHERRY gSMC-KT

Ausführungsvarianten:

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code
1	CHERRY gSMC-KT	6550025	4025112088261