

Kravspesifikasjoner - CGM Journal

Hosting hos CompuGroup Medical

Det stilles følgende krav til arbeidsstasjoner som skal benyttes til Hosting hos CGM*

	Supportert versjon
Citrix Reciever	Reciever for Windows 4.3 eller nyere Reciever for Mac 12.0 eller nyere
Operativsystem:	Windows 7, 32-bit & 64-bit Windows 8, 32-bit & 64-bit
Arbeidsminne:	4GB RAM eller høyere
Nettverksadapter:	1Gbps Ethernet
Skjerm/ skjermopløsning:	Anbefalt: ≥ 22" / ≥1920x1080
Printer:	Laserprinter m/manuell arkmater anbefales
Nettleser:	Internet Explorer 10 eller nyere Mozilla Firefox 18 eller nyere Google Chrome 21 eller nyere
Øvrig:	.NET 3.5 SP1 & .NET 4 Buypass Access 6.0.3 eller nyere, for brukere av PKI. CGM Fjernhjelp.

*Kunde er ansvarlig for at nødvendige forutsetninger, herunder Citrix Reciever og Netop Host, er installert med korrekt versjonsnummer.