



Diese Quickinfo beschreibt die Prüfung der Aktualität Ihrer Sicherung auf externen Datenträgern.


## WIE PRÜFE ICH, OB EINE SICHERUNG VON CGM MEDXPRT VORHANDEN IST?

1. Schließen Sie Ihre externe Festplatte an einem Computer an. Sollte es sich um eine DataLocker-Festplatte handeln, geben Sie den Code ein und wählen Sie „Verbinden“.
2. Öffnen Sie über den Windows Explorer (Tastenkombination „**Windows** + E“) die externe Festplatte. Im Unterordner „Save“ befindet sich die Sicherung, welche aus mehreren Dateien besteht.
3. Klicken Sie in das Suchfeld rechts oben




4. Geben Sie in das Suchfeld „backup\_mx“ ein, es erscheint in der Liste die Sicherungsdatei. Das Änderungsdatum gibt an, wann die Sicherung zuletzt durchgeführt wurde.

Beispiel a.) die Sicherung wurde am 29.03.2021 um 11:38 Uhr durchgeführt (normale Variante)




Beispiel b.) die Sicherung wurde am 29.03.2021 um 11:39 Uhr durchgeführt (komprimierte Variante)



## WIE PRÜFE ICH, OB EINE SICHERUNG VON CGM PRAXISARCHIV VORHANDEN IST?

1. Geben Sie in das Suchfeld „praxisarchiv.mdb“ ein, es erscheint in der Liste die Sicherungsdatei. Das Änderungsdatum gibt an, wann die letzte Ergänzung oder Änderung in CGM PRAXISARCHIV durchgeführt wurde.



**HINWEIS:** Diese Prüfung stellt anhand des Änderungsdatums einer Datei die Aktualität auf Ihrem Sicherungsdatenträger fest. Diese Prüfung dient nicht zur Feststellung der Vollständigkeit oder Wiederherstellbarkeit Ihrer Daten.