

# Systemvoraussetzungen

JÄNNER 2024

## INSTALLATIONS- UND BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN

<b>Server oder Client-Server</b>	<b>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• mindestens 4 CPU Kerne, 16GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher</li></ul> Ab dem Einsatz von <b>5 Arbeitsplätzen</b> setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019/2022 voraus. <i>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</i>
<b>Arbeitsstationen</b>	Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none"><li>• mindestens 2 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher</li></ul>
<b>Textverarbeitung</b>	<i>Für die Textverarbeitung empfehlen wir MS Office Home &amp; Business (32 bit).</i>
<b>Drucker</b>	<i>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNTT, MFC-L5700DN oder L5750DW.</i>
<b>Unterstützte Etikettendrucker</b>	TSC TDP-225, Zebra LP 2824PLUS oder ZD410, Bixolon SLP-DX220
<b>Scanner</b>	Twain-kompatibel <i>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</i>
<b>Netzwerk</b>	1 Gbit oder höher <i>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</i>
<b>Internetanschluss</b>	Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz
<b>Datensicherung</b>	Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien <i>Wir empfehlen Datalocker DL3.</i>
<b>Fernwartung</b>	AnyDesk via CGM Remote Server
<b>Virenschutz</b>	CGM ENDPOINT PROTECTION
<b>Monitore</b>	Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel)
<b>Remote Zugriff</b>	CGM MOBILE WORK
<b>Arztsoftware</b>	Wir empfehlen CGM MEDXPRT, CGM PCPO, CGM PRIVATE, CGM MAXX oder INNOMED.

### Health Communication Service GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 2236 8000-600 | F +43 (0) 2236 8000-777  
office@hcs.at | [cgm.com/at-hcs](https://cgm.com/at-hcs)