

## Meldinger med «PST» i kopimottakerfelt blir avvist

I 134 SR2 innførte vi forbedringer på innlesing av elektroniske meldinger. Dessverre var håndteringen for streng, og det ikke ble mulig å lese inn meldinger som inneholdt informasjon om at det fantes en kopimottaker som fikk samme melding i brevform.

I denne oppdateringen (134 SR3) har vi innført at vi ignorerer denne informasjonen ved innlesing av meldingen.

**OBS!** etter at du har oppdatert, kan du åpne DIPS Communicator og rearkivere avviste meldinger (høyreklikk på meldingen). CGM Journal vil da lese inn meldingene på nytt.

[Gå til våre nettsider for å se tidligere utgaver av versjonsnytt](#)

Se vår [FAQ på nett](#) med de mest stilte spørsmålene til support!

Se også vår [veiledning på nett](#) for å forhåndsbestille oppdatering.

