


TIPPS UND TRICKS


zur Suchfunktion in CGM MEDISTAR

Sie möchten eine Funktion in CGM MEDISTAR aufrufen, aber es fällt Ihnen einfach nicht das richtige Kommando ein?

Dann hilft Ihnen die Suchfunktion in CGM MEDISTAR weiter. Geben Sie auf der Kommandoebene ein **Fragezeichen** ein.




Es öffnet sich das Fenster für die Suchfunktion.



Geben Sie im Feld **Suchen** den Programmteil ein, den Sie aufrufen möchten.

Ihnen werden nun sämtliche Aufrufkürzel für den gesuchten Bereich angezeigt.



Wählen Sie die gewünschte Funktion an und bestätigen Sie mit **OK** oder rufen Sie das Kürzel per Doppelklick auf, um in den Programmteil zu springen.

3