

Systemvoraussetzungen HCS GmbH

Installations- und Betriebsvoraussetzungen

Ausgabe 03/2020



Workstations	<p>Win 10 Professional (32/64Bit) inkl. aktueller Windows-Updates. Mindestens. 8GB RAM.</p> <p>Ab dem Einsatz von 5 Stationen empfehlen wir einen Dedicated-Server (Windows Server 2016/2019)</p> <p>Für die Lauffähigkeit und Installation von Fremd-/Dritt-Software bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</p> <p>ACHTUNG: Aufgrund des ausgelaufenen Supports seitens Microsofts können keine Programminstallation auf den Betriebssystemen Windows 7/ Windows 8/ Windows Server 2012 oder älter durchgeführt werden!</p> <p>Es erfolgen keine Installationen auf Home-Editionen!</p> <p>Apple-Systeme: nur mit zusätzlichem Bootmanager „Bootcamp“ und Win 10 Pro (kein Parallels!) Im Bereich Textverarbeitung unterstützen wir nur 32Bit MS Office Home & Business Installationen, kein MS Office 365.</p>
Server	Minimum Windows 2016, 64Bit mindestens 8GB RAM, empf.16GB
Fernwartung	Anydesk via CGM Remote Support Server
Virenschutz	Wir empfehlen CGM ENDPOINT PROTECTION.
Arztinformationssysteme	Wir empfehlen die Lösungen der CompuGroup Medical Österreich (z.B. CGM MEDXPRT, CGM PCPO, CGM PRIVATE, INNOMED)
Empfehlungen zur Hardware:	
Drucker	Brother (Kuvert DL und A5)
Scanner	Canon LiDe oder Fujitsu Fl.
Monitor	mindestens 21 Zoll Flachbildschirm