


## E-reseptfornyelse: ny snarvei til LiB

Forespørselmeldinger fra innbyggere via Helsenorger eller Besøklegen, meldinger av typen EP-Reseptfornyelse, inneholder nå en snarvei til innbyggerens LiB (legemidler i bruk).


Trykk på knappen **Åpne pasientens lib** for å gå direkte til legemiddelmodulen i journal.



## Løst feil ved utskrift av timekort/innkallingsbrev

Rettet feil ved utskrift av timekort eller innkallingsbrev fra **Timebok** i hovedmenyen. Tilsvarende dersom man har aktivert valget for å få spørsmål om utskrift av innkallingsbrev, og svart ja på denne etter registrering av avtale.

PS: du finner valget for spørsmål om utskrift av innkallingsbrev ved å åpne **Administrasjon**, åpne **Timebok** og gå til **Brukerinnstillinger**.



## Helsestasjon: feil ved registrering av kontakt

Ved å velge **Ikke registrer kontakt** ved åpning av journal, og deretter endre kontakttypen etter journalen var åpnet, har man kunnet få en feilmelding. Dette er nå rettet.