

Systemvoraussetzungen

MÄRZ 2025

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN

Server oder Client-Server	Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none">• mindestens 4 CPU Kerne, 16GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher Ab dem Einsatz von 5 Arbeitsplätzen setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2022/2025 voraus. <i>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</i>
<i>Bitte beachten Sie das Supportende seitens Microsoft für Windows 10 am 14. Oktober 2025.</i>	
Arbeitsstationen	Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none">• mindestens 2 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher
Textverarbeitung	<i>Für die Textverarbeitung empfehlen wir MS Office Home & Business (32 bit).</i>
Drucker	<i>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNTT, MFC-L5700DN oder L5750DW.</i>
Unterstützte Etikettendrucker	TSC TDP-225, Zebra LP 2824PLUS oder ZD410, Bixolon SLP-DX220
Scanner	Twain-kompatibel <i>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</i>
Netzwerk	1 Gbit oder höher <i>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</i>
Internetanschluss	Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz
Datensicherung	Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien <i>Wir empfehlen Datalocker DL4.</i>
Fernwartung	AnyDesk via CGM Remote Server
Virenschutz	CGM ENDPOINT PROTECTION
Monitore	Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel)
Remote Zugriff	CGM MOBILE WORK
Arztsoftware	Wir empfehlen CGM MEDXPERT, CGM PCPO, CGM PRIVATE, CGM MAXX oder INNOMED.

HCS Health Communication Service GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 2236 8000-600 | F +43 (0) 2236 8000-777
office@hcs.at | [cgm.com/at-hcs](https://www.cgm.com/at-hcs)