

CGM ISIS MED- Tastaturkürzel

Stand April 2019

- <F1> Hilfe
- <F2> Öffnet innerhalb von Dropdown-Feldern die Codewert-Suche
- <F2> Umbenennungen von Ordner der Firmen-Akte
- <F3> Öffnen der Textbaustein-Liste innerhalb von Eingabefeldern
- <F3> Öffnet innerhalb von Dropdown-Feldern ein Hinweisfenster mit dem Namen der entsprechenden Codegruppe
- <F4> Öffnet innerhalb von Dropdown-Feldern die Auswahlliste
- <F5> Ausführen in allen Fenstern mit dem Lupen-Symbol
- <F6> Setzt die Suche zurück (entfernt alle Selektionskriterien)

Kontextmenü:

Menü-Taste (links neben der rechten <Strg> Taste) öffnet das Kontextmenü

- In dem Kontextmenü kann mit den Pfeiltasten navigiert werden
- „Buchstabe“ spring zu dem ersten Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben.
(Ist nur ein Eintrag mit diesem Buchstaben vorhanden, wird er direkt ausgewählt)

In allen Datum-/Uhrzeitfeldern:

- L Setzt das Datum/Uhrzeit je nach Feldtyp auf „31.12.9998“, „00:00“ oder „31.12.9998 00:00“
- H Tagesdatum mit „00:00“
- J Tagesdatum mit aktueller Uhrzeit

In allen Tabellen:

<Strg> + <Shift> + C Öffnet den CSV-Export

<Strg> + C Kopiert den gesamten Inhalt der Tabelle in die Zwischenablage

Menüleiste (in den Menüs kann mit den Pfeiltasten navigiert werden):

<Alt> + D Datei

<Alt> + F Funktionen

<Alt> + S Stammdaten

<Alt> + A Administration

<Alt> + E Einstellungen

<Alt> + H Hilfe

<Strg> + W Benutzerwechsel

<Alt> + <- ISIS-Leiste ein-/ausblenden

<Alt> + -> Hauptfenster ein-/ausblenden

Symbolleiste

<Strg> + N Neu

<Strg> + S Speichern

<Strg> + Entf Löschen

<Strg> + T Öffnet die ToDo-Liste

<Strg> + U Neue Aufgabe erfassen

<Strg> + K Öffnet den Kalender

<Strg> + P	Schnelldruck
<Strg> + <Shift> + P	Öffnet das Druckmenü
<Strg> + G	Focus auf Schnellsuche
<Strg> + <Shift> + G	Öffnet die Suche
<Strg> + H	Öffnet die Probandenhistorie
<Strg> + E	Export (in Akteneinträgen mit Online-Anbindung)
<Strg> + I	Import (in Akteneinträgen mit Online-Anbindung)
<Strg> + B	Befundanzeige (in Akteneinträgen mit Online-Anbindung)
<Strg> + D	Dateiimport (in Akteneinträgen)

Probandenschnellsuche:

@ + „Probandennummer aus DB“

+ „Personalnummer“ (beginnt die Personalnummer mit einem numerischen Zeichen, kann die Nummer direkt, also ohne # eingegeben werden)

Probandensuche:

<ALT> + P	Focus auf Personalnummer
<ALT> + N	Focus auf Name
<ALT> + V	Focus auf Vorname
<ALT> + B	Focus auf BasisOrganisation
<ALT> + G	Focus auf Geburtsdatum
<ALT> + C	Focus auf Schnellaufnahme

<ALT> + L	Focus auf Ausgel.
<ALT> + U	Focus auf Uml.
<ALT> + K	Neuanlage (Kurz)
<ALT> + D	Neuanlage (Detail)
<ALT> + W	Wählen
<ALT> + A	Abbrechen

Basisorganisationssuche:

<ALT> + I	Focus auf Identifikation
<ALT> + N	Focus auf Name
<ALT> + W	Wählen
<ALT> + A	Abbrechen

Untersuchungsauftrag:

L	Setzt das Datum im UAuftrag auf „31.12.9998 00:00“
---	--

Probanden-Akte Allgemein:

<Strg> + L	Speichern und signieren (je nach Konfigurationseinstellung wird auch auf fertig gesetzt)
------------	--

Ausnahme: im Feld Datum – dort „dominiert“ der Hotkey „L“

Ärztliche Untersuchung:

Mit den Pfeiltasten ← und → können die einzelnen Reiterkarten angewählt werden.

Mit den Pfeiltasten ↑ und ↓ kann in die nächsten Zeilen gewechselt werden.

Bei der „strukturierten Befunderfassung“ bis zu einer Zeile wo bereits eine Beurteilung gesetzt ist. Mit der Leertaste kann ein Befund gesetzt werden. Wird ein Befund gesetzt wechselt der Fokus auf das Detail-Grid.

Multifunktionsleiste:

<ESC>oder <STRG> + 1	Aktenkopf einblenden
<STRG> + 2	Anzeige der Maßnahmen
<STRG> + 2 + N	Anzeige der Maßnahmen und neue Zeile generieren
<STRG> + 2 + F	Anzeige der Maßnahmen und des Dialogs zum Einfügen einer Maßnahme
<STRG> + 3	Anzeige der Verordnungen
<STRG> + 3 + N	Anzeige der Verordnungen und neue Zeile generieren
<STRG> + 3 + F	Anzeige der Verordnungen und des Dialogs zum Einfügen einer Verordnung
<STRG> + 4	Anzeige der Einschränkungen
<STRG> + 4 + N	Anzeige der Einschränkungen und neue Zeile generieren
<STRG> + 4 + F	Anzeige der Einschränkungen und des Dialogs zum Einfügen einer Einschränkung
<STRG> + 5	Anzeige der Bemerkung der Maßnahmen
<STRG> + 6	Anzeige der Diagnosen
<STRG> + 6 + N	Anzeige der Diagnosen und neue Zeile generieren

<STRG> + 6 + F	Anzeige der Diagnosen und des Dialogs zum Einfügen einer Diagnose
<STRG> + 7:	Anzeige der Bemerkung der Diagnosen
<ESC>	Aktenkopf

Akteneintrag Bescheinigung:

<ALT> + V	Haben Sie die Beurteilung „Gesundheitliche Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen“ und/oder „Gesundheitliche Bedenken bis“ ausgewählt, so dokumentieren Sie die Bedenken in der Spalte „V“ (ist in diesen Fällen ein Pflichtfeld). Das zugehörige Eingabefenster Voraussetzungen öffnen Sie durch Doppelklick in dieses Feld oder Tastatur-Kombination <ALT>+V
-----------	---

Neuanlage von Einzeluntersuchungen oder Kataloginhalten in Eingabegrids

<STRG> + N:	Kontextmenü „Neu“
-------------	-------------------