

Viktig oppdatering DIPS Communicator

CGM JOURNAL



DIPS Communicator må oppdateres innen 01.06.2022

Fra og med 01.06.2022 er det nye krav til signering av meldinger ved kommunikasjon mot blant annet Reseptformidleren (E-resept).

Dette betyr at du må sørge for at DIPS Communicator er oppdatert til minimum versjon 7.5.0 for å unngå stans i meldingsutvekslingen med Reseptformidleren og potensielt andre partnere.


Hvordan oppdatere DIPS Communicator?

DIPS Communicator har en funksjon for automatisk oppdatering, denne sjekker etter nye versjoner ved hver omstart av programmet. Forsøk først å avslutte DIPS Communicator og start den opp på nytt. Dersom du får spørsmål om du ønsker å oppdatere etter innlogging, kan du velge **Ja**.

Jeg får ikke opp spørsmål om å oppdatere ved oppstart av programmet?

Dersom du ikke får opp spørsmål om oppdatering kan dette enten skyldes at du har siste versjon, eller at funksjonen for automatisk oppdatering ikke er aktivert.

Du ber om nye oppdateringer i programmet ved å gå til **Hjelp** på verktøylinjen og velge **Se etter programvareoppdatering**.



Hvordan kan jeg sjekke om jeg har riktig versjon?

Dette står angitt i innloggingsbildet når du starter programmet, eller du kan gå til **Hjelp** på verktøylinjen og velge **Om Communicator**.

Versjonsnummeret er angitt bak **Communicator versjon**.

