

# Personaldatenschnittstelle CGM ISIS MED (Festformat)

**CGM HSM**

---

Health & Safety Management

## CGM ISIS MED - Personaldatenimport

### 1. Allgemeines

Die Übernahme der Daten erfolgt auf Basis einer Dateischnittstelle.

Die Datensätze werden im Festformat geliefert. Der Zeichensatz entspricht ISO 8859-1 (Latin1).

Der Leerwert ist unabhängig vom Datentyp Space (0x20).

### 2. Suchverfahren (Datensatz-Identifikationsverfahren)

3stufiges Verfahren über Personalnummer, Rentenversicherungsnummer und der Kombination aus Basis-Organisation, Name, Vorname und Geburtsdatum

### 3. Datenbeschreibung

| Feldname       | Von | Bis | Länge | Datentyp | Muss | Modus  | Stammdaten<br>Schreibrecht | Bemerkung  |
|----------------|-----|-----|-------|----------|------|--------|----------------------------|--|
| Name           | 1   | 30  | 30    | Text     | JA   | Normal |                            | Import   |
| Vorname        | 31  | 60  | 30    | Text     | JA   | Normal |                            | Import   |
| Geburtsdatum   | 61  | 68  | 8     | Datum    | JA   | Normal |                            | Import   |
| Titel          | 69  | 78  | 10    | Text     | NEIN | Stark  | JA                         | Import   |
| Anrede         | 79  | 88  | 10    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Namenszusatz   | 89  | 98  | 10    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Straße         | 99  | 128 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Postleitzahl   | 129 | 138 | 10    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Ort            | 139 | 168 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Land           | 169 | 198 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import / Landbezeichnung Länderstamm<br>(evtl. auch Kurzbezeichnung einstellbar) |
| Geburtsname    | 199 | 228 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Geburtsort     | 229 | 258 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Telefon Privat | 259 | 288 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |

| Feldname                        | Von | Bis | Länge | Datentyp | Muss | Modus  | Stammdaten<br>Schreibrecht | Bemerkung                                    |
|---------------------------------|-----|-----|-------|----------|------|--------|----------------------------|--|
| Familienstand                   | 289 | 298 | 10    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import / Codewert der Codegruppe<br>FAMSTAND |
| Geschlecht                      | 299 | 308 | 10    | Text     | NEIN | Normal | NEIN                       | Import / Wertemenge: M, W                    |
| Rentenversicherungs-Nummer      | 309 | 320 | 12    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Schwerbeschädigtengrad          | 321 | 323 | 3     | Integer  | NEIN | Stark  |                            | Import                                       |
| Land Nationalität               | 324 | 353 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgBasis ID                     | 354 | 363 | 10    | Text     | JA   |        |                            | OrgBasis, in die importiert wird             |
| OrgBasis Eintrittsdatum         | 364 | 371 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| OrgBasis Austrittsdatum         | 372 | 379 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Personalnummer                  | 380 | 391 | 12    | Text     | JA   | Normal |                            | Import                                       |
| Telefon Geschäftlich            | 392 | 421 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Email Geschäftlich              | 422 | 481 | 60    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Mobiltelefon Geschäftlich       | 482 | 511 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Fax Geschäftlich                | 512 | 541 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Adresse Geschäftlich            | 542 | 591 | 50    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Adresszusatz Geschäftlich       | 592 | 621 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| PLZ Geschäftlich                | 622 | 631 | 10    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| Ort Geschäftlich                | 632 | 661 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| OrgEinheiten Eintrittsdatum     | 662 | 669 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| OrgEinheiten Austrittsdatum     | 670 | 677 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 1 ID         | 678 | 692 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 1 Bezeichner | 693 | 722 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 2 ID         | 723 | 737 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 2 Bezeichner | 738 | 767 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 3 ID         | 768 | 782 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 3 Bezeichner | 783 | 812 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 4 ID         | 813 | 827 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 4 Bezeichner | 828 | 857 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 5 ID         | 858 | 872 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 5 Bezeichner | 873 | 902 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |
| OrgEinheiten Ebene 6 ID         | 903 | 917 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import                                       |

| Feldname                                      | Von  | Bis  | Länge | Datentyp | Muss | Modus  | Stammdaten<br>Schreibrecht | Bemerkung  |
|---|------|------|-------|----------|------|--------|----------------------------|--|
| OrgEinheiten Ebene 6 Bezeichner               | 918  | 947  | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Ebene                         | 948  | 948  | 1     | Integer  | JA   |        |                            | Strukturebene, der der Ansprechpartner zugewiesen wird |
| Ansprechpartner Name                          | 949  | 978  | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Vorname                       | 979  | 1008 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Adresse Geschäftlich          | 1009 | 1058 | 50    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Postleitzahl Geschäftlich     | 1059 | 1068 | 10    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Ort Geschäftlich              | 1069 | 1098 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Telefon Geschäftlich          | 1099 | 1128 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Fax Geschäftlich              | 1129 | 1158 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Telefon Mobil<br>Geschäftlich | 1159 | 1188 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Ansprechpartner Email Geschäftlich            | 1189 | 1248 | 60    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Tätigkeit Ab-Datum                            | 1249 | 1256 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Tätigkeit Schlüssel                           | 1257 | 1271 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Tätigkeit Bezeichnung                         | 1272 | 1301 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Text 1 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1302 | 1361 | 60    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Text 2 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1362 | 1421 | 60    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Text 3 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1422 | 1481 | 60    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Text 4 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1482 | 1541 | 60    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Krankenkasse-Schlüssel                        | 1542 | 1556 | 15    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Krankenkasse-Bezeichnung                      | 1557 | 1606 | 50    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import   |
| Krankenkasse-Mitgliedschaftstyp               | 1607 | 1616 | 10    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import / Codegruppe KONTAKTART                         |
| Krankenkasse-Mitgliedsnummer                  | 1617 | 1633 | 17    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Text 5 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1634 | 1693 | 60    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Datum 1 (Reiterkarte Sonstiges Proband)       | 1694 | 1701 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Datum 2 (Reiterkarte Sonstiges Proband)       | 1702 | 1709 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import   |
| Bool 1 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1710 | 1710 | 1     | Bool     | NEIN | Normal |                            | Import, Wertemenge "0" oder "1"                        |
| Bool 2 (Reiterkarte Sonstiges Proband)        | 1711 | 1711 | 1     | Bool     | NEIN | Normal |                            | Import, Wertemenge "0" oder "1"                        |
| Name Privater Kontakt (Notfalladresse)        | 1712 | 1751 | 40    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import   |

| Feldname                                  | Von  | Bis  | Länge | Datentyp | Muss | Modus  | Stammdaten<br>Schreibrecht | Bemerkung |
|---|------|------|-------|----------|------|--------|----------------------------|-----------|
| Vorname Privater Kontakt (Notfalladresse) | 1752 | 1791 | 40    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import    |
| Strasse Privater Kontakt (Notfalladresse) | 1792 | 1821 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import    |
| PLZ Privater Kontakt (Notfalladresse)     | 1822 | 1831 | 10    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import    |
| Ort Privater Kontakt (Notfalladresse)     | 1832 | 1861 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import    |
| Land Privater Kontakt (Notfalladresse)    | 1862 | 1891 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import    |
| Telefon Privater Kontakt (Notfalladresse) | 1892 | 1921 | 30    | Text     | NEIN | Normal |                            | Import    |
| Berufsgenossenschaft-Schlüssel            | 1922 | 1923 | 2     | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import    |
| Berufsgenossenschaft-Bezeichnung          | 1924 | 1953 | 30    | Text     | NEIN | Normal | JA                         | Import    |
| SAP-Beginndatum für die Orgeinheit        | 1954 | 1961 | 8     | Datum    | NEIN | Normal |                            | Import    |
| Mitarbeitergruppe                         | 1962 | 1965 | 4     | Integer  | NEIN | Normal |                            | Import    |
| ISIS Safety ID                            | 1966 | 1981 | 16    | Integer  | NEIN | Normal |                            | Import    |
| Globale-ID Mitarbeiter                    | 1982 | 2031 | 50    | Text     | NEIN | Stark  |                            | Import    |
| Globale-ID Vorgesetzter                   | 2032 | 2081 | 50    | Text     | NEIN | Stark  |                            | Import    |
| Zeilenende „CR“ „LF“                      | 2082 | 2083 | 2     |          |      |        |                            |           |

**Legende:**

**Muss:**

- JA = Leerwert führt zur Ablehnung des Datensatzes
- NEIN = Leerwert ist zulässig, Verarbeitung abh. vom Modus

**Modus:**

- Normal = Wert wird nur übernommen, sofern nicht ein Leerwert geliefert wird.
- Stark = gelieferte Wert wird generell übernommen - auch Leerwert)
- Invers = Wert wird nur übernommen, wenn in ISIS noch kein Wert vorhanden ist)

**Datentyp:**

- Datum = TTMMJJJJ