

Snarvei til blåreseptportalen, eDår og Melde.no

Du kan bruke modulen *Eksterne program* til legge inn snarveier til nettsider, som for eksempel portal for blåresept, melde.no og dødsårsaksregisteret.

Logg inn som Administrator, åpne *Eksterne program* og velg **Ny**. Du kan også logge inn med egen bruker, men snarveiene du lager blir da kun tilgjengelige for din bruker (haken for **Vis dette programmet kun for meg, og ikke for andre brukere av systemet** er automatisk haket av).

Nettstedene krever en nettleser for å åpnes, du må derfor angi en nettleser under **Program**. Vi anbefaler å bruke Chrome, og stien på bildet er standard. Dersom du er usikker på hvor du kan finne nettleser kan du kontakte lokal IT for bistand. Valg av **Visningsnavn** er valgfritt, mens **Parametre** må inneholde adressen til nettsiden.

Helsedirektoratets tjenesteportal med blåresept

Visningsnavn: Blåresept portal (Helsedirektoratets tjenesteportal)

Program: snarvei til nettleser

Parametre: https://portal.helsedirektoratet.no/

Melde.no

Visningsnavn: Melde.no

Program: snarvei til nettleser

Parametre: https://melde.no/

eDÅR* (dødsårsaksregisteret)

Visningsnavn: eDår

Program: snarvei til nettleser

Parametre: https://helsepunkt.no/dodsmelding

* Vær oppmerksom på at det krever forberedelser for å få tilgang til nettsidene. [Les mer hos Norsk Helsenet.](#)

