

CGM TELEMONTITORING monitora a distanza lo stato di salute dei pazienti mantenendo sempre il contatto con l'assistito.




CGM TELEMONTITORING



CompuGroup
Medical

Il modulo **CGM TELEMONTORING** è una soluzione di telemonitoraggio costituita da:



Piattaforma web per il personale sanitario, integrata in CGM CARE MAP



Dispositivi Medici Connessi



Mobile App per il paziente e per il caregiver, CGM CARE MAP Mobile

CGM TELEMONTORING piattaforma web

La componente web di CGM TELEMONTORING è integrata nella piattaforma CGM CARE MAP e permette al personale sanitario di monitorare a distanza lo stato di salute dei propri pazienti e assistiti, al fine di mantenere stabile il loro quadro clinico attraverso la visualizzazione on-line dei parametri vitali e la ricezione di alert e/o avvisi in caso di scostamento dai valori di riferimento.

La piattaforma consente di:



Monitorare i dati sanitari dei pazienti in continuo



Definire piani di telemonitoraggio ed i relativi template di attività da schedare sul calendario del paziente



Valutare il trend delle misure acquisite nel tempo



Impostare promemoria terapeutici e/o farmacologici



Impostare range di soglia personalizzati per la generazione di notifiche e/o allarmi



Generare notifiche e/o allarmi indirizzate ai profili corretti (es. operatore, infermiere, medico, caregiver, ...)



Inviare materiale didattico/informativo e questionari al paziente



Interagire con il paziente mediante videovista o chat



Analizzare i dati ed esportarli, generare referti medici

CGM TELEMONTORING



CompuGroup
Medical

Il kit di telemonitoraggio è costituito da:



Smartphone dedicato o app scaricabile dagli store Android e Apple



Dispositivi medici connessi, la cui composizione varia a seconda del tipo di patologia e del piano di monitoraggio che si vuole attivare

CGM TELEMONTORING Mobile App

La mobile app di CGM TELEMONTORING, CGM CARE MAP mobile, è la soluzione di telemonitoraggio dedicata al paziente che, tramite un kit di telemonitoraggio, è in grado di monitorare il proprio stato di salute e restare in contatto con il personale sanitario e le centrali operative.

La soluzione di telemonitoraggio è basata su componenti certificati medicali in classe IIa

Con CGM CARE MAP Mobile il paziente può:

- ✓ Visualizzare la schedulazione delle attività previste dal piano di monitoraggio attivato
- ✓ Ricevere notifiche in prossimità dell'evento schedulato
- ✓ Raccogliere automaticamente i parametri vitali definiti nei piani di monitoraggio mediante i device connessi o registrarli autonomamente
- ✓ Effettuare una videovisita
- ✓ Consultare contenuti (documenti, video, ecc...) formativi e/o informativi condivisi
- ✓ Comunicare via chat e condividere contenuti (documenti, foto, ecc...) con il personale sanitario

CGM TELEMONTORING Mobile App per il Caregiver

È la mobile app per Android e iOS dedicata ai caregiver che, se autorizzati dall'assistito, possono visionare lo stato delle attività pianificate per il proprio caro e ricevere notifiche relativamente al piano di monitoraggio per cui è stato arruolato.

CGM TELEMONTORING



CompuGroup
Medical

CGM TELEMEDICINE è la divisione del Gruppo CGM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni e tecnologie nell'ambito della presa in carico e telemedicina, con l'obiettivo di semplificare la relazione con i professionisti sanitari, migliorando l'accessibilità e la qualità dell'assistenza da remoto connessa con i servizi territoriali di prossimità.

PRODUTTORE

CGM TELEMEDICINE Srl
una società di
CompuGroup Medical

CONTATTI

commerciale.telemedicines.it@cgm.com

SITO WEB



23/03/2026 | v. 3.1 | IT |

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

CGM CARE MAP è un software per il supporto decisionale diagnostico delle condizioni mediche generali, costituito dai seguenti componenti: CGM CARE MAP, CGM CARE MAP Mobile e CGM POINT OF CARE. Include funzionalità qualificate come dispositivo medico di classe IIa ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)



**CompuGroup
Medical**