

TIPPS UND TRICKS

Serienbriefe für die 4. Impfung in Ihrem CGM TURBOMED erstellen.

Die Ständige Impfkommission hat ihre Impfpflicht aktualisiert und spricht sich nun auch für eine weitere COVID-19-Auffrischimpfung für alle Personen ab 60 Jahren aus. Zudem wird Menschen ab 5 Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung wie Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein weiterer Booster empfohlen. (Quelle: KBV - STIKO empfiehlt weitere Corona-Impfung für Personen ab 60)

Die Serienbrieffunktion in Word ermöglicht es Ihnen, in einem Arbeitsgang Briefe mit identischem Inhalt an verschiedene Empfänger zu schreiben. So lassen sich problemlos gleichlautende Briefe an Patientinnen und Patienten, die mit der Patientenliste herausgefiltert wurden, erstellen.

Sie können, falls noch nicht vorhanden, eine entsprechende Textvorlage anfertigen. Eine detaillierte Beschreibung hierfür finden Sie in der **F1 – TURBOMED Gebrauchsanweisung** unter dem Menüpunkt Serienbrief – Erstellung. Über die erweiterte Suche **F12- Suchen – Erweiterte Suche** können Sie eine Liste der Patientinnen und Patienten erstellen, die Sie über einen Serienbrief anschreiben möchten.

Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Wählen Sie im Feld **Suchkriterium** das Kriterium **Geburtsdatum des Patienten** aus.

Nr.	Suchkriterium	nicht	Suchbegriff
#1	Geburtsdatum des Patienten		
#2	Kassen-, Privat-, BG-Patienten		
#3	Vorname des Patienten		
#4	Titel des Patienten		
#5	Diagnosen des Patienten		
#6	Geburtsdatum des Patienten		
#7	Krankenkasse		
#8	Kassen-, Privat-, BG-Patienten		
#9	Scheinuntergruppe		

2. Tragen Sie dann als **Suchbegriff** das Geburtsdatum der Patientin bzw. des Patienten ein, mit dem Beginn **01.01.1900** und dem Datum, an dem die Patientin oder der Patient 60 Jahre alt geworden ist (z. B. 11.10.1962). Sie können den Suchbegriff auch anpassen, z. B. für die Suche nach Patientinnen und Patienten ab 5 Jahren. Hierfür können Sie einfach das Datum unter bis anpassen (z. B. 11.10.2017 **bis** 11.10.2022).

Nr.	Suchkriterium	nicht	Suchbegriff
#1	Geburtsdatum des Patienten		01.01.1900 bis 11.10.1962
#2	Kassen-, Privat-, BG-Patienten		
#3	Vorname des Patienten		
#4	Titel des Patienten		
#5	Diagnosen des Patienten		
#6	Geburtsdatum des Patienten		
#7	Krankenkasse		
#8	Kassen-, Privat-, BG-Patienten		
#9	Scheinuntergruppe		

3. Starten Sie den Suchlauf über den Button **Starten**. Nach erfolgreichem Suchlauf wechselt der Dialog in den Reiter **Ergebnis**. Dort werden Ihnen nochmals alle Patientinnen und Patienten aufgelistet.

4. Über den Button **Serienbrief** können Sie nun die Erstellung der Serienbriefe starten.

Patient	Geb. datum	Alter
Schlosser Peter (S)	28.05.1981	41 Jahre

Schauen Sie sich gerne auch unser Modul ImpDocNE an, das über eine Recall-Funktion inkl. Funktion zur Serienbrieferstellung verfügt. Alle Informationen hierzu finden Sie auf cgm.com/impfen.