



IN CGM MEDXPRT

1 Eigenes Passwort ändern

Um als Benutzer in CGM MEDXPRT das Passwort zu ändern, wählen Sie in der Anmeldemaske die Checkbox „Passwort ändern“. Anschließend kann das Passwort geändert werden.

Anmelden bei

Dr. Eva Muster Benutzer ⓘ

Dr. Johann Test Passwort

Großschreibung ist AUS

Passwort ändern

Abbrechen Anmelden

2 Passwort für einen Benutzer in der Ordination zurücksetzen (als Administrator)

Um für alle Benutzer in der Ordination beim nächsten Einstieg eine Passwortänderung zu erzwingen, wählen Sie unter 8-3-1 im Benutzerstamm je Benutzereintrag „Passwort zurücksetzen“ (mit der rechten Maustaste im Kontextmenü). Bei der nächsten Anmeldung muss der Benutzer ein neues Passwort vergeben.

CGM MEDXPERT - (EM) Dr. Eva Muster - Inhouse Rechner

← Ecard Kalender Parameter Sicherung HWCheck Praxiswelt BV FW

Hauptmenü | Patientenaufwurf & Wartelisten

nur aktuelle Benutzer aller Mandanten auch gelöschte anzeigen

Login	Name des Benutzers	Benutzergruppe	Mandant	Status
arzt	Dr. Muster Eva	lokaler Admin	EM - Dr. Eva Muster	aktiv
assist	assist a	nder	EM - Dr. Eva Muster	aktiv

Neu
Bearbeiten
Passwort zurücksetzen
Sperrern
Löschen