

TIPPS UND TRICKS

Einstellungen der strukturierten Anamnese- und Befunderfassung

Um die Darstellung der mittels der strukturierten Anamnese- und Befunderfassung in den medizinischen Daten abgelegten Einträge nach Bedarf anzupassen, rufen Sie den zugehörigen Einstellungsdialog mit dem Kommandozeilenbefehl **IABE** auf.



Einstellungen: Anamnese-/Befunderfassung

Praxis


Zeilentyp

Gültigkeit der MD-Einträge prüfen

Rahmenfarbe für gültige MD-Einträge

Hier können Sie zunächst festlegen, unter welchem Zeilentyp die per ABE erfassten Einträge in den medizinischen Daten abgelegt werden sollen.

Sofern diese in der Karteikarte abgelegten Daten den Formatvorgaben der strukturierten Erfassung entsprechen, werden sie mit einem farbigen Kasten um den Eintrag dargestellt:



13.10.2021 B Größe = 1,75 m (anamn.) (09:44); Gewicht = 73,00 kg (anamn.); Hüftumfang = 97,00 cm (Personal);
Taillenumfang = 71,00 cm (Personal)

Die Markierung ist optional und kann durch Entfernen des Häkchens bei **GÜLTIGKEIT DER MD-EINTRÄGE PRÜFEN** deaktiviert werden.

Falls Sie die **RAHMENFARBE** für die Markierung der gültigen MD-Einträge ändern möchten, klicken Sie auf **[Wählen]**. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie die Farbe individuell definieren können.

Abschließend speichern Sie Ihre Änderungen mit Klick auf **[OK]**.