

CGM M1 PRO Systemanforderung Porteinstellungen

Inhalt

1	Allgemeine Übersicht.....	3
2	Änderungshistorie	4

1 Allgemeine Übersicht

Name	Port	Beschreibung
CGM_SERVICE_MANAGER	47841	Der Dienst von CGM CONNECT wird verwendet, um andere Dienste zu steuern (aktuell CGI_EGESUNDHEIT_KONNEKTOR_APP) (eVerordnung Hilfsmittel).
CGI_EGESUNDHEIT_KONNEKTOR_APP	47843	Der Dienst von CGI/Treuhänder, über den die Kommunikation mit dem Treuhänder-Backend (eVerordnung Hilfsmittel) läuft.
CGM_ePA_Service	60120, 60121	Wird zum Zugriff auf die ePA (elektronische Patientenakte) verwendet.
CGM IDP Service	35362, 35363	Erstellt und verwaltet IDP-Sessions (ePA) elektronische Patientenakte, (eRP) E-Rezept.
CGM_PDF_Service	35364, 35365	Service zur Konvertierung von Dateien in das PDF/A-Format (ePA) elektronische Patientenakte.
TI*-Konnektor (*Telematikinfrastruktur)	80, 443	Der Konnektor verbindet die Arztpraxen mit der Telematikinfrastruktur.
KIM* (Client) (*Kommunikation im Medizinwesen)	Interne Ports*: POP3: 8995 SMTP: 8465 LDAP: 389 LDAPS: 636	Zur Konfiguration und Steuerung des KIM-Client-Moduls.
KIM* (Fachdienst) (*Kommunikation im Medizinwesen)	Externe Ports*: POP3: 995 SMTP: 465	KIM ermöglicht den sicheren und verschlüsselten Austausch von medizinischen Informationen und Dokumenten zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen in Deutschland.
H _z V (Hausarztzentrierte Versorgung)	22220	HÄVG-Prüfmodul
NEXT-Server	60443	Über den Port kommunizieren die Clients mit dem NEXT-Server.
LDAP / LDAPS	389, 636	LDAP ist ein Protokoll zur Abfrage und Modifikation von Verzeichniseinträgen in einem Netzwerkverzeichnis, das häufig zur Verwaltung von Benutzerdaten und Berechtigungen in Unternehmen eingesetzt wird. Darüber ist auch die Anmeldung in CGM M1 PRO möglich.
NTP (Network Time Protocol)	123	NTP ist ein Netzwerkprotokoll, das verwendet wird, um die Uhren von Computern und Geräten

		über ein Netzwerk hinweg zu synchronisieren und genaue Zeitinformationen zu gewährleisten.
Management Port	9999	Stellt die Kommunikation zwischen Workstation und KIM-Clientmodul sicher.
CGM dgMP-Service	60130	Wird zum Zugriff auf den dgMP (digital gestützter medikationsprozess) verwendet.

KIM nutzt zum einen interne Ports* für die Kommunikation mit den Clients und dem am Server laufenden KIM-Clientmodul-Prozess, zum anderen auch externe Ports* zur Kommunikation mit den Fachdiensten.

2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Autor
1.0	02.04.2025	Dokument erstellt	Melanie Diel
1.1	18.09.2026	Dokumenten Anpassung – Ergänzung Port 60130	Sarah März

CGM M1 PRO

Arztinformationssystem

CompuGroup Medical Deutschland AG

Produktbereich Arztsysteme

Maria Trost 25, 56070 Koblenz

cgm.com/m1pro

