

CGMNOVI External Customer Notes

2025-10-02 to 2026-05-28

PROJECT

CGMNOVI

CASES INCLUDED

77

GENERATED

2026-05-27 15:49



Release Notes Register

Customer-facing notes only with issue key, summary and public release note.

Key	Summary	Public Release Note
CGMNOVI-8761	Utløpt HelseID-sesjon gjør at man ikke får lukket journalen eller logget ut	Rettet en feil som gjorde at det ble umulig å lukke journalen eller logge ut dersom HelseID sesjonen utløp på tid mens en journal var oppe
CGMNOVI-8759	Nytt felt for journalswitch forblir disabled når man går fra bedrift- til ansatt/pasientjournal	Rettet en feil som gjorde at nytt felt for journalswitch forble disabled når man gikk fra bedrift- til ansatt/pasientjournal
CGMNOVI-8757	Dersom LIB oppdateres etter at elektronisk melding med LIB-liste er klargjort skal bruker varsles om dette.	Dersom LIB eller LMR endres mens man skriver en elektronisk melding av type epikrise eller overføring medisinske opplysninger, så vil brukeren advares om at listen er utdatert. En systeminnstilling tillater at man likevel kan velge å bruke den gamle og evt utdaterte listen, eller ikke.
CGMNOVI-8756	Tilpasse medisiner i Henvisninger og epikriser for bruk av SFM og uten	Det er nå mulig og hente inn strukturert medisinliste for sending av epikriser og henvisninger for de som benytter SFM
CGMNOVI-8755	Feilmelding: Internal error 0xC00CE002. Reason: Reference to undefined entity 'mu' ved lagring av notat	Rettet en feil som ga feilmelding "undefined entity 'mu'" ved kopiering av tekst fra feks en nettside til notat.
CGMNOVI-8754	Feilmelding fra HelseID etter lang tids inaktivitet (> 10t)	Rettet en feil som ga feilmelding ifm HelseID etter mer enn 10 timers inaktivitet
CGMNOVI-8753	Feilmelding ved tomt resultat i DSF	Rettet en feil som ga feilmelding ved tomt resultat i Persontjenesten

Key	Summary	Public Release Note
CGMNOVI-8750	Vision søker automagisk i DSF selv om pasienten ikke har 11 sifre	Rettet en feil som gjorde at Vision søkte i Persontjenesten selv om personen ikke hadde gyldig identitetsnummer.
CGMNOVI-8749	Oppgradering Persontjenesten til v3 for Vision 6.0B.23681	Persontjeneste-integrasjonen oppgradert til å støtte v3 av Persontjenesten APIet.
CGMNOVI-8748	Endre Faktureringsgrunnlag krasjer Vision	Rettet en feil som gjorde at Vision kræsjet dersom man endret faktureringsgrunnlaget på en kontakt.
CGMNOVI-8745	VisualCode to edit XSL files for eMessages	HTML visningen er gjort litt bedre ved å utheve undersøkelse resultatet !image-2026-05-08-11-18-58-656.png!
CGMNOVI-8742	Sette standardversjon for meldingen overføring medisinske opplysninger	Endret default meldingsversjon fra v1.5 til v1.6. Versjonen som sendes blir lagret og benyttes som default for mottakeren i fremtiden.
CGMNOVI-8741	Feilmelding: Internal error 0xC00CE002. Reason: Reference to undefined entity 'hellip'	Rettet en feil som ga feilmelding "undefined entity 'hellip'" ved kopiering av tekst fra feks en nettside til notat.
CGMNOVI-8740	Tidsbegrensning på etterregistrering	Ny systeminnstilling for Begrenset etterregistrering for kontakt. Avkryssning for om etterregistrering skal begrenses til å bare kunne gjøres de X første dager i måneden og man kan ikke etterregistrere lenger tilbake enn den 1. forrige måned. !image-2026-04-16-13-39-18-167.png!
CGMNOVI-8737	Flytte enabling/disabling av HelseID scopes til databasen	Enabling/disabling av HelseID scopes er flyttet fra config-fil til Systeminnstillinger.
CGMNOVI-8735	Søk i NHN AR viser ikke undernivåene i sortert rekkefølge	Undernivåer under organisasjoner vises nå sortert i NHN adresseregister-søk
CGMNOVI-8734	Korrespondanse kræsjer når man bytter journaltype	Rettet en feil som gjorde at programmet kræsjet dersom man stod i korrespondansemodule og byttet fra pasient- til ansattjournal eller omvendt.
CGMNOVI-8731	Feilmelding: "Metoden eller operasjonen er ikke implementert" ved søk i PT	Rettet en feil som ga feilmeldingen "Metoden eller operasjonen er ikke implementert" ved søk på enkelte personer i Persontjenesten
CGMNOVI-8730	Epikriser og henvisninger som blir avvist med negativ applikasjonskwittering havner i Error mappen	Når epikriser og henvisninger som ble avvist så ble filen lagt i "Errpr" mappen etter at negativ applikasjonskwittering ble sendt. Meldingene legger seg nå i "Prosessert" mappen som er riktig.
CGMNOVI-8728	Feil med apprec etter sending av en negativ apprec for epikrise og henvisning	Rettet en feil hvor applikasjonskwittering ikke ble sendt for påfølgende meldinger etter det blir sendt en negativ applikasjonskwittering for epikrise og henvisning på grunn av at pasienten ikke blir identifisert.

Key	Summary	Public Release Note
CGMNOVI-8725	Feil TypeOffld etter oppdatering fra folkeregister	Rettet en feil i RTG rekvisisjon som gir feil identitetsnummer-type for pasienten
CGMNOVI-8716	Persontjenesten: Brekkende endring: DPoP-krav i HelseID gjøres snart gjeldende	Persontjenesteklient oppgradert for å støtte en brekkende endring ift DPoP-bevis.
CGMNOVI-8713	SFM: Regtest av ny SFM v4.28	Implementert støtte for SFM v4.28.
CGMNOVI-8709	Ved opprettelse/endring av bruker som tilhører brukergruppe marker i Sertifikatkontroll	Rettet en feil hvor sertifikatkontroll for pålogget bruker ble trigget ved at man oppdaterte en (annen) bruker.
CGMNOVI-8708	Digipost manglende DLL: Digipost.Api.Client.Resources.dll	Persontjenesten integrasjonen oppgradert til å støtte v3 med DPOP
CGMNOVI-8707	Bug med word dokument som er lastet opp i Digitalmedia	Rettet en feil hvor man fikk en feilmelding om "Metoden eller egenskapen SafeAs er ikke tilgjengelig fordi dette dokumentet er i bruk av et annet program", dersom man i Digitalmedia forsøkte å endre et Word-dokument.
CGMNOVI-8706	Feilmelding ved sending av epikrise - pvole6.qpg	Rettet en feil hvor man fikk feilmelding "Object/control variable contains Nothing" ved sending av epikriser.
CGMNOVI-8705	Sertifikatsjekk tar ikke hensyn til om brukeren har tilgang eller ei	Rettet en feil hvor sertifikatkontroll tilbød seg å åpne systeminnstillinger for å se over sertifikatene selv om brukeren ikke hadde tilgang til systeminnstillinger.
CGMNOVI-8703	Det er noe feil med klienttype-fargene i hvv pasient-/ansattjournal	Rettet en feil hvor pasient- og ansattjournal hadde feil farger på teksten i pasient-overskriften (bl.a. navn, identitetsnummer og søkeord) i journalen.
CGMNOVI-8702	Elkem - Spørreskjema, endre et spørsmål som er besvart	Man kan nå ikke lenger endre et spørsmål som er brukt og besvart i et spørreskjema. Er spørsmålet brukt i et spørreskjema men dette ennå ikke har noen besvarelser kan det endres
CGMNOVI-8700	Elkem - Egendefinerte rapporter spørreskjema , feil rekkefølge spørsmål	Ved visning i rapporter som er laget på spørreskjema så har spørsmålene innenfor en gruppe brukt i skjema nå samme rekkefølge i rapporten som i spørreskjemaet.
CGMNOVI-8699	Manglende sperre for HelseID-innlogging utenfor definert innloggingsperiode	Rettet en feil hvor det var mulig å logge inn med HelseID til tross for at det var definert fra- og tildato for pålogging på brukeren, og man var utenfor dette intervallet.
CGMNOVI-8690	Sortere rapport på pasientnavn	Rapporten " Søkeoredsforekomst pasientjournal" er nå sortert etter pasientnavn
CGMNOVI-8689	Bruk av "Enter" i innlogging HelseID	Rettet en feil som gjorde det umulig å bruke Enter-tasten i HelseID-påloggingsbildet.
CGMNOVI-8687	HelseID oppgradering til 14.1.0	HelseID-klient oppgradert til å støtte de nyeste sikkerhetsmekanismer.

Key	Summary	Public Release Note
CGMNOVI-8685	SFM: "The form adSfmHealthcarePortal is not active" ved lukking av journal når SFM er åpen	Rettet en feil som kunne gi feilmelding "The form adSfmHealthcarePortal is not active" ved lukking av journal når SFM er åpen.
CGMNOVI-8684	SFM: OnbehalfOf feilmelding ved åpning av SFM	Rettet en feil som ga en "500 Internal Server Error" med referanse til OnBehalfOf ved åpning av SFM.
CGMNOVI-8683	Omstrukturere SFM i startmenyen for bedre lesbarhet	Omstrukturert menyvalgene til SFM-modulene i startmenyen.
CGMNOVI-8682	Testrapport 6.1	En passordgenerator for applikasjonsbrukeren er nå inkludert i installasjonen.
CGMNOVI-8680	Regningskort som har feil Status i Profdoc	Ved bruk av Convene betalingsterminal blir nå betalinger overført til Vipps håndtert korrekt
CGMNOVI-8679	Problem med MultiDose (manglende teleadress i SFM)	Rettet en feil hvor manglende telefonnummer på organisasjonen i SFM ga problemer med MultiDose.
CGMNOVI-8676	PLO-melding mangler medisiner fra SFM	Ved sending av PLO melding; Medisinske opplysninger, kan man nå hente inn LIB fra SFM og sende strukturert. Kan plukke de medisiner i LIB som skal sendes med i meldingen
CGMNOVI-8675	Ny rapporter man lager får ikke noe tilgangsobjekt	Rettet en feil hvor nye egendefinerte rapporter man lager, ikke får noe eget tilgangsobjekt i brukeradmin.
CGMNOVI-8674	Feilmelding ved åpning av audiometri fanen	Rettet en feil hvor man kunne få feilmelding "INTERNAL ERROR - Unable to display selected graph!" når man åpnet audiometrimodulen og tidligere hadde aktivert sammenligning.
CGMNOVI-8673	Elkem Carbon HMS - Feilmelding ved visning av rapporter	En feilmelding ved visning av historikk for egendefinerte rapporter på spørreskjema er nå rettet og historisk rapportutskrift skal bli vist riktig
CGMNOVI-8669	Skjema: Helse Møre og Romsdal - Histologi	Nytt skjema: Helse Møre og Romsdal - Histologi
CGMNOVI-8666	Deaktivering av inaktive adresser ved nedlasting direkte fra NHN AR	Dersom man nå søker i NHN Adresseregister, og velger å laste ned derfra og den laster ned inaktive adresser hvor du allerede har den lokalt, så vil den bli deaktivert på riktig måte.
CGMNOVI-8663	Pasient bytter personnr. skaper problemer	Rettet en feil hvor man fikk en feilmelding dersom pasienten hadde fått nytt personnummer, og man forsøkte oppdatere kartoteket.
CGMNOVI-8659	Sjekk av D-nummer	Rettet en feil i kontrollalgoritmen for D-nummer.
CGMNOVI-8658	Oppdatere NLK 7280 til v78	NLK 7280 oppgradert til v78.

Key	Summary	Public Release Note
CGMNOVI-8657	SFM Oppgaveliste - Pasient med kun fødselsdato vises ikke korrekt i oppgavelisten	Dersom en pasient kun har fødselsdato i Vision, så vises den nå korrekt med navn i SFM Oppgaveliste.
CGMNOVI-8654	Opprette pasient i SFM med kun fdato feiler	Rettet en feil hvor man fikk feilmelding dersom man forsøkte opprette en pasient med kun fødselsdato (og ikke fullt 11sifret identitetsnummer) i SFM.
CGMNOVI-8653	Deaktivert Index INTERFACEVERSION001.PAT_F_NIN_IDX	Rettet en feil som ga feilmelding om at en indeks F_NIN_IDX var deaktivert når man skulle registrere en ny pasient i kartoteket.
CGMNOVI-8652	Digipost manglende DLL	Persontjenesten integrasjonen oppgradert til å støtte v3 med DPOP
CGMNOVI-8649	"Mine Oppgaver" viser kun en blank side	Rettet en feil hvor "Mine Oppgaver" kun viste en blank side.
CGMNOVI-8648	SFM sosionom-brukere uten reelt HPR for eMeldinger	Fjernet krav om HPR-nummer for å kunne sende elektroniske meldinger da det fortsatt er tilgangstyrt.
CGMNOVI-8646	Ingen feilmelding dersom HelseID client config ikke inneholder korrekt scope for Persontjenesten v3	Lagt til en feilmelding dersom HelseID konfigurasjonen ikke inneholder riktige scopes for Persontjenesten og man prøver å søke etter personer.
CGMNOVI-8645	Audiometrigrafen mangler StripLines og farger med beskrivelse etter oppdatering i Hosting	Rettet en feil hvor de fargede hørselsnedsettelsesområdene i audiometri-grafen manglet.
CGMNOVI-8642	Upload av HID klientkonfigurasjon feiler	Rettet en feil hvor opplasting av HelseID klientkonfigurasjon feilet.
CGMNOVI-8641	PT - Støtte for mellomnavn	Persontjenesten støtter nå også mellomnavn
CGMNOVI-8635	Registrere ny pasient fra søkebildet med 11sifret NIN feiler	Rettet en feil hvor manuell oppretting av pasient med 11sifret identitetsnummer feilet dersom det ikke var et ordinært FNR.
CGMNOVI-8634	SFM oppgaveliste returnerer ingen oppgaver lengre	Rettet en feil hvor SFM oppgaveliste ikke viste oppgavene til brukeren dersom navnet deres i Vision ikke samsvarte med det i HPR.
CGMNOVI-8633	NPR kodeverk 2026	Oppgradert kodeverk og prosedyrekoder for NPR 2026.
CGMNOVI-8630	HelseID – Innføring av krav til bruk av PAR - 2 February 2026	HelseID-klienten støtter nå PAR.
CGMNOVI-8629	Feil ved registrering av pasient fra PREG (også PT?)	Rettet en feil som gjorde det umulig å opprette pasienter fra Persontjenesten dersom de hadde FHNR (feilmelding: "Du kan ikke opprette test-pasienter i en produksjonsdatabase").

Key	Summary	Public Release Note
CGMNOVI-8628	Feilmelding "(tx4Ole27) Failure to print page" når man avbryter en PDF print i notat	Rettet en feil som kunne gi feilmelding "(tx4Ole27) Failure to print page" når man avbryter en PDF-utskrift i notat.
CGMNOVI-8627	Problem med hurtigtaster	Rettet en feil hvor det ikke var mulig å bruke Ctrl+Shift+J eller Ctrl+Q dersom man er innlogget med HelseID.
CGMNOVI-8625	Vision henger dersom SFM ikke er tilgjengelig	Rettet en feil hvor programmet henger dersom SFM ikke er tilgjengelig.
CGMNOVI-8621	6.1? Opprette SFM-brukere manuelt	Nå vil det tillates å ha flere brukere i CGM Vision med tilknytning til samme bruker i SFM, og man vil få en indikasjon på dette i brukeradministrasjon.
CGMNOVI-8619	H.klikk ressurser i timebok feiler	Rettet en feil hvor høyreklikk på Resurser i timebok gir feilmelding "The function SetResourceState(...) is unknown".
CGMNOVI-8617	Medi3: Feil ved innlesing av histologosvar	Rettet en feil som ga problemer ved innlesning av histologisvar på v1.3.
CGMNOVI-8616	Sette riktig type for sfmOrganization	Det settes nå korrekt type for sfmOrganization når man oppretter en organisasjon i SFM, for Allmenn, BHT og Legevakt.
CGMNOVI-8614	6.1? Pop-up før sperring av kontakt	Det er implementert en liten advarsel om hva man er i ferd med å gjøre når man låser en kontakt.
CGMNOVI-8613	6.1 : Arkivering av event tabellen fører til heng	Automatisk arkivering av sikkerhetsloggen er flyttet til en nattlig database bakgrunnsjobb istedet for å kjøres fra programmet (som kunne få det til å henge veldig lenge).
CGMNOVI-8610	Må kunne logge inn med HelseID selv om man ikke har Kjernejournal scope	Laget støtte for å kunne angi at man ikke har godkjenning for Kjernejournal i HelseID-scopet.
CGMNOVI-8609	MEDI3 : Feil ved innlesing av SOKRESPONSE melding	Problemer med innlesing av sysvak søk response melding er rettet
CGMNOVI-8608	Ved oppdatering av avtalebok endrer oppdateringsknappen seg til lagre knapp	Brukere som har på systeminnstilling for auto oppdatering av avtalebok fikk problemer med at timer de skulle oppdatere ble duplisert. Problemet er nå rettet.

Generated from Jira API with project, status and date filters.

