

Systemvoraussetzungen

MÄRZ 2025

ANFORDERUNGEN für eine reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Ordinationssoftware

Server oder Client-Server	<p>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindestens 4 CPU Kerne, 16 GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher <p>Ab dem Einsatz von 5 Arbeitsplätzen setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019/2022/2025 voraus.</p> <p><i>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</i></p>
Arbeitsstationen	<p>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindestens 4 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher
Textverarbeitung	MS Office Home & Business (32 bit)
Drucker	<i>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNTT, MFC-L5700DN oder L5750DW</i>
Scanner	<p>Twain-kompatibel</p> <p><i>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</i></p>
Netzwerk	<p>20 Mbit/s Download oder höher, 8 Mbit/s Upload oder höher</p> <p><i>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</i></p>
Internetanschluss	Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz
Stationsvariablen	Diese müssen immer alphanumerisch (3 Stellen, nur Großbuchstaben) vergeben werden.
Datensicherung	Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien. <i>Wir empfehlen Datalocker DL4.</i>
Fernwartung	AnyDesk via CGM Remote Server
Virenschutz	CGM ENDPOINT PROTECTION
Monitore	Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel)
Remote Zugriff	CGM MOBILE WORK
Befundprovider	C-BOX Postfach von HCS

CGM Arztsysteme Österreich GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 50 818-100 | F +43 (0) 50 818-199
 arztsysteme.at@cgm.com | cgm.com/at