

Systemvoraussetzungen

FEBRUAR 2022

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSVORAUSETZUNGEN

Server oder Client-Server	Microsoft Windows 10 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none">• mindestens 16GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher Ab dem Einsatz von 5 Arbeitsplätzen setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019 voraus. <i>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</i>
Arbeitsstationen	Microsoft Windows 10 Professional (64bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none">• mindestens 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher
Textverarbeitung	<i>Für die Textverarbeitung empfehlen wir MS Office Home & Business (32 bit).</i>
Drucker	<i>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNTT, MFC-L5700DN oder L5750DW.</i>
Unterstützte Etikettendrucker	TSC TDP-225, Zebra LP 2824PLUS oder ZD410
Scanner	Twain-kompatibel <i>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</i>
Netzwerk	1 Gbit oder höher <i>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</i>
Internetanschluss	Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz
Datensicherung	Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien <i>Wir empfehlen Datalocker DL3.</i>
Fernwartung	Anydesk via CGM Remote Server
Virenschutz	CGM ENDPOINT PROTECTION
Monitore	Mindestens 21 Zoll
Arztsoftware	Wir empfehlen CGM MEDXPERT, CGM PCPO, CGM PRIVATE oder INNOMED
Remote Zugriff	<i>Wir empfehlen TELEMED Mobile Praxis Center.</i>

Health Communication Service GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 2236 8000-680 | F +43 (0) 2236 8000-777
office@hcs.at | cgm.com/at-hcs