








AUTENTICAZIONE «A DUE FATTORI» PER RICETTA NON A CARICO SSN (RICETTA BIANCA)

Prescrizione di farmaci non a carico del SSN - Ricetta Bianca Elettronica - Promemoria per il paziente			
NRBE 	CODICE FISCALE PAZIENTE 	PIN-NRBE 	
COGNOME E NOME DEL PAZIENTE:			
INDIRIZZO:	CAP:	CITTA':	PROV.:
PRESCRIZIONE: 040313076 - TACHIPIRINA OROSOL 10 BS 1000 MG			QTA: 1
POSOLOGIA:			TDL: No
NOTE DEL MEDICO: RIPETIBILE PER 10 VOLTE E VALIDA FINO AL: 20/05/2024			RR
PREPARAZIONE FARMACEUTICA:			
DURATA TRATTAMENTO:		MODALITA' IMPIEGO:	
QUESITO DIAGNOSTICO:			
COGNOME E NOME DEL MEDICO: 			CODICE FISCALE
INDIRIZZO DELLO STUDIO E NUMERO DI TELEFONO: 			
SPECIALIZZAZIONE:			
DATA COMPILAZIONE: 20/11/2023			N. ISCRIZIONE ALBO: 0R000387
<i>Rilasciata ai sensi del DM del 30 dicembre 2020</i>			Pagina 1 di 1

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	OPERATIVITA' PRELIMINARE SUL PORTALE APSS P.A. TRENTO	2
3	OPERATIVITA' IN CARTELLA CLINICA	2
3.1	Aggiornamento CGM AMPERE 4.7.0	2
3.2	Invio/Annullamento prescrizione	3
3.3	Mancato invio prescrizione	4

1 PREMESSA

A partire dal 1° febbraio 2024, per un adeguamento normativo (*Decreto MEF 8 giugno 2023*), è necessario attivare la nuova modalità di **autenticazione ai servizi per la prescrizione della ricetta NON a carico del SSN (ricetta bianca)**.

Le modifiche richieste prevedono l'adozione di un'**autenticazione multi-fattore** ovvero, **oltre all'autenticazione tramite username e password al gestionale di cartella clinica**, è previsto l'**inserimento di un codice alfanumerico (codice ID-Sessione)** da recuperare sul portale di autenticazione "**FedERa**" di Lepida S.c.p.A. per conto della Regione Emilia-Romagna.

2 OPERATIVITA' PRELIMINARE SUL PORTALE FEDERA

Sul portale regionale "**FedERa**" sarà possibile recuperare il **codice alfanumerico (codice ID-Sessione)** da inserire in fase di **prescrizione della ricetta NON a carico del SSN (ricetta bianca)**.

Nel caso ci fossero dubbi/difficoltà nell'eseguire la procedura, è possibile **contattare il servizio di Assistenza Tecnica di Lepida S.c.p.A. al Numero Verde 800 179 944.**

3 OPERATIVITA' IN CARTELLA CLINICA

3.1 Aggiornamento CGM SOLE 4.7.0

Al fine di ottemperare alle novità normative indicate, **sarà necessario aggiornare** il proprio add-on **CGM SOLE** alla **versione 4.7.0**.


Procedere come di seguito descritto:

- fare clic sul seguente **LINK** per prelevare il file di aggiornamento
- chiudere **INFANTIA** se aperto
- fare doppio clic sul file **solesetupinfantia (solesetupinfantia.exe)**
- seguire le indicazioni a video, attendere il termine delle operazioni e fare clic su **Fine**
- eseguire l'aggiornamento **su tutte le postazioni** seguendo le indicazioni appena fornite
- ad ogni installazione, chiudere **INFANTIA** su tutti gli altri computer in studio.


3.2 Invio/Annullamento prescrizione

Dopo l'aggiornamento dell'add-on CGM SOLE, di fatto l'operatività in **INFANTIA** non cambia se non nella fase di **invio o annullamento prescrizione NON a carico del SSN** (solo la prima volta nella sessione di lavoro in corso), quando:

- comparirà a video la richiesta di inserimento del **codice ID-Sessione**



- accedere al portale regionale "**FedERa**" e recuperare il **codice alfanumerico (codice ID-Sessione)** da inserire in fase di **prescrizione** della **ricetta NON a carico del SSN (ricetta bianca)**, nel campo all'interno della maschera presente a video nel gestionale di cartella clinica e premere **Conferma**




Lo stesso Token resterà **valido per 16h consecutive** ma nella **stessa sessione di lavoro** (a patto, cioè, che **INFANTIA** non venga chiuso).

3.3 Mancato invio prescrizione

Nel caso in cui l’invio della prescrizione non vada a buon fine (*ad esempio a causa dell’inserimento di un ID-Sessione non valido o scaduto*), verrà visualizzato uno tra i seguenti messaggi:

- “Errore - ID-Sessione SAR non inserito. Ritentare l’operazione inserendo un ID-Sessione SAR valido.”
- “Errore - ID-Sessione SAR non valido. Ritentare l’operazione inserendo un ID-Sessione SAR valido.”
- “Errore - ID-Sessione SAR scaduto. Ritentare l’operazione inserendo un ID-Sessione SAR valido.”



Premendo il pulsante “**Ritenta invio**” si potrà procedere nuovamente nell’inserimento dell’ID-Sessione (se necessario, accedere prima al portale regionale “**FedERa**” e recuperare il codice alfanumerico, ID-Sessione).

Qualora invece si preme “**Stampa ricetta bianca**” il software di cartella clinica permetterà la stampa della ricetta bianca personale (*non dematerializzata*).