


## Wie installiere ich ein CGM M1 PRO-Update anhand einer Zip-Datei?

Überschreitet ein CGM M1 PRO-Update die Größe von 5 GB, muss das Update in Form einer Zip-Datei zum Download bereitgestellt werden. Dies betrifft sowohl den Download über das herkömmliche Online-Update (in CGM M1 PRO über Zubehör|Online-Update) als auch den Download per CGM SMART UPDATE (über das CGM M1 PRO eCockpit).


Nachfolgend zeigen wir das Verfahren am Beispiel des CGM M1 PRO-Updates 26.1.0:

Nachdem Sie die Datei Update\_26\_1\_0.zip in einem beliebigen Verzeichnis Ihrer Wahl (z. B. ...\\Downloads) heruntergeladen haben, klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen "Alle extrahieren".




Wählen Sie den Ort aus, an den die Daten extrahiert werden sollen.

Beispiel:




Bei Bedarf setzen Sie auch den Haken im Feld "Dateien nach Extrahierung anzeigen". Dies hat den Vorteil, dass das entsprechende Verzeichnis sofort geöffnet wird, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Ansonsten wählen Sie nach dem Extrahieren das Verzeichnis manuell aus.

Klicken Sie auf "Extrahieren", zeigt ein Fortschrittsbalken den ausführenden Vorgang an:



Nachdem der Vorgang bei 100% abgeschlossen ist, öffnet sich entweder das Verzeichnis automatisch (wenn der Haken zuvor bei "Dateien nach Extrahierung anzeigen" gesetzt wurde), oder Sie wählen das Verzeichnis manuell aus.

Sie erhalten nun die beispielhaft dargestellte Ansicht, in der Sie eine Datei namens "M1AutoSetup.exe" finden.



Führen Sie die Datei per Doppelklick aus.

Die nachfolgende Oberfläche zeigt nun die bekannte Oberfläche an, in der Sie das Update wie gewohnt ausführen können.

