

Systemvoraussetzungen

CGM Arztsysteme Österreich GmbH

für CGM MEDXPRT und CGM PCPO

Ausgabe 03/2020



Server oder Client-Server	<p>Win 10 (64Bit) inkl. aktueller Windows-Updates, mind. 8GB RAM am (Client-)Server</p> <p>Ab dem Einsatz von 5 Stationen empfehlen wir einen Dedicated- Server (Windows Server 2016/2019)</p> <p>Für die Lauffähigkeit und Installation von Fremd-/Dritt-Software unter Windows 10 bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</p> <p>ACHTUNG: Aufgrund des ausgelaufenen Supports seitens Microsofts können keine Programminstallationen auf den Betriebssystemen Windows 7/Windows Server 2008 R2 oder älter durchgeführt werden! Es erfolgen keine Installationen auf Home-Editionen!</p>
Arbeitsstationen	<p>Win 10 (64Bit) inkl. aktueller Windows-Updates, mind. 4GB RAM</p> <p>Für die Lauffähigkeit und Installation von Fremd-/Dritt-Software unter Windows 10 bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</p> <p>ACHTUNG: Aufgrund des ausgelaufenen Supports seitens Microsofts können keine Programminstallationen auf den Betriebssystemen Windows 7 oder älter durchgeführt werden! Es erfolgen keine Installationen auf Home-Editionen!</p>
Datenbanken	<p>Für den Betrieb wird der Microsoft SQL Server ab Version 2016 benötigt. Andere SQL-Datenbanken werden nicht unterstützt.</p>
Drucker	<p>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT. DNNT, Brother MFC-L5700DN oder L5750DW Drucker/Kopierer/Scanner/Fax, Drucker Brother HL2370 (als Zweitdrucker)</p>
Scanner	<p>Twain-Kompatibilität; wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Scanner Canon LiDE 400, Scanner BROTHER ADS-2400N, Scanner Fujitsu FI 7140 / FI 7160</p>
Netzwerk	<p>Switch und Netzwerkkarten: GBit od. höher; wir raten vom Einsatz eines WLAN ab</p>
Datensicherung	<p>Mind. 2 externe verschlüsselte Medien, z.B. ext. Festplatte Datalocker 3</p>
Fernwartung	<p>Anydesk via CGM Remote Support Server</p>
Virenschutz	<p>Wir empfehlen CGM Endpoint Protection</p>
Monitore	<p>Mind. 22 Zoll Flachbild</p>