

**CGM XDENT**

Zahnarztinformationssystem

**ZAHNARZT SEIN,  
WIE SIE ES WOLLEN.**

**MIT DER CLOUD-SOFTWARE VON CGM**

CGM XDENT - HARDWARE /  
SYSTEMANFORDERUNGEN

**CGM**

**CompuGroup  
Medical**

## Systemanforderungen

### Systemanforderungen

Bereich	Anforderung
<b>Internetzugang</b>	<p><b>Allgemein:</b> Internetzugang wird an allen Clients benötigt.</p> <p><b>Bandbreitenanforderung für Praxis (bis 6 Behandelnde):</b> Minimum: 16 Mbit/s Downstream 1 Mbit/s Upstream</p> <p><b>Empfohlen:</b> 50 Mbit/s Downstream 10 Mbit/s Upstream</p>
<b>Betriebssysteme</b>	<p><b>Client:</b> Mindestens Windows 11 (64bit) oder Mindestens MacOS 10.6 („Mojave“)</p>
<b>Hardwareausstattung</b>	<p><b>Prozessor:</b> Mindestens Intel Core i5 (Quad Core)</p> <p><b>Arbeitsspeicher (RAM):</b> Mindestens 16 GB</p>
<b>Bildschirmauslösung &amp; Skalierung</b>	<p><b>Bildschirmauflösung:</b> Mindestens Full-HD (1920x1080)</p> <p><b>Skalierung:</b> Die Skalierung ist in Windows/MacOS und im Browser auf 100% zu setzen.</p>

### Firewall Ruleset

Source	Target	Port	Protocol	Direction	Application
All Workstations	praxis.cgmxdent.de	443	TCP	outgoing	CGM XDENT
All Workstations	docs.cgmxdent.de	443	TCP	outgoing	CGM XDENT
All Workstations	forms.prod.cgmxdent.de	443	TCP	outgoing	CGM XDENT
All Workstations	speech-to-text.prod.cgmxdent.de	443	TCP	outgoing	CGM XDENT

## Erfolg durch **Kompetenz** und **Leidenschaft.**

**CompuGroup Medical** ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und Sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Überreicht durch:

CGMCOM-17421\_XDT\_0622\_NCR

### CGM Software GmbH

Geschäftsbereich Dental CGM XDENT

Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

T + 49 (0) 261 8000-1900

F + 49 (0) 261 8000-1916

info@cgm-dentalsysteme.de

[cgm.com/de-xdent](https://cgm.com/de-xdent)

## SecurITy

Trust Seal  
[www.teletrust.de/itsmig](http://www.teletrust.de/itsmig)

made  
in  
Germany



**CompuGroup  
Medical**