

CGM TI

Connecting Healthcare

**TELEMATIKINFRASTRUKTUR –
UNTERSTÜTZT SIE JETZT BEIM
THERAPIEREN.**

**ALLE ANTWORTEN
AUF IHRE FRAGEN**

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**



WILLKOMMEN IN DER WELT DER TELEMATIKINFRASTRUKTUR!

Die Telematikinfrastruktur (kurz TI) ist erfolgreich im deutschen Gesundheitswesen etabliert. Ein Großteil der Arztpraxen, Apotheken und Kliniken sind bereits an diese sichere Gesundheitsplattform angebunden.

Seit Juli 2021 können sich auch Praxen für Physiotherapie und weitere Gesundheitsfachberufe **an die TI anbinden lassen** und direkt von den vielen Vorteilen der digitalen Vernetzung profitieren.

Für Sie als Therapeutinnen und Therapeuten ist die ganzheitliche Betreuung von Patientinnen und Patienten das oberste Ziel. Die TI verbindet Sie auf einer sicheren Plattform **mit allen Gesundheitsprofis, um hier medizinische Informationen für eine bestmögliche Betreuung auszutauschen.**

MIT DER TI PROFITIEREN SIE DIREKT VON DEN VORTEILEN EINER DIGITALEN VERNETZUNG:

- **Sichere Kommunikation** zwischen Therapierenden, Praxen, Kliniken und Krankenkassen via KIM (Kommunikation im Medizinwesen). Damit können Sie z. B. Befunde und Therapieberichte direkt aus dem System mit Ärzten oder Kliniken sicher und schnell austauschen.
- **Optimierte Informationen für die Behandlung** – auf Basis umfassender Gesundheitsinformationen aus der ePA (elektronische Patientenakte) wie etwa OP-Berichte und Befunde.

WAS BENÖTIGEN SIE FÜR DIE ANBINDUNG AN DIE TELEMATIKINFRASTRUKTUR?



CGM MANAGED TI – Rechenzentrumslösung für die TI-Anbindung

Ihre TI-Anbindung erfolgt über einen Konnektor, der bei der CompuGroup Medical (CGM) in ein Rechenzentrum ausgelagert wird. Kein Konnektor vor Ort bedeutet weniger Aufwand für die Institution. Unser erfahrenes Team übernimmt die gesamte Verantwortung für Betrieb, Wartung und alle Upgrades.



VPN-Zugangsdienst:

Die Verbindung mit der TI erreichen Sie durch einen sicheren Internetzugang sowie mit Hilfe unseres speziell für die TI zugelassenen CGM VPN-Zugangsdienstes.



Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA):

Der eHBA ist Ihre persönliche Zugangskarte zu den TI-Diensten. An Therapeutinnen und Therapeuten wird der eHBA bundesweit zentral vom elektronischen Gesundheitsberufsregister (eGBR) herausgegeben und ist beim Vertrauensdiensteanbieter D-Trust GmbH unter www.d-trust.net/cgm bestellbar.



Praxis- oder Institutionsausweis (SMC-B):

Zur TI-Anbindung Ihrer Praxis brauchen Sie einen Praxis-/Institutionsausweis (SMC-B), mit dem Sie sich als Therapeutin oder Therapeut ausweisen können. Dieser wird bundesweit zentral vom eGBR ausgehändigt und kann ebenfalls bei der D-Trust GmbH unter www.d-trust.net/cgm bestellt werden.



E-Health-Kartenterminal:

Für das Einlesen von eGK (elektronische Gesundheitskarte), SMC-B und eHBA brauchen Sie ein E-Health-Kartenterminal.

AUF WELCHE MEDIZINISCHEN INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ZUGREIFEN?

Die TI bietet Ihnen mehrere Wege, um schnell und sicher an valide medizinische Informationen zu gelangen. Sie erhalten Zugriff auf die ePA und können direkt mit anderen Behandlern kommunizieren.



VSDM – Versichertenstammdatenmanagement

Das VSDM ist der administrative Dienst der TI. Beim Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erfolgt ein automatisierter Online-Abgleich zwischen Institution und Krankenkasse in Bezug auf die persönlichen Daten des Versicherten, Information zur Krankenversicherung und zum Versicherungsschutz. Falls nötig, werden die Daten direkt im Lesegerät aktualisiert. Via VSDM lässt sich auch die eGK elektronisch direkt beim Behandler auf Gültigkeit prüfen. Ungültige Karten werden umgehend den Krankenkassen gemeldet und von diesen gesperrt. Zudem kann ganz einfach abgefragt werden, ob ein Patient oder eine Patientin eine Zuzahlung für ein Rezept leisten muss oder ob er oder sie zahlungsbefreit ist.



ePA – elektronische Patientenakte

Seit 2021 haben alle gesetzlich Versicherten Anspruch auf eine ePA, die von den Krankenkassen kostenlos als mobile App und künftig auch als Desktop-Version bereitgestellt wird. Alle Versicherten können ihre ePA selbst befüllen oder die behandelnde Fachkraft bzw. die Krankenkasse bitten, Informationen in die Akte zu übertragen. Den Zugriff auf die Daten steuert allein der Versicherte. Für Arzt-, Zahnarztpraxen und Apotheken besteht die Pflicht, Informationen über die Behandlungen auf Patientenwunsch in die ePA zu übertragen. Damit füllt sich diese elektronische Akte fortlaufend mit allen relevanten medizinischen Informationen.



KIM – Kommunikation im Medizinwesen

KIM ist der datenschutzkonforme Kommunikationsdienst der TI und erlaubt das schnelle und sichere Versenden von z. B. OP-Berichten oder Befunden. Sie können hier per E-Mail direkt mit den Ärztinnen und Ärzten kommunizieren, alle Informationen für die optimale Weiterbehandlung anfordern oder Ihren Therapiebericht schnell und sicher digital versenden. Dieser direkte Zugriff auf die Behandlungsdaten spart Ihnen Zeit, Kosten und optimiert die Behandlung auch aus Sicht Ihrer Patientinnen und Patienten.

Jetzt unter [meine-ti.de/heilmittelerbringer](https://www.meine-ti.de/heilmittelerbringer) individuelle KIM-Adresse(n) sichern!



TI-Messenger

Ab 2024 wird die Einführung des datenschutzkonformen Messengerdienstes stattfinden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten mit anderen Leistungserbringern auszutauschen und in einer späteren Phase auch mit Versicherten, einschließlich der Option für Video-Kommunikation.

WER TRÄGT DIE KOSTEN?

Die TI wird vom Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) ermöglicht und gefördert. Ihnen als Therapeutin und Therapeut werden die Kosten durch die Gesetzlichen Krankenkassen umfassend gefördert. Informationen zu den Fördermöglichkeiten entnehmen Sie unserer Website [cgm.com/ti-pauschale](https://www.cgm.com/ti-pauschale).

WARUM IST DIE CGM DER RICHTIGE PARTNER FÜR DIE TI-ANBINDUNG IHRER PRAXIS?

Ob es um den hochsicheren TI-Konnektor, das E-Health-Kartenterminal oder den sicheren VPN-Zugangsdienst geht, die CGM als TI-Pionier erster Stunde bietet Ihnen alles, was Sie zum Anschluss an die TI benötigen – einfach und schnell.

WOHER BEKOMMEN SIE IHREN TI-ZUGANG?

Nutzen Sie die Möglichkeit des „Alles aus einer Hand Services“ der CGM. Vom Zugang zur TI über die Informationen zur Förderung bis zur reibungslosen Installation vom Marktführer.

SIE HABEN NOCH WEITERE FRAGEN ZUR TI?

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter: [cgm.com/ti-heilmittelerbringer](https://www.cgm.com/ti-heilmittelerbringer)

CompuGroup Medical Deutschland AG

Business Area Connectivity
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
T +49 (0) 261 8000-2323
vertrieb.ti@cgm.com

CGM TI

Connecting Healthcare



CompuGroup
Medical