

CGM JOURNAL

Kravspesifikasjon CGM Hosting



Synchronizing Healthcare

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Arbeidsstasjoner	3
Minimumskrav	3
Anbefalte krav.....	3
Infrastruktur.....	4
Minimumskrav	4
Anbefalte krav for mer enn 10 samtidige brukere.....	4
Spesifisering av kravene	4
Citrix Receiver.....	4
Windows Update.....	4

Arbeidsstasjoner

MINIMUMSKRAV

Operativsystem: Windows 10 eller nyere

Arbeidsminne: Mer enn 8GB RAM

Internlagring: SSD (40 % ledig kapasitet på systemdisk)

Nettverksadapter: 1Gbps Ethernet

Skjerm/skjermopløsning: 22" eller større / 1920x1080 eller høyere

Printer: Laserprinter m/manuell arkmater

Nettleser: Internet Explorer 11 eller nyere

Citrix: Citrix Workspace (Windows 10.1803 eller nyere/MacOs) eller Citrix Reciever 4.5 til Win 7 SP1

Rammeverk .Net: .Net 3.5 SP1 & .Net 4.7.2

PKI: Buypass NetID 6.6.0.30 eller nyere

Fjernaksess: CGM Fjernhjelp

PDF leser: Adobe Acrobat Reader

ANBEFALTE KRAV

Arbeidsminne: Mer enn 16GB RAM

Infrastruktur

MINIMUMSKRAV

Hastighet lokalnett: 1Gbps Ethernet

Linjekapasitet: 20Mb eller mer

ANBEFALTE KRAV FOR MER ENN 10 SAMTIDIGE BRUKERE

Hastighet lokalnett: 1Gbps Ethernet

Linjekapasitet: 50Mb eller mer

Spesifisering av kravene

CITRIX RECEIVER

Kunden er selv ansvarlig for at nødvendige forutsetninger, herunder Citrix Receiver, er installert med korrekt versjonsnummer.

Anbefalt versjon av Citrix er testet og verifisert, det tas forbehold om at dersom det brukes nyere versjoner kan disse inneholde feil som CGM ikke har oversikt over.

WINDOWS UPDATE

Kunden er ansvarlig for at Windows er oppdatert med siste sikkerhetsoppdatering.



Synchronizing Healthcare