

# Systemvoraussetzungen

AUGUST 2022

## ANFORDERUNGEN für eine reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Ordinationssoftware

<b>Server oder Client-Server</b>	<p><b>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mindestens 4 CPU Kerne, 16 GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher</li> </ul> <p>Ab dem Einsatz von <b>5 Arbeitsplätzen</b> setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019/2022 voraus.</p> <p><i>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</i></p>
<b>Arbeitsstationen</b>	<p>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mindestens 4 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher</li> </ul>
<b>Textverarbeitung</b>	MS Office Home & Business (32 bit)
<b>Drucker</b>	<i>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNTT, MFC-L5700DN oder L5750DW</i>
<b>Scanner</b>	<p>Twain-kompatibel</p> <p><i>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</i></p>
<b>Netzwerk</b>	1 Gbit oder höher. <i>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</i>
<b>Internetanschluss</b>	Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz
<b>Stationsvariablen</b>	Diese müssen immer alphanumerisch (3 Stellen, nur Großbuchstaben) vergeben werden.
<b>Datensicherung</b>	Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien. <i>Wir empfehlen Datalocker DL3.</i>
<b>Fernwartung</b>	AnyDesk via CGM Remote Server
<b>Virenschutz</b>	CGM ENDPOINT PROTECTION
<b>Monitore</b>	Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel)
<b>Remote Zugriff</b>	TELEMED Mobile Praxis Center
<b>Befundprovider</b>	MED CONNECT von HCS

**INNOMED Gesellschaft für medizinische Softwareanwendungen GmbH**  
 Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 2236 8000 | F +43 (0) 2236 8000-888  
 office@innomed.at | [cgm.com/at-innomed](http://cgm.com/at-innomed)