

**CGM XDENT**

Zahnarztinformationssystem

**ZAHNARZT SEIN,  
WIE SIE ES WOLLEN.**

**MIT DER CLOUD-SOFTWARE VON CGM**

CGM XDENT – HARDWARE /  
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

**CGM**

**CompuGroup  
Medical**

## NETZWERK / PORTS / FIREWALL

### Firewall Ruleset

Source	Target	Port	Protocol	Direction	Application
All workstations	cgmxdent.de	443	TCP	Outgoing	CDPv3
All workstations	clickdoc.de	443	TCP	Outgoing	CDPv3

## INTERNETZUGANG

### Allgemein

- Internetzugang wird an jedem Client benötigt

### Bandbreitenanforderung für Praxis bis 6 Behandler

- 50M (Typischerweise Downstream 50mbit/s, Upstream 10mbit/s)

## HARDWAREAUSSTATTUNG

- Prozessor:
  - Core i5 (Quad Core)
- RAM/Arbeitsspeicher:
  - 16 GB RAM

## BETRIEBSSYSTEME

- Windows 10 Professional Edition (64bit)
- MacOS ab v10.6 („Mojave“)

## BILDSCHIRM UND AUFLÖSUNG

- Full-HD 1.920 x 1.080, Minimum: 22" Monitor (Skalierung 100 %)

## Erfolg durch **Kompetenz** und **Leidenschaft.**

**CompuGroup Medical** ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und Sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Überreicht durch:

CGMCOM-17421\_XDT\_0622\_NCR

### CGM Software GmbH

Geschäftsbereich Dental CGM XDENT  
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz  
T + 49 (0) 261 8000-1900  
F + 49 (0) 261 8000-1916  
info@cgm-dentalsysteme.de

[cgm.com/de-xdent](https://cgm.com/de-xdent)



**CompuGroup  
Medical**