



## CGM DOCUMENTS – Applicazione versatile

Trovare velocemente e con facilità tutti i documenti abbinati al paziente (immagini, fax, email, video clip,...), in un solo click!  
CGM DOCUMENTS connette il tuo software di cartella clinica con tutti i dispositivi di acquisizione più diffusi - scanner, ecografi, X-Ray, etc. - e soddisfa in maniera nativa gli standard VDDS media, GDT, DICOM, WDM, TWAIN, etc.  
CGM DOCUMENTS permette di inviare e ricevere direttamente i vari tipi di documenti tramite e-mail e fax ed è perfettamente integrato con le più note applicazioni Office, come Word ed Excel. Tutti i tipi di documenti, dai PDF alle slide PowerPoint o le immagini, possono essere visualizzati direttamente in CGM DOCUMENTS, senza più necessità di passare da un programma all'altro.  
Ciò non significa solo efficienza, ma anche riduzione della memoria necessaria per l'archiviazione, con conseguente abbattimento dei costi. Si evita la ripetizione di lavori ed inutili deviazioni. Tutto è archiviato in maniera sicura; nulla può andar perso.

**Requisiti minimi hardware**  
CPU Pentium IV o superiore, 1GB di RAM (consigliati 2GB)  
Video 1024X768 24bit, CDROM e/o DVDROM  
20 GB di spazio libero su disco

**Sistemi operativi supportati**  
Windows XP Home/Professional SP2/SP3 (32 bit)  
Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2 (32/64 bit)  
Windows 7 Professional/Ultimate (32/64 bit)  
Windows 7 Enterprise (64 bit)  
Windows Server 2003 SP2 (32/64 bit)  
Windows Small Business Server 2003 SP2 (32 bit)  
Windows Standard Server 2008 SP2 (32/64 bit)  
Windows Server 2008 R2 Standard (64 bit)



Versione CGM.IT - Marzo 2012 - Tutti i nomi di prodotti e società sono marchi dei rispettivi proprietari.

## CGM DOCUMENTS

Medical Information System

CompuGroup Medical Italia spa  
Via Adriano Olivetti, 10  
70056 Molfetta

T +39 080 33 83 111  
F +39 080 33 83 880

Numero Verde  
**800.011.781**

commerciale.italy@cgm.com  
www.cgm.com/it

## CGM DOCUMENTS

Medical Information System

# Archiviazione documentale. Digitale. Multimediale. Sicura.



## CGM DOCUMENTS – Conveniente, sicuro, veloce

Archiviare, ricercare e visualizzare contenuti digitali in maniera contestualizzata, con un semplice click, significa garantire processi professionali e può ridurre molti passaggi nella pratica medica, con un conseguente considerevole risparmio di tempo.  
L'archiviazione digitale dei documenti, grazie a CGM DOCUMENTS offre molti benefici ai quotidiani processi lavorativi, li semplifica considerevolmente, fino ad eliminarli completamente.  
Più sistematica è l'integrazione di CGM DOCUMENTS nei processi lavorativi quotidiani, maggiore è l'incremento del business, l'efficienza organizzativa e la soddisfazione generale del team di lavoro.



Synchronizing Healthcare



Synchronizing Healthcare



Synchronizing Healthcare



## CGM DOCUMENTS – Integrato con il tuo software di cartella clinica

- Integrazione:**
- Preselezione fonte di acquisizione dati
  - Miniature delle immagini del paziente
  - Collegamento veloce del paziente con i documenti multimediali a lui associati
  - Visualizzazione sincronizzata con il doppio monitor (cartella clinica+ CGM DOCUMENTS)
  - Archivio fisicamente separato da quello clinico ma logicamente collegato


CGM DOCUMENTS è perfettamente integrato con il software di cartella clinica CGM che usi e ti consente di gestire in maniera semplice ed automatica tutta la documentazione, testuale o di immagini, relativa ai tuoi pazienti. Il collegamento con le varie periferiche di acquisizione dati (scanner, video-fotocamera, email, fax, apparecchiature Dicom, etc.) è gestito direttamente dall'interno del software di cartella clinica. Per importare ed abbinare al paziente la sua documentazione multimediale non c'è necessità di usare un altro software. Mentre visualizzi la cartella clinica del paziente puoi consultare il suo archivio documentale automaticamente, anche su un secondo monitor, per una maggiore semplicità. Avrai a disposizione, in una comoda vista, tutte le miniature delle immagini del paziente, e potrai ingrandirle con un solo click. La grandezza dell'archivio documentale non è un problema per CGM DOCUMENTS e la sua sicurezza è garantita da una speciale gestione dello stesso che consente anche di tenerlo fisicamente separato da quello clinico, ma logicamente ad esso collegato.

### Office-Connect

**Collegamento E-mail**  
Puoi risparmiare tempo nella corrispondenza con i tuoi colleghi inviando le immagini o i report direttamente da CGM DOCUMENTS. Sono supportati tutti i programmi di posta elettronica che usano lo standard MAPI, ad esempio Outlook. Naturalmente puoi convertire singolarmente il formato dell'immagine prima dell'invio. Anche i messaggi email in entrata possono essere assegnati al paziente a cui si riferiscono ed archiviati, in una singola operazione.

**Collegamento Fax**  
Grazie alla connessione fax nativa, tutte le postazioni in rete sono collegate ad un programma fax centrale, senza necessità di configurazioni. Ciò consente ad ogni postazione CGM DOCUMENTS di inviare fax e archiviare direttamente quelli in entrata.

**Collegamento Office**  
Grazie all'integrazione con Microsoft Office, ad esempio MS Word, MS Excel o MS PowerPoint, è possibile generare, con una singola azione, documenti contenenti le immagini più significative del paziente, utilizzando all'occorrenza dei template preimpostati ma sempre personalizzabili. Per rendere il tuo lavoro più semplice troverai, all'interno dei programmi Office, anche il menù CGM DOCUMENTS. In questo modo potrai facilmente archiviare in CGM DOCUMENTS il documento realizzato.




### Soluzione completa

Oltre che per i dati correlati al paziente, CGM DOCUMENTS offre l'integrazione di altri tipi di archivi, come archivi amministrativi o di immagini, soddisfacendo così tutte le esigenze di una moderna gestione documentale. Nulla viene trascurato, ogni dato è archiviato con cura e sicurezza e può essere ritrovato immediatamente, in ogni momento.

**Archivio Amministrativo**  
Permette l'archiviazione di documenti non abbinati al paziente, come circolari, testi giuridico-legali, fatture, etc.

**Archivio Immagini**  
Immagini non riferite al paziente, come video, grafici, slide PowerPoint, documenti PDF o Word, etc. Un archivio che può essere usato sistematicamente per motivi di studio o per consulenze mediche.

**Repository gestibile**  
L'archiviazione e la ricerca di tutti i documenti può essere eseguita basandosi su categorie definibili dall'utente in base alle sue consuetudini. Una volta definite, le categorie o i tipi di file possono essere utilizzati più volte, per le successive archiviazioni. Ciò consente di evitare noiose ripetizioni di lavori ricorrenti e di evitare errori. CGM DOCUMENTS può essere adattato a qualsiasi sistema di repository e può essere integrato efficacemente nei flussi di lavoro esistenti.



## CGM DOCUMENTS – Sicurezza dei dati Archiviazione di lungo termine

CGM DOCUMENTS è sinonimo di sicurezza dei dati nel tempo. Con la funzionalità di archiviazione di lungo termine i tuoi documenti sono automaticamente salvati su CD o DVD, per la perenne sicurezza. I documenti archiviati sono sempre facilmente accessibili, ma non possono più essere persi o danneggiati. La sicurezza è ancora maggiore se con CGM DOCUMENTS si utilizzano particolari supporti, che possono offrire una durata di conservazione dei dati di almeno 100 anni.\* CGM DOCUMENTS rappresenta un notevole guadagno in sicurezza.

\*secondo le indicazioni dei fabbricanti

**Sicurezza definitiva per i tuoi documenti**  
Grazie alla sua intelligente gestione dei documenti, CGM DOCUMENTS offre un sistema di archiviazione sicuro ed unico. Una volta archiviato, nessun documento potrà più essere cancellato inavvertitamente. Ogni modifica apportata al documento viene registrata e così si può sempre ripristinare il suo stato originale.

**I tuoi dati sono realmente al sicuro...?**  
**Quanti anni ha il tuo server?**  
**Quanto è durato il tuo ultimo hard disk?**  
**Hai pensato che potresti avere la necessità di consultare i dati archiviati, a distanza di anni da oggi?**