

Instructiekaart: H-EPD wat ziet de patiënt

In deze instructiekaart wordt beschreven en getoond wat een patiënt kan zien in het H-EPD van CGM HUISARTS. We adviseren u om ook zelf op het portaal te kijken hoe de gegevens gepresenteerd worden. Dat kan door een 'testpatiënt' aan te melden voor CGM LIFE eSERVICES. Zorg ervoor dat bij de testpatiënt uw eigen e-mailadres is ingevuld.

Inloggen

De patiënt gaat naar CGM LIFE eSERVICES om in te loggen.

Na het inloggen heeft de patiënt de keuze uit een aantal gekleurde tegels. Afhankelijk van de door u afgenomen modules kunnen de tegels die de patiënt ziet anders zijn. De patiënt klikt op de paarse tegel 'H-EPD' om zijn medisch dossier te bekijken.

Gegevens: patiënt, zorgverlener en organisatie

Als de patiënt heeft doorgeklikt naar het H-EPD, komt deze op de CGM LIFE-pagina. Deze pagina wordt het toekomstige PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) van de patiënt. Op de pagina staan alle beschikbare gegevens onder elkaar. In de eerste drie blokken staan:

- Persoonlijke gegevens
- Zorgverlenersgegevens
- Organisatiegegevens

Alle gegevens komen uit CGM HUISARTS. Mocht er iets in de gegevens niet kloppen, dan kan dat alleen in CGM HUISARTS aangepast worden.

Problemen en episodes

Het H-EPD begint met de episodes. Het uitroepteken geeft de probleemstatus aan. Alle problemen zijn zichtbaar in het H-EPD, ook de problemen die in CGM HUISARTS op 'Gesloten' staan.

Na de problemen worden alle episodes getoond die niet gesloten zijn. Een episode wordt automatisch gesloten als deze 18 maanden niet meer is gebruikt.

Het episode-overzicht is een chronologisch overzicht van alle actieve episodes. Daarom staan ook de probleem-episodes ertussen.

Tip. Beschrijf het gezondheidsprobleem zoveel mogelijk in begrijpelijk Nederlands om extra vragen van patiënten te voorkomen.

Medicatieafspraken

Bij medicatieafspraken staan alle voorschriften vanuit de huisartsenpraktijk. Dus alle nieuwe voorschriften en de herhaalrecepten die ooit in de praktijk zijn gemaakt.

MEDICATIE AFSPRAKEN		
IBUPROFEN 400MG TABLET		
OMSCHRIJVING 3D1T zn (3 maal daags, 1 tablet, zo nodig)	STATUS Actief	STARTDATUM 5 januari 2020
DOSERING 1STUK	TOEDIENINGSWIJZE ORAAL	MEDISCHE REDEN -

Uitslagen

De uitslagen die in CGM HUISARTS in het dossier van de patiënt aanwezig zijn, worden in het H-EPD aan de patiënt getoond.

Ze zijn daar opgedeeld in Diagnostische metingen en labresultaten.

METINGEN		
Polsfrequentie 20 APRIL 2019	Bloeddruk 31 MAART 2019	Polsfrequentie 31 MAART 2019
84 /min	184/93 mmHg	120 /min
METHODIEK -	METHODIEK -	METHODIEK -
LOCATIE	LOCATIE	LOCATIE

Allergieën en intoleranties

Alle in de praktijk vastgelegde allergieën en intoleranties zijn zichtbaar in het H-EPD. Gebruik in CGM HUISARTS het veld 'opmerking' om een toelichting voor de patiënt te geven.

ALLERGIËN EN INTOLERANTIES		
FENOXYMETHYLPENICILLINE CF CAPSULE 250MG		
CATEGORIE Propensity to adverse reactions to drug	TOELICHTING Forse reactie op FENOXYMETHYLPENICILLINE TEVA CAPSULE 250MG	ERNST -

Bezoekregistratie

Bij bezoekregistratie worden alle E- (Evaluatie) en P- (Plan) regels van alle contactmomenten getoond. De contactmomenten staan chronologisch aflopend gesorteerd. De behandelend zorgverlener en gekoppelde episode staan in het contact vermeld.

Let op: Bij instellingen vooraf bepaalt u zelf vanaf welke datum de E- en P-regels gepubliceerd worden. Dit kunt u eenmalig instellen.

BEZOEKREGISTRATIE		
Consult voor HNP (thoracaal/lumbaal) met Dr. V. Huisarts 1 19 APRIL 2020	Consult voor Keelpijn met Dr. V. Huisarts 1 15 MAART 2020	Consult voor HNP (thoracaal/lumbaal) met Dr. V. Huisarts 1 10 MAART 2020
DIAGNOSE HNP (thoracaal/lumbaal)	DIAGNOSE Keelpijn	DIAGNOSE HNP (thoracaal/lumbaal)
MET RELATIE TOT HNP, Condition HNP (thoracaal/lumbaal), Nogmaals verwijzing Cesar, Condition HNP (thoracaal/lumbaal)	MET RELATIE TOT Keelpijn ecl, Condition Keelpijn, Bezoek brengen aan de tandarts, wellicht zit er daar iets., Condition Keelpijn	MET RELATIE TOT HNP, Condition HNP (thoracaal/lumbaal), Patiënt geïnformeerd, ziet het nog even aan., Condition HNP (thoracaal/lumbaal)
EVALUATIE HNP	EVALUATIE Keelpijn ecl.	EVALUATIE HNP
PLAN VAN AANPAK Nogmaals verwijzing Cesar	PLAN VAN AANPAK Bezoek brengen aan de tandarts, wellicht zit er daar iets.	PLAN VAN AANPAK Patiënt geïnformeerd, ziet het nog even aan.

Instellingen vooraf

Voordat de gegevens naar het H-EPD gaan, moeten er een aantal instellingen in de praktijk gedaan worden.

1. Ga naar **-Stamgegevens, -Praktijken**. Klik in het linkermenu op **MedMij instellingen**.
2. Zet een vinkje voor 'is aangesloten t.b.v. Patiënt portalen MedMij'.
3. Vul de datum in vanaf welke datum de journaal-regels (E en P) op het portaal zichtbaar moeten zijn.
4. Klik op de knop **[Wijzig]**. Als u op wijzig klikt wordt er vanzelf een datum ingevuld bij 'Datum vanaf wanneer patiënten hun gegevens kunnen inzien op Patiënt-portalen MedMij'.

CGM Huisarts (5000)

Is aangesloten t.b.v. Patiënt-portalen MedMij

Datum vanaf wanneer journaal zichtbaar is op Patiënt-portalen MedMij

Datum vanaf wanneer patiënten hun gegevens kunnen inzien op Patiënt-portalen MedMij

[Wijzig]

N.B. Met de knop **[Wijzig]** start u ook de initiële upload van gegevens voor de al aangemelde patiënten.