



Systemanforderungen

MÄRZ 2024

HARDWAREANFORDERUNGEN

Die folgenden Mindestanforderungen gewährleisten eine reibungslose Funktionalität. Wir empfehlen jedoch, deutlich höhere Werte als die genannten Mindestanforderungen zu wählen.

Server	Mindestanforderungen	Empfohlene Hardware
Prozessor	64 Quad-Core 2,4 GHz (z. B. i5-7400T oder besser)	64 Quad-Core 3,5 GHz (z. B. Xeon E3-1230 v6 oder besser)
Arbeitsspeicher	32 GB DDR4	32 GB DDR4
Festplatte	256 GB verschlüsselt, davon mind. 60 GB frei	500 GB verschlüsselt, davon mind. 60 GB frei
Netzwerkverbindungen	1000 Mbit/s	1000 Mbit/s

Arbeitsplatz-Computer	Mindestanforderungen	Empfohlene Hardware
Prozessor	Dualcore 2,3 GHz (z.B. Intel i3-7100U)	Dualcore 3,4 GHz (z.B. Intel i5-7260U)
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4	8 GB DDR4
Festplatte	128 GB verschlüsselt, davon mind. 20 GB frei	250 GB verschlüsselt, davon mind. 20 GB frei
Netzwerkverbindungen	1000 Mbit/s oder WLAN 802.11n mit 150 – 600 Mbit/s	1000 Mbit/s oder WLAN 802.11ac mit 433 – 1.300 Mbit/s
Bildschirm	Full-HD (1920 x 1080)	Full-HD (1920 x 1080)

Installations-/Update-Empfehlung: Freie Festplattenkapazität von mind. 60 GB

NETZWERK

Für die Funktionen wie Fernwartung, Online-Update, Windows- und Virenschutz-Updates sowie weitere Online-Dienste sind eine sichere Internetverbindung und ein dafür ausgelegter Router erforderlich.

Internetanbindung	Mindestanforderungen	Empfohlene DSL-Anbindung
(DSL) – Router	Für das reibungslose Übertragen von Daten (Senden und Empfangen) wird eine Übertragungsrate von mindestens 20 Mbit/s empfohlen.	Für das Übertragen der Daten zwischen der Praxis und angebundenen Geräten außerhalb der Praxis sowie für die Verwendung von verschiedenen Diensten, Aufspielen von Updates sowie Fernwartung empfehlen wir eine DSL-Anbindung mit 40 Mbit/s.



Systemanforderungen

MÄRZ 2024

BETRIEBSSYSTEME

CGM MAXX ist für die unten folgenden Betriebssysteme für Windows-kompatible Computer geprüft und zugelassen.

Achten Sie darauf, dass die deutsche Version von Microsoft Windows installiert ist. **Systeme in anderen Sprachen werden nicht unterstützt!**

Server (nicht notwendig bei Cloud Variante)

- Windows Server 2022 (64 bit)
inkl. aller Windows Updates

Hauptrechner (bis 4 Arbeitsplätze)

(nicht notwendig bei Cloud Variante)

- Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit)
inkl. aller Windows Updates

Arbeitsstationen (deutsche Versionen)

- Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit)
inkl. aller Windows Updates

Standard-Software

Neben dem Betriebssystem wird auf den Computern noch folgende Software benötigt, um CGM MAXX zu verwenden:

- CGM Remotesupport (AnyDesk)
- Druckertreiber
- Google Chrome
- Geräte-Treiber für die Anbindung von Geräten, die über GDT kommunizieren
- Virenschutz

CGM Arztsysteme Österreich GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf
T +43 (0) 50 818-100 | F +43 (0) 50 818-199
arztsysteme.at@cgm.com

cgm-maxx.at

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**