

Systemvoraussetzungen

AUGUST 2022

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Server oder Client-Server | Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none">• mindestens 4 CPU Kerne, 16GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher Ab dem Einsatz von 5 Arbeitsplätzen setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019/2022 voraus. <i>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</i> |
| Arbeitsstationen | Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64bit) inkl. aller Windows Updates <ul style="list-style-type: none">• mindestens 2 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher |
| Textverarbeitung | <i>Für die Textverarbeitung empfehlen wir MS Office Home & Business (32 bit).</i> |
| Drucker | <i>Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNNT, MFC-L5700DN oder L5750DW.</i> |
| Unterstützte Etikettendrucker | TSC TDP-225, Zebra LP 2824PLUS oder ZD410, Bixolon SLP-DX220 |
| Scanner | Twain-kompatibel <i>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</i> |
| Netzwerk | 1 Gbit oder höher <i>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</i> |
| Internetanschluss | Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz |
| Datensicherung | Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien <i>Wir empfehlen Datalocker DL3.</i> |
| Fernwartung | AnyDesk via CGM Remote Server |
| Virenschutz | CGM ENDPOINT PROTECTION |
| Monitore | Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel) |
| Remote Zugriff | TELEMED Mobile Praxis Center |
| Arztsoftware | Wir empfehlen CGM MEDXPERT, CGM PCPO, CGM PRIVATE oder INNOMED. |

Health Communication Service GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 2236 8000-600 | F +43 (0) 2236 8000-777
office@hcs.at | [cgm.com/at-hcs](https://www.cgm.com/at-hcs)