




WIE WECHSLE ICH MEIN PASSWORT?

IN INNOMED

1 Eigenes Passwort ändern

Um als Benutzer in INNOMED das Passwort zu ändern, wählen Sie in der Anmeldemaske die Checkbox „Passwort nach Login ändern“. Anschließend kann das Passwort geändert werden.



2 Passwort für einen Benutzer in der Ordination zurücksetzen (als Administrator)

Um für alle Benutzer in der Ordination beim nächsten Einstieg eine Passwortänderung zu erzwingen, wechseln Sie in die BENUTZERVERWALTUNG. Hier können Sie je Benutzer „Passwort zurücksetzen“ auswählen. Bei der nächsten Anmeldung muss der Benutzer ein neues Passwort wählen.



HINWEIS:

In die BENUTZERVERWALTUNG kommen Sie über das Menü: Verwaltung > Benutzer > Benutzer und Rechte.

