

ANFORDERUNGEN für eine reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Praxissoftware

Server oder Client-Server	Microsoft Windows 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates • mindestens 4 CPU Kerne, 16 GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher
	Ab dem Einsatz von 5 Arbeitsplätzen setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019/2022/2025 voraus.
	Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.
Arbeitsstationen	Microsoft Windows 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates • mindestens 4 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher
Textverarbeitung	MS Office Home & Business (32 bit)
Drucker	Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNTT, MFC-L5700DN oder L5750DW
Scanner	Twain-kompatibel Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS- 2400N oder Fujitsu Fl 7140 / 7160.
Netzwerk	20 Mbit/s Download oder höher, 8 Mbit/s Upload oder höher Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.
Internetanschluss	Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz
Stationsvariablen	Diese müssen immer alphanumerisch (3 Stellen, nur Großbuchstaben) vergeben werden.
Datensicherung	Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien. Wir empfehlen Datalocker DL4.
Fernwartung	AnyDesk via CGM Remote Server
Virenschutz	CGM ENDPOINT PROTECTION
Monitore	Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel)
Remote Zugriff	CGM MOBILE WORK
Befundprovider	C-BOX Postfach von HCS

CGM Arztsysteme Österreich GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 50 818-100 | F +43 (0) 50 818-199 arztsysteme.at@cgm.com | cgm.com/at

