



Sind in Ihrem INNOMED die Kartenleser im e-card-Setup je Station vorkonfiguriert, ist eine Anpassung dieser Einstellung bei der Installation der neuen GINO (Kartenleser) in Ihrer Ordination notwendig:

1. Öffnen Sie den e-card-Manager und wählen Sie die Schaltfläche [SETUP] im Bereich „Allgemein“.




Abbildung 1: e-card-Manager

2. Bestätigen Sie die Hinweismeldung mit [JA].




Abbildung 2: Hinweismeldung

3. Im Bereich „Lokale Einstellungen für Station []“ wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü, unter „Kartenlesegerät“, den gewünschten Kartenleser, welcher standardmäßig auf der Station vorgeschlagen werden soll.




Abbildung 3: Einstellung

4. Klicken Sie die Schaltfläche [SPEICHERN], um die Einstellung zu speichern und abzuschließen.



HINWEIS: Die Angabe des Standard-Kartenlesegeräts muss je Station gesondert erfolgen. Es handelt sich um eine lokale Einstellung.