



QUICKINFO - RKS WECHSEL EINER SIGNATUREINHEIT



HINWEIS: Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) informiert, dass die aktuellen RKS-Signaturkarten vom Typ ACOS-ID 2.1 ab dem **7. Juni 2025** nicht mehr verwendet werden dürfen, da ihre Zertifikate auslaufen und sie den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Aus diesem Grund müssen betroffene Registrierkassenbetreiber rechtzeitig neue, zertifizierte Signaturkarten beziehen und diese über FinanzOnline registrieren sowie die alten Karten außer Betrieb nehmen.

Aufgrund der knappen Verfügbarkeit der neuen Signaturkarten wurde zugelassen, dass bestehende Karten des Typs **ACOS-ID 2.1** über ihre technische Gültigkeit hinaus genutzt werden dürfen.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Tausch der Signaturkarte finden Sie unter: <https://www.wko.at/steuern/vorgehensweise-tausch-rksv-signaturkarte>

Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Verbindlichkeit dieser Informationen übernehmen können.

Ob diese Schritte für Ihren konkreten Anwendungsfall ausreichend sind, ist von Ihrer individuellen Situation abhängig und sollte im Zweifel mit Ihrem Steuerberater abgestimmt werden.

Um die in Ihrer Registrierkasse für die Signatur von Belegen verwendete Signatureinheit zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

NEUE SIGNATUREINHEIT ANSCHLIESSEN

- Ermitteln Sie zunächst, an welchem PC (Server oder Client) die bisherige Signatureinheit angeschlossen ist.
- Entfernen Sie die alte Signatureinheit, sofern diese nicht mehr benötigt wird.
- Schließen Sie die neue Signatureinheit genau an diesen PC an einem freien USB-Anschluss an.



HINWEIS: Schließen Sie die neue Signatureinheit ausschließlich an dem PC (Server oder Arbeitsplatz) an, an dem auch die bisherige Signatureinheit betrieben wurde, da die Registrierkasse nur so ordnungsgemäß funktioniert.

SIGNATUREINHEIT IN DER REGISTRIERKASSE WECHSELN

- Öffnen Sie die Registrierkassenverwaltung ("CGM PCPO Hauptmenü" → "Menü Stammdaten" → "Registrierkassen Verwaltung").

Kassen-ID	Mandanten	Bezeichnung	Status Kasse	Status SE
9903	TEST MUSTER	TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	Außer Betrieb	inaktiv
9902	TEST MUSTER	TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	Außer Betrieb	inaktiv
9901	TEST MUSTER	Nicht schon wieder eine Registrierk...	Außer Betrieb	inaktiv

- Öffnen Sie das Kontextmenü der betreffenden Registrierkasse und wählen Sie: "Sicherheitseinrichtung wechseln".

Kassen-ID	Mandanten	Bezeichnung	Status Kasse	Status
9904	1. 2. 3	TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	In Betrieb	aktiv
9903		TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	Außer Betrieb	inaktiv
9902		TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	Außer Betrieb	inaktiv
9901		Nicht schon wieder eine Regkass...	Außer Betrieb	inaktiv

- Wählen Sie die entsprechende Signatureinheit aus der angezeigten Liste und klicken Sie auf "OK".
 - Falls die Signatureinheit nicht erscheint, überprüfen Sie die Verbindung und öffnen Sie dieses Fenster erneut.

Kartenleser	Kartennummer	SerienNr Zertifikat	Hostname	Kasseninhaber
ACS ACR39U ICC Reader 0	8061159677080001	1143D8A4	QA-PCPO-SA	UID ATU79220601

- Nach der Auswahl werden Ihnen die Registrierkassendaten für die Registrierung der Signatureinheit in FinanzOnline angezeigt.
 - Drucken Sie diese Daten bei Bedarf aus und klicken Sie auf "Schließen".

Um eine Anmeldung Ihrer Registrierkasse in FinanzOnline durchführen zu können, benötigen Sie oder Ihr Steuerberater folgende Daten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Kassen-ID: 9904
 Zertifizierungsdiensteanbieter: A-Trust
 Serien-Nummer des Zertifikats: 0A6F8354
 AES-Schlüssel: YDjUswYD5ugwwwwtZGPiUyDOL31H5Zy3pumILDlHD4=
 Steuernummer: ATU22706908
 Umsatzsteuer-Nr(UID):

- Diese Informationen können auch nachträglich jederzeit über den Menüpunkt "Inbetriebnahme" → "Daten für Anmeldung bei FinanzOnline anzeigen" aufgerufen werden.

Kassen-ID	Mandanten	Bezeichnung	Status Kasse
9904	1, 2, 3	TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	In Betrieb
9903		TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	Außer Betrieb
9902		TEST MUSTER REGISTRIERKASSE ...	Außer Betrieb
9901		Nicht schon wieder eine Regkass...	Außer Betrieb

REGISTRIERUNG DER SIGNATUREINHEIT IN FINANZONLINE



HINWEIS: Neue Signatureinheiten, die bisher noch nicht mit der Registrierkasse verwendet wurden, müssen in FinanzOnline registriert werden.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie direkt über <https://finanzonline.bmf.gv.at>