

MEDIZINISCHE DATEN FIT FÜR DIE ZUKUNFT MACHEN

JiveX  HEALTHCARE
CONTENT
MANAGEMENT




MEDIZINISCHE
DATEN GANZHEITLICH
IM BLICK

Das JiveX Healthcare Content Management konsolidiert medizinische Daten innerhalb eines Systems. Alle Informationen zu einem Fall, einer Patientin oder einem Patienten sind auf einen Blick verfügbar und können mit in die Diagnostik- und Therapieentscheidungen einbezogen werden. Die Versorgungsqualität wird somit erhöht und gibt Beschäftigten im Gesundheitswesen mehr Sicherheit an ihrem Arbeitsplatz.

Die einzelnen Komponenten des Healthcare Content Managementsystems sorgen für maximale Datennutzung zum Wohle der Patientinnen und Patienten.

JIVEX KOMPONENTEN



DATEN SYSTEMATISCH ORGANISIEREN



Medizinische Daten immer aktuell

- ▶ Medizinische Daten immer am richtigen Ort verfügbar
- ▶ Intelligentes Berechtigungskonzept
- ▶ Strukturierte Aufbereitung der Daten
- ▶ Strukturierte Suche



Medizinische Daten integrieren

- ▶ Herstellerunabhängige Übernahme von Dokumenten, Biosignalen, Bildern, strukturierten Daten oder Videos und Umwandlung in medizinische Standardformate wie DICOM und PDF/A
- ▶ Sichere patienten-, fall- oder auftragsbezogene Datenintegration mittels Gateways
- ▶ Umfangreiche Verarbeitung von Metadaten bis zur Anreicherung von fehlenden Informationen
- ▶ Unterstützung von Verfahren zur Sicherstellung der Beweis- und Revisionsicherheit bereits beim Dateneingang durch qualifizierte elektronische Signaturen und Zeitstempel



Alle medizinischen Daten gemeinsam betrachten

- ▶ Anzeige aller medizinischen Daten in einem webbasierten Zero Footprint Viewer
- ▶ Zusammenführung aller medizinischen Daten zu einer behandelten Person oder einem Fall
- ▶ Darstellung der Daten analog der jeweiligen Aktenstruktur einer Einrichtung
- ▶ Automatisch intelligente Filterung zur übersichtlichen, anwenderbezogenen Darstellung der medizinischen Daten
- ▶ Individuelle Anpassung der Darstellungsoptionen
- ▶ Nutzung als IHE XDS Consumer



Medizinische Daten teilen und kommunizieren

- ▶ Unkompliziertes Teilen von Daten mit Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten sowie Gesundheitsakten
- ▶ Personalisierter Zugriff für Überweisende auf berechtigte Daten
- ▶ Unterstützung der Datenübermittlung auf allen gängigen Medien
- ▶ Nahtlose Einbindung in vorhandene Portallösungen
- ▶ Unterstützung von MD(K)-Workflows
- ▶ Sektorenübergreifendes Bereitstellen von medizinischen Daten (IHE XDS und FHIR)



Medizinische Daten herstellerneutral archivieren

- ▶ Unterstützung aller gängigen Speicherinfrastrukturen für die Langzeitarchivierung medizinischer Daten
- ▶ Automatisiertes Archivmanagement unterschiedlicher medizinischer Datentypen unter Berücksichtigung von Zugriffszeiten und Aufbewahrungsfristen
- ▶ Hierarchische Archivierung mit regelbasierter Datenreplikation
- ▶ Werkzeuge zur Sicherstellung der Datenkonsistenz über den gesamten Aufbewahrungszeitraum
- ▶ Hochverfügbarkeit

Das **JiveX Healthcare Content Management** stellt alle Komponenten zur Verfügung, um medizinische Daten ganzheitlich innerhalb eines Systems einzubinden, zu bearbeiten, zu archivieren und zu verteilen.

UNS INSPIRIERT GESUNDHEIT

Wir digitalisieren das Gesundheitswesen zum Wohle aller und leisten mit unseren JiveX Produkten einen wertvollen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung.

Die Digitalisierung ist der Schlüssel für mehr Vernetzung sowie einen besseren und zielgerichteteren Informationsaustausch zwischen den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen – denn bessere Informationen sorgen für präzisere Diagnosen und Behandlungen.

Um den Digitalisierungsgrad effektiv zu steigern, zeichnen sich unsere JiveX Produkte durch eine hohe Interoperabilität, Skalierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit aus.



Wir sind Ihr verlässlicher Partner rund um das Management von medizinischen Daten.