

# CGM FIREWALL – der Türsteher für Ihr Institutionsnetzwerk



In einer Welt voller Schadsoftware ist es insbesondere im Gesundheitswesen wichtig, hochsensible Patientendaten vor Angriffen zu schützen. Dank Ihrer Grundkonfiguration setzt die CGM FIREWALL die IT-Sicherheitsrichtlinie optimal um.

Sie lässt nur Verbindungen zu, die im Vorfeld explizit freigeschaltet wurden und schützt so den Eingangskanal Ihrer Institution an der „Türschwelle“.

**Vorsorge ist die beste Medizin. Geben Sie Cyberkriminalität keine Chance – sichern Sie sich jetzt mit der CGM FIREWALL Ihren persönlichen Rundum-sorglos-Schutz für Ihr Institutionsnetzwerk.**

# CGM FIREWALL – DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR IHRE INSTITUTION



## Einzigartiges Sicherheitskonzept

- ✓ Änderungen in der Konfiguration der CGM FIREWALL sind nur über die zentrale Konfiguration der Konsole möglich. Schadhafte Anpassungen können so verhindert werden.
- ✓ Die CGM FIREWALL ist mit WLAN-Funktion erhältlich, um eine umfassende Absicherung des drahtlosen Netzwerks zu gewährleisten. (Einzelne Modelle optional mit WLAN-Funktion)



## Effiziente cloudbasierte Konfiguration

- ✓ Das Managed-Firewall-Konzept ermöglicht unkompliziert Konfigurationsänderungen ohne teure Technikereinsätze.
- ✓ CGM sorgt dafür, dass Ihre CGM FIREWALL immer up-to-date ist. Updates werden automatisch und zentral eingespielt, um Sie stets gegen die neuesten Bedrohungen zu schützen. Durch unser umfangreiches Testverfahren stellen wir die Kompatibilität mit Ihrem CGM-Primärsystem sicher.
- ✓ Durch die Sicherung der Gerätekonfiguration geht im Falle eines Geräteausfalls nichts verloren – der Austauschprozess wird beschleunigt, Installationszeit gespart.



## Reibungsloser Praxisbetrieb

- ✓ Die integrierten CGM-Templates sorgen dafür, dass wichtige Funktionen in Verbindung mit Ihrem CGM-Primärsystem nicht unbeabsichtigt blockiert werden.
- ✓ Unsere Lösungen im CGM PROTECT-Portfolio – einschließlich CGM FIREWALL, CGM ENDPOINT 360° und CGM SECURE WIFI – sind perfekt aufeinander abgestimmt und unterstützen einen störungsfreien Praxisablauf.



## Service mit Zukunft

- ✓ Durch unser großes Partnernetzwerk bieten wir Ihnen eine persönliche Vor-Ort-Betreuung mit einem umfangreichen Service- und Supportpaket.
- ✓ Wir stellen flexible Lösungen für Institutionen jeder Größe zu Verfügung: CGM FIREWALL M für kleinere Praxen mit bis zu 5 Arbeitsplätzen und CGM FIREWALL L für größere Institutionen mit bis zu 20 Arbeitsplätzen.
- ✓ Die CGM FIREWALL ist das zentrale Bindeglied unserer Zukunftslösung CGM MANAGED TI, die eine rechenzentrumsbasierte TI-Anbindung ermöglicht.

**CompuGroup Medical Deutschland AG**

Business Area Connectivity  
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

[cgm.com/de](http://cgm.com/de)

Seite 2 von 2

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup  
Medical**