

IN NUR
5 MINUTEN
INSTALLIERT!

CHREMASOFT 

Dentalinformationssystem



KURZANLEITUNG

Anbindung eines
mobilen Kartenterminals
an CGM CHREMASOFT


Synchronizing Healthcare




CompuGroup
Medical

VORBEREITUNG

Stecken Sie das mobile Kartenterminal an den Rechner per USB an:




Treiberinstallation durchführen.






Sollte der Treiber nicht automatisch installiert werden, führen Sie die Treiberinstallation manuell durch. Das Setup hierfür finden Sie unter: <https://ingenico.de/healthcare/downloads>

Im Gerätemanager des Rechners den COM-Port abfragen.



EINRICHTUNG EINES MOBILEN KARTENTERMINALS

1	<p>Klicken Sie in der Menüleiste auf <i>CHREMASOFT > Einstellungen > Konnektor-Einstellungen</i>. Der Dialog <i>Konnektor-Einstellungen</i> öffnet sich.</p>
2	<p>Wählen Sie das Kontrollkästchen <i>Mobiler Kartenleser</i>.</p> 
3	<p>Klicken Sie (rechts neben <i>DLL</i>) auf diese Schaltfläche . Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die DLL des mobilen Kartenterminals befindet, wählen Sie die DLL aus und klicken Sie dann auf <i>Öffnen</i>.</p>
4	<p>Geben Sie in das Feld <i>Port</i> die Portnummer des mobilen Kartenterminals ein.</p>
5	<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Speichern und beenden</i> .</p>

CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH

Maria Trost 25 | 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-1900

F +49 (0) 261 8000-1916

info@cgm-dentalsysteme.de

cgm-dentalsysteme.de

cgm.com/de

