



CGM Clinical Deutschland GmbH

CGM SOZIAL HRM

Release Notes

Version HRM 01.2026



Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical

Inhaltsverzeichnis

Version 2026.01.....	3
Version 2025.12.....	7
Version 2025.11.....	11
Version 2025.10.....	12
Version 2025.09.....	16
Version 2025.08.....	17
Version 2025.07.....	22
Version 2025.05.....	25
Version 2025.04.....	26
Version 2025.01.....	30
Version 2024.11.....	35
Version 2024.10.....	38
Version 2024.09.....	42
Version 2024.08.....	43
Version 2024.07.....	45
Version 2024.06.....	48
Version 2024.05.....	48
Version 2024.04.....	48
Version 2024.03.....	52
Version 2024.02.....	52
Version 2024.01.....	54

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
819115757	Dienstplan	(Fehlerbehebung) Die Einstellungen der Mitarbeiter Sortierung (Option im Dienstplan) wird nun je Organisationseinheit und Benutzer gespeichert. D.h. Benutzer überschreiben sich die gewünschte Sortierung nicht mehr gegenseitig.	HISTL-283558
818806991 818698230	Zeiterfassungsdaten	In der Benutzeroberfläche <i>Zeiterfassungsdaten</i> werden nun Kommentare von Diensten und Partitionen angezeigt. Außerdem wird die berechnete Arbeitszeit (z.B. Dienst abzüglich Pausen, etc.) in Klammern angezeigt.	HISTL-294150
	Planung	Mit der neuen Berechtigung <i>Dienstplan / Planung / Dienste / Überstunden hinzufügen / bearbeiten</i> wird festgelegt, ob ein Benutzer Überstunden verplanen darf oder nicht. Die Berechtigung hat Auswirkungen auf den Dienstplan und die Zeiterfassungsdaten. Benutzer ohne diese Berechtigung haben keine Einträge bzgl. Überstunden im Kontextmenü, sehen allerdings vorhandene Überstunden Einträge im Dienst Dialog. Diese sind ausgegraut und können nicht bearbeitet werden. Die Berechtigung muss nach dem Update händisch von den Kunden vergeben werden!	HISTL-294149
818942518	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Korrekte Berechnung der Stunden, wenn eine Bereitschaft von einem Krankenstand überlagert wird.	HISTL-291625 / HISSUP-11587
818957917	PPUGV	(Fehlerbehebung) Für die PPUGV Datenberechnung werden nun alle Elemente aus dem gewünschten Planelementtyp Set berücksichtigt. Der Arbeitsmodus von den einzelnen Planelementtypen wird ignoriert und es werden alle Stunden gezählt. Weiteres werden Dienste nun tagesspezifisch zugeordnet und berücksichtigt bei der PPUGV Datenberechnung.	HISTL-292072 / HISSUP-11609
	Urlaubsanspruch	In der Urlaubsberechnung gibt es nun die Möglichkeit, DV-Unterbrechungen genauer zu definieren und dadurch unterschiedlich in die Berechnung einzubeziehen. Dafür bietet die Oberfläche Urlaubsanspruch in den	HISTL-286963

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
		Aliquotierungen eine Auswahl der existierenden Dienstunterbrechungen an. Ist das Feld leer, gilt die Definition für alle DV-Unterbrechungen. Wird im Feld eine bestimmte Dienstunterbrechung ausgewählt, gilt die Einstellung nur für diese. Gibt es zwei Einträge – einen mit leerem Feld und einen mit ausgewählter Unterbrechung –, dann gilt die leere Einstellung für alle anderen, außer für die explizit ausgewählte. Um eine korrekte Berechnung des Urlaubsanspruchs gewährleisten zu können, muss die Einstellung im Bereich Aliquotierungen zu den Einstellungen des Modulparameters <i>Art der Anspruchsberechnung</i> passend konfiguriert werden. Details hierfür entnehmen Sie bitte der Updateinformation im Kapitel Neuer Modulparameter: „Art der Anspruchsberechnung“.	
818933458	Antragsgenehmigung	(Fehlerbehebung) Beim Öffnen der Antragsgenehmigung lösen Mitarbeiter ohne Hauptarbeitsplatz keine Fehlermeldung mehr aus.	HISTL-291519 / HISSUP-11609
818776617	Zeiterfassung	Ab sofort kann in der Oberfläche für die automatische Pausengenerierung eingestellt werden, ob immer die maximale Pause von der Arbeitszeit abgezogen werden soll oder nur anteilig. Beispiel: Dienstzeit: 07:00 bis 13:15 Uhr (6:15 Stunden) Pausenregel: Nach 6 Stunden Arbeitszeit wird eine Pause von 30 Minuten abgezogen. Mit aktivierter Einstellung: Es wird immer die volle, definierte Pausenzeit abgezogen (30 Minuten). Ergebnis: Arbeitszeit beträgt 5:45 Stunden. Mit deaktivierter Einstellung: Die Pausenzeit wird anteilig berechnet (15 Minuten). Ergebnis: Arbeitszeit beträgt 6:00 Stunden.	HISTL-289436

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
	Auswertung / Abrechnung	In der neuen Benutzeroberfläche <i>Konto Journal</i> können Benutzer für einen bestimmten Zeitraum durchgeführte Buchungen einsehen. <i>Berechtigung: Dienstplan / Abrechnung / Konto Journal</i>	HISTL-271060
	Dienstplan	Zuvor eingestellte Anzeigeeinstellungen des Dienstplans werden auch beim Wechsel des Monats über den Dialog Monatsauswahl gespeichert und im gewählten Monat berücksichtigt (Summenspalten o.ä. wurden nicht gespeichert).	HISTL-295186
819117350	Zeiterfassungsdaten	Halbtägige Urlaube werden nun auch in den Zeiterfassungsdaten berücksichtigt.	HISTL-291661
817569262	Istzeiten	(Fehlerbehebung) Beim Einfügen eines Dienstes in der Istzeiten-Erfassung ist es nun nicht mehr notwendig eine Partition zu kommentieren, welche in der Dienstvorlage vorhanden ist. Falls die Zeit oder der Typ der Partition geändert wird, muss jedoch ein Kommentar erfasst werden (gleiche Funktionalität wie beim Editieren eines Dienstes).	HISTL-271019
	Schicht- & Wechselschicht Zusatzurlaub	In dem Tab Urlaub aus Wechselschichtarbeit im Wechselschichtschema gibt es eine neue Checkbox "Schicht & Wechselschichtarbeit ins nächste Jahr mitnehmen". Wenn diese gesetzt wird, werden die Anzahl der Monate, die in Schicht-/Wechselschicht gearbeitet werden, ins nächste Jahr mitgenommen. Dadurch wird der zusätzliche Urlaub dann schon früher erwirtschaftet. Z.B.: Schichtarbeit von November bis Februar -> 1 Tag im Februar wird gebucht, weil 4 Monate in Schichtarbeit erreicht wurden. Bis dato wäre der erste Tag erst im April gebucht worden, weil wir den Zähler mit Jänner zurücksetzen.	HISTL-293012
	Toleranzschema, Zeiterfassungsdaten	Mit dieser Version bietet das Toleranzschema eine neue Funktion zur Rundung von Zeitstempeln. Die Rundung kann durch Aktivieren des Kontrollkästchens „Rundung aktivieren“ eingeschaltet werden. Anschließend lässt sich	HISTL-279094

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
		auswählen, ob alle Zeitstempel oder nur der Dienstbeginn und das Dienstende gerundet werden sollen. Das gewünschte Rundungsintervall ist individuell konfigurierbar, wobei die Rundung jeweils auf das nächste Intervall gemäß der gewählten Einstellung erfolgt. Darüber hinaus kann für Beginn und Ende separat festgelegt werden, ob auf- oder abgerundet beziehungsweise mathematisch korrekt gerundet werden soll.	
	Dienstliste	In der neuen Programmmaske <i>Dienstliste</i> können für einen Zeitraum vom max. einem Jahr, alle Dienste und Abwesenheiten von Mitarbeitern eingesehen werden. Die Dienstliste kann mittels <i>Exportieren</i> als CSV-Datei heruntergeladen werden. <i>Berechtigung: Dienstplan / Planung / Dienstliste</i>	HISTL-275108

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
818934539	Zeiterfassungsdaten	(Fehlerbehebung) Partitionen werden nun mit dem richtigen Planelementtypen von der Partitionsvorlage generiert.	HISTL-291637/ HISSUP-11588
819064507	Wechselschichtzulage	(Fehlerbehebung) Die Berechnung der übernommenen Stunden vom Vorjahr wurde korrigiert. Der Übertrag wird wie folgt mittels Modulo-Verfahren berechnet: Summe an Nachtstunden vom gesamten Jahr % 1. Urlaubstag	HISTL-293639 / HISSUP-11691
	Wechselschicht	Um beim Wechsel der Arbeitsform eine korrekte Berechnung des Zusatzurlaubs zu gewähren, wird nun der Urlaubsanspruch für den Abrechnungsmonat, basierend auf der aktuellen Grenze und den geleisteten Nachtstunden ermittelt. Ist die Differenz der berechneten Urlaubstage größer als die bereits gebuchten, dann wird die Differenz zugebucht. Wenn nicht, erfolgt keine Buchung.	HISTL-292331
818961764	Darstellungskonfiguration	Nach erfolgreicher Speicherung von Parametern in der Programmmaske Darstellungskonfiguration muss sich der betroffene Benutzer erneut im System anmelden. Erfolgt dies nicht, kann es sein, dass die gewünschten Daten nicht korrekt angezeigt werden.	HISTL-289302/ HISSUP-11604
./.	Wechselschicht	Die Berechnung der übernommenen Stunden vom Vorjahr wurde korrigiert. Der Übertrag wird wie folgt berechnet: Summe an Nachtstunden vom gesamten Jahr % 1. Urlaubstag Bsp.: Mitarbeiter hat 659 Std Nachtarbeit in 2024 geleistet, 110 Stunden sind für 1. Urlaubstag definiert $659 \% 110 = 109$ à 109 Stunden werden ins Jahr 2025 mitgenommen Bsp.: Mitarbeiter hat 900 Std Nachtarbeit in 2024 geleistet, 150 Stunden sind für 1. Urlaubstag definiert $900 \% 150 = 0$ à es werden keine Stunden ins Jahr 2025 mitgenommen	HISTL-291627

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
./.	Wechselschicht Urlaub aus Schicht und Wechselschicht	Es gibt eine neue Checkbox "Arbeitstage Berücksichtigen" im Bereich Zusatzurlaub aus Schicht und Wechselschicht. Wenn diese gesetzt ist, werden die Arbeitstage der Mitarbeiter berücksichtigt und somit die Urlaubstage runter gerechnet (Arbeitstage / 5). In einem Beispiel mit 3 UTW würde der Mitarbeiter in Schichtarbeit dann im April und Dezember einen Urlaubstag bekommen anstatt im April, August und Dezember. Auch der "Zusatzurlaub" für Wechselschicht wird berücksichtigt. Die Mitarbeiter bekommen dann für jeden 2. gebuchten Urlaubstag aus Wechselschicht einen zusätzlichen gebucht. Im Beispiel für 3UTW in Wechselschicht ergeben sich somit 4 + 2 Urlaubstage für ein Jahr.	HISTL-291352
818839262	Zeiterfassungsdaten, Ge nerierungsschema	(Fehlerbehebung) Es ist nun möglich, Partitionen im Generierungsschema immer generieren zu lassen, wenn sie mit gestempelten Diensten überlappen. Dafür gibt es die neue Option "Immer" in den Partitionen im Generierungsschema.	HISTL-290316/ HISSUP-11475
818411420	Wechselschicht Urlaub aus Nacht	(Fehlerbehebung) Die Berechnung der Zusatzurlaub aus Nacht mit Arbeitstage berücksichtigen wurde verbessert. Nun berechnen die Felder für die Rundungsart den Urlaub korrekt. Beispiele für die korrekte Berechnung: AVRDD -> Volle Tage runden -> Monatsstunden -> X Tag erreicht -> $X * \text{UrlaubstageWoche} / 5$ Maximum ist höchst eingetragene Stundenschwelle an Tagen * Urlaubstage / 5 (z.b. bei 5 Tage bei 550 -> $5 * 3.16 / 5 = \text{max. } 3.16$ -> 3 Tage) ----- Besch.: 76.92%, UrlaubsTageWoche: 3.16 STIMMT Jan: $60.5 + 56 = 116.5$ -> 151.45 -> 0.632 -> + 1 Feb: $58.5 + 52 = +110.5$ -> 295.11 -> 1.264 -> + 0 März: $70 + 60 = 130 > 464,12$ -> 2.52 -> + 2 > MAX ERREICHT April: $76.5 + 68 = 144.5$ -> 651.97 -> + 0 Mai: $150 = 195.00$ -> 856.97 -> 3.16 -> + 0) ----- Besch.: 30%, UrlaubsTageWoche: 1.5 STIMMT Jan: 218,33h bew. -> 0.3 -> + 0	

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
		Feb: +170h bew. -> 0.9 -> +1 März: +170h bew. -> 1.5 -> +1 = MAX erreicht. April: +170h bew. -> + 0 Mai: +170h bew. -> + 0 ----- Besch.: 60%, UrlaubTageWoche: 3 STIMMT Jan: 194.16h bew. -> 0.6 -> + 1 Feb: +170h bew. -> 1.8 -> + 1 März: +174h bew. -> 2.4 -> + 0 April: +198h bew. -> 3.0 -> + 1 = MAX ERREICHT Mai: +180h bew. -> + 0 ----- Besch.: 100%, UrlaubTageWoche: 5 STIMMT Jan: 195,5h bew. -> 1.0 -> + 1 Feb: +161,5 bew. -> 3.0 -> + 2 März: +178,5 bew. -> 4.0 -> + 1 April: +178,5 bew. -> 5 -> + 1 = MAX ERREICHT Mai: +193 bew. -> + 0 ----- BATKF -> Aufrunden Tage -> monatsStunden / 150h Grenze * UrlaubTageWoche / 5 Wenn workedHours > maximum eingetragener wert dann berechnung mit maxHours (600 / 150 * 3.16 / 5 = 2.52 = 3 Tage gerundet als maximum)) ----- Besch.: 76.92%, UrlaubTageWoche: 3.16 STIMMT Jan: 60.5 + 56 = 116.5 -> 151.45 -> 0.638 -> + 1 Feb: 58.5 + 52 = +110.5 -> 295.11 -> 1.243 -> + 0 März: 70 + 60 = 130 -> 464,12 -> 1.955 -> + 1 April: 76.5 + 68 = 144.5 > 651.97 -> 2.52 > + 1 MAX ERREICHT (2.52) (rechnet mit max. Hours konfiguriert, in diesem Fall 600h) Mai: + 150 = 195.00 -> 846.97 -> 2.52 -> + 0 weil Max. 2.52 ger. 3.0 ist !!! ----- Besch.: 30%, UrlaubTageWoche: 1.5 Jan: 218,33h bew. -> 0.43 -> + 0 Feb: +170h bew. -> 0.776 -> + 1 MAX ERREICHT (1.2) März: +170h bew. -> 1.1 -> + 0 April: +170h bew. -> + 0 Mai: +170h bew. -> 1.76 -> + 0 ----- Besch.: 60%, UrlaubTageWoche: 3 Jan: 194.16h bew. -> 0.776 -> + 1 Feb: +170h bew. -> 1.45 -> + 0	

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
		März: +174h bew. -> 2.15 -> + 1 = MAX ERREICHT (2.4) April: +198h bew. -> 2.94 -> + 0 Mai: +180h bew. -> 3.66 -> + 0 ----- Besch.: 100%, UrlaubstageWoche: 5 Jan: 195,5h bew. -> 1.3 -> + 1 Feb: +161,5 bew. -> 2.38 -> + 1 März: +178,5 bew. -> 3.57 -> + 2 = MAX ERREICHT (4.0) April: +178,5 bew. -> 4.76 -> + 0 Mai: +193 bew. -> + 0	

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung																								
814156894	Lohnarten	Anstelle einer einfachen Zuweisung von einer Lohnart in den Stammdaten Abrechnungstyp, können nun Lohnarten, abgegrenzt durch eine Gültigkeit, hinterlegt werden. Die Gültigkeiten dürfen sich nicht überschneiden. Beim Umstieg auf die neue Version wird die zugewiesene Lohnart übernommen und es sind keine manuellen Anpassungen erforderlich.	HISOCB-7340/ HISTL-286930																								
818605649 818624128	Urlaubs- anspruch	Die Detail-Daten des Urlaubsanspruch Master-Data haben nun eine Gültigkeit. Für die Urlaubsanspruchsberechnung wird immer der Datensatz verwendet, der am 01.01 des berechnenden Jahres gültig ist. Damit kann beispielsweise der Usecase einer Tarifänderung mit Januar abgebildet werden. Außerdem wurde ein Fehler behoben bei Mitarbeitern die im Januar oder Dezember ein/austreten.	HISTL-289245 HISTL-290259																								
818151738 818256296 818151732 818340366 818309861 814647037 818368619	Monats- journal	Verbesserungen (Planer) Monatsjournal - Einstellung für Anzeige von Daten in Benutzeroberfläche <i>Parameter für Monatsjournal</i> - Option <i>0-Werte ausblenden</i> - Limitierung der druckbaren Spalten wurde aufgehoben - Benutzer kann Anzeige und resultierenden Druck im Druckdialog optimieren (Skalierung, etc.)	HISTL-283475 HISOCB-7092 HISOCB-7149 HISOCB-7150 HISOCB-7152 HISOCB-7164																								
816858828	Dienstplan / Plannotizen	Plannotizen können nun kopiert werden. Es stehen auch weitere Funktionen zur Verfügung. Hier eine Kurzzusammenfassung: <table><tr><th>Funktion</th><th>Kontext menü</th><th>Tastenk ürzel</th><th>Bemerkung</th></tr><tr><td>Kopieren</td><td>Ja</td><td>Strg+C</td><td></td></tr><tr><td>Einfügen in einzelne Zelle</td><td>Ja</td><td>Strg+V</td><td></td></tr><tr><td>Einfügen von Kopie in Mehrfachselektion</td><td>Nein</td><td>Strg+V</td><td>Plannotiz wird in jede Zelle geschrieben. Eine ausgeschnittene Plannotiz kann nicht in mehrere Zellen eingefügt werden!</td></tr><tr><td>Ausschneiden</td><td>Nein</td><td>Strg+X</td><td></td></tr><tr><td>Rückgängig / Wiederherstellen</td><td>Schaltflä chen über Planungs raster</td><td>Strg+Y / Strg+Z</td><td>Achtung: Wird eine ausgeschnittene Plannotiz von einer Zelle in eine andere Zelle vom selben Mitarbeiter verschoben, dann funktioniert die Rückgängig/Wiederherstellen Funktion nicht richtig!</td></tr></table>	Funktion	Kontext menü	Tastenk ürzel	Bemerkung	Kopieren	Ja	Strg+C		Einfügen in einzelne Zelle	Ja	Strg+V		Einfügen von Kopie in Mehrfachselektion	Nein	Strg+V	Plannotiz wird in jede Zelle geschrieben. Eine ausgeschnittene Plannotiz kann nicht in mehrere Zellen eingefügt werden!	Ausschneiden	Nein	Strg+X		Rückgängig / Wiederherstellen	Schaltflä chen über Planungs raster	Strg+Y / Strg+Z	Achtung: Wird eine ausgeschnittene Plannotiz von einer Zelle in eine andere Zelle vom selben Mitarbeiter verschoben, dann funktioniert die Rückgängig/Wiederherstellen Funktion nicht richtig!	HISTL-273989
Funktion	Kontext menü	Tastenk ürzel	Bemerkung																								
Kopieren	Ja	Strg+C																									
Einfügen in einzelne Zelle	Ja	Strg+V																									
Einfügen von Kopie in Mehrfachselektion	Nein	Strg+V	Plannotiz wird in jede Zelle geschrieben. Eine ausgeschnittene Plannotiz kann nicht in mehrere Zellen eingefügt werden!																								
Ausschneiden	Nein	Strg+X																									
Rückgängig / Wiederherstellen	Schaltflä chen über Planungs raster	Strg+Y / Strg+Z	Achtung: Wird eine ausgeschnittene Plannotiz von einer Zelle in eine andere Zelle vom selben Mitarbeiter verschoben, dann funktioniert die Rückgängig/Wiederherstellen Funktion nicht richtig!																								
818417631 818614131	Mein Plan, Mein	In den Benutzeroberflächen Mein Plan, Mein Kalender und Istzeiten werden eigene Abwesenheiten mit dem Arbeitsmodus Abwesenheit nun immer	HISTL-287395																								

SAP Ticket(s)	Bereich		Nummerierung
	Kalender, Istzeiten	angezeigt – unabhängig vom Planstatus oder den Freigaberechten. (Abwesenheiten mit dem Arbeitsmodus „Freizeit“ sind davon ausgenommen.)	
818808150	Wechsel- schicht Schicht- definition	(Fehlerbehebung) Wechselschichtzulage - Schichtzulage - Als Beginn wird nun "0" wieder ermöglicht.	HISTL-289812
818180393	Dienstplan Plannotizen	(Fehlerbehebung) Seit dem Update der konfigurierbaren Zeit von Plannotizen gab es Probleme, da bei existierenden Plannotizen, die Daten nicht korrekt auf diese Neuerung angepasst worden sind. Dies wird nun behoben.	HISTL-279805 HISTL-278036
817312755	Wechsel- schicht Zusatzurlaub Nacht	Im Feature "Wechselschichtzulage, im Reiter "Urlaub aus Wechselschichtarbeit", im Bereich "Urlaub aus Nachtarbeit" gibt es neben der Checkbox "Zus. Tag für > 57 Jahre" nun ein numerisches Feld mit dem Titel "Anzahl an Tagen für > 57 Jahre". Dieses Feld bestimmt die Anzahl der zusätzlichen Urlaubstage, welche Mitarbeiter*innen bekommen, wenn sie Urlaub aus Nachtarbeit beziehen und älter als 57 Jahre sind. Der Standard Wert für dieses Feld ist "1", somit ändert sich an aktuellen Einstellungen nichts.	HISTL-286931

Version 2025.10

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
818479374 818527065 818533602	25.09.2025	Zusatzurlaub	(Fehlerbehebung) Mitarbeiter ohne gültigen Vertrag am 1.1 führten zu einem Systemfehler. Diese Mitarbeiter werden nun korrekt verwendet und kein Fehler mehr angezeigt.	HRM2025.10	HISTL-284134 / HISSUP-11281
818539408	09.10.2025	Summen- spalten	(Fehlerbehebung) Partitionen am Monatsende werden nun richtig gehandhabt und es werden korrekte Werte zurück geliefert.	HRM2025.10	HISTL-284773 / HISSUP-11317
818460196	25.09.2025	Überleitung	(Fehlerbehebung) DV-Unterbrechungen vom Mitarbeiter werden nun korrekt übermittelt.	HRM2025.10	HISTL-283955 / HISSUP-11265
./.	01.10.2025	Zeiterfassungs- daten	Die neue Benutzeroberfläche „Zeiterfassungs- daten“ bietet eine Übersicht über Zeitstempelungen und die Abgleichergebnisse. Das eigentliche Ziel ist die Bestätigung der Zeiterfassungsdaten. Die neue Programmmaske "Zeiterfassungsdaten" ersetzt die Benutzeroberfläche "Zeitstempelungen" vollständig. Es werden keine Fehlerbehebungen mehr durchgeführt.	HRM2025.10	HISTL-275281, HISTL-275299, HISTL-275316, HISTL-275304, HISTL-275279

818513026 818493463	25.09.2025	Benachrichtigungen / Abwesenheitsantrag	(Fehlerbehebung) Die Benachrichtigungen "Abwesenheitsantrag Genehmigung" und "Mein Abwesenheitsantrag wurde entschieden" sind wieder funktionsfähig.	HRM2025.10	HISSUP-11303 / HISTL-284438
818368617	03.09.2025	Monatsjournal	(Fehlerbehebung) Die definierten Nachkommastellen werden nun richtig im Monatsjournal berücksichtigt.	HRM2025.10	HISTL-283336
818507557	09.10.2025	Antragsgenehmigung	In der Benutzeroberfläche "Antragsgenehmigung" können die angezeigten Anträge mittels Filter bestimmt werden. • Standard: Nur Anträge mit offenen Entscheidungen werden angezeigt • Antragsdatum: Anträge, welche innerhalb des definierten Zeitraums beantragt wurden, werden unabhängig von ihrem Status angezeigt. • Abwesenheitsdatum: Anträge, mit Abwesenheiten innerhalb des definierten Zeitraums, werden unabhängig von ihrem Status angezeigt. Die Filteroptionen werden nicht gespeichert, d.h. nach erneutem Öffnen der Programmaske ist wieder die Filteroption "Standard" aktiv.	HRM2025.10	HISTL-285459
./.	09.10.2025	Auswertung Kernarbeitszeit	Die Auswertung von Kernarbeitszeit Verletzungen kann mit der Programmmaske "Kernzeit Validierungsauswertung" durchgeführt werden. Die Daten können als PDF oder XSLX Datei heruntergeladen werden.	HRM2025.10	HISTL-273500
./.	09.10.2025	Kern- und Gleitzeitschema	Es ist nun möglich, neben den bestehenden Gleitzeitdefinitionen auch Kernzeiten zu definieren. Zusätzlich kann bei Kernzeiten jetzt ein Planelementtypset hinterlegt werden, um festzulegen, welche Dienste berücksichtigt werden sollen.	HRM2025.10	HISTL-273499
816939103	01.10.2025	Lohnartenüberleitung	In der Schnittstellendefinition kann nun das Rollup-Verhalten definiert werden. Zusätzlich zum bislang vorhandenen Verhalten, können die Daten mittels Löschdatensätzen oder Delta-Dateien übermittelt werden. Je nach Einstellung des Rollup-Verhaltens sind Änderungen in der Benutzeroberfläche "Lohnartenüberleitung" sichtbar. Der Benutzer kann zwischen Erstüberleitung und Diff. Dateien wählen. Nach Selektion von "Diff. Dateien" wird die Organisationseinheitsselektion durch die Selektion von durchgeführten Überleitungen ersetzt. Die exportierten Daten orientieren sich	HRM2025.10	HISTL-271851, HISTL-277151

			an den gewählten Einstellungen und den Abrechnungsergebnissen.		
./.	05.10.2025	Mitarbeiter / Urlaubs- berechnung	(Fehlerbehebung) Die Abgrenzung eines Mitarbeiters wird nun korrekt für die Urlaubsberechnung berücksichtigt, auch wenn der Arbeitsvertrag nicht abgegrenzt ist.	HRM2025.10	HISTL-285975
817774981	25.09.2025	Dienstplan	(Fehlerbehebung) Dienste an Tagen mit Zeitumstellung brechen die Abrechnung nicht mehr. Im Dienstplan wird die Zeit ggf. automatisch korrigiert. - Kopierter Dienst (z.B. 20:00-02:45) wird am Zeitumstellungstag eingefügt → Dauer bleibt gleich, aber die Endezeit wird auf 03:45 gesetzt - Dienst wird mittels Quick Add am Zeitumstellungstag verplant (z.B. 20:00-02:45) → Dienst wird automatisch mit Endezeit 03:45 eingefügt	HRM2025.10	HISTL-273272 / HISSUP-10933
817592828	01.10.2025	Zeiterfassung	Manuell erfasste Kommentare für Stempelungen in den Istzeiten, werden nun auch in der Programmmaske "Zeiterfassungsdaten" angezeigt.	HRM2025.10	HISTL-275150 / HISOCB-6058
817761859	03.09.2025	Auswertung Abwesenheiten	In der Benutzeroberfläche „Auswertung Abwesenheiten“ kann der Benutzer mittels der Option „DV-Unterbrechungen einschließen“ Mitarbeiter mit Dienstvertragsunterbrechungen ein- bzw. ausschließen. Hat ein Mitarbeiter Abwesenheiten, welche von einer DV-Unterbrechung überlappt sind, werden diese auch aufgelistet.	HRM2025.10	HISTL-279623 / HISOCB-6556
817849630	03.09.2025	Zusatzurlaub	Die Programmmaske „Wechselschichtzulage“ wurde im Reiter „Urlaub aus Wechselschichtarbeiter“ so erweitert, dass eine Konfiguration von zwei Urlaubstagen aus BD-Nachtarbeiter möglich ist. Im Feld „1. Urlaubstag“ muss ein Wert eingetragen werden, das Feld „2. Urlaubstag“ ist optional. Wird in beiden Feldern der selbe Wert eingetragen, bekommt der Mitarbeiter ab den definierten BD-Nachtarbeitsstunden zwei Urlaubstage. Im Zuge des Updates wird das neue Feld automatisch mit dem Wert vom „1. Urlaubstag“ befüllt.	HRM2025.10	HISTL-277635 / HISOCB-6566
./.	23.09.2025	Summen- spalten	Neue Datumsfunktionen sind für Suco Definitionen verfügbar: AddDay(date, num)	HRM2025.10	HISTL-283529

			• SubDay(date, num) • AddMonth(date, num) • SubMonth(date, num) • AddYear(date, num) • SubYear(date, num) • FirstOfWeek(date) • LastOfWeek(date) • FirstOfMonthk(date) • LastOfMonth(date) • dayOfWeek(date) • currentDay		
./.	03.09.2025	Auswertung	In der Benutzeroberfläche „Auswertung Abwesenheiten“ kann der Benutzer mittels der Option „DV-Unterbrechungen einschließen“ Mitarbeiter mit Dienstvertragsunterbrechungen ein- bzw. ausschließen.	HRM2025.10	
818176594	29.09.2025	Urlaubs- berechnung Eintritt	Das Feld "Wartefrist f. Erstanspruch" im Stammdaten feature für die Urlaubsberechnung kann nun mit numerischen Werten befüllt werden. Basierend auf dem Feld "Anspruchsberechnung" werden die Buchungen des Urlaubs um "X" "Einheit" des Eintrittsdatums nach hinten verschoben, falls der Mitarbeiter im Jahr der Urlaubsberechnung Eintritt. Wobei "X" der Wert in "Wartefrist f. Erstanspruch" und "Einheit" die Einheit im Feld "Anspruchsberechnung". Falls die Verschiebung über die Jahresgrenze hinausgehen würde (Eintritt November, Verschiebung um 3 Monate) werden für dieses Jahr keine Ansprüche berechnet. Der Mitarbeiter würde den vollen Anspruch mit 01.01 des folge Jahres bekommen.	HRM2025.10	HISTL-279217 / HISOCB-7034
818400814	23.09.2025	Urlaubs- berechnung	(Fehlerbehebung) Eine Mögliche Fehlermeldung in der Urlaubsberechnung wurde behoben.	HRM2025.10	HISTL-283117 / HISSUP-11226
818484954	17.09.2025	Auswertung	(Fehlerbehebung) Ein Performance Problem in der Organisationseinheiten-Auswahl der Auswertungsfeatures wurde behoben.	HRM2025.10	HISTL-284741
816628702	11.09.2025	Benachrichti- gungen Mitarbeiter	Es gibt eine neue Benachrichtigung "Stammdaten eines Mitarbeiters wurden geändert". Wenn diese abonniert ist, bekommt der User eine Benachrichtigung falls sich bei einem Mitarbeiter innerhalb der berechtigten	HRM2025.10	HISTL-267859 / HISOCB-5479

			Organisationseinheiten etwas im Arbeitsvertrag oder in den Dienstunterbrechungen geändert hat.		
818479414 818480691 818502467	10.09.2025	Stammdaten Mitarbeiter	(Fehlerbehebung) Der Mitarbeiter-Cache wurde neu konfiguriert und liefert für alle Sprachen die aktuellsten Ergebnisse.	HRM2025.10	HISTL-284186/ HISSUP-11286
818484954	09.09.2025	Auswertung Summenschema	(Fehlerbehebung) Die Auswahl der Mitarbeiter in der Summenschema Auswertung zeigt nun korrekt alle Mitarbeiter aller ausgewählten Organisationseinheiten an.	HRM2025.10	HISTL-284306 / HISSUP-11292
818499525	09.09.2025	Mobile / Istzeiten	(Fehlerbehebung) Die Sekunden & Millisekunden werden nun korrekt auf "0" gesetzt, bevor ein Dienst über die Mobile Schnittstelle geändert oder erstellt wird.	HRM2025.10	HISTL-284300 / HISSUP-11293
814156894 816883724	08.09.2025	Abrechnung	In den Features Abrechnung und Abrechnungslauf werden nun Lohnarten in einem eigenen Reiter dargestellt. Konten mit verknüpfter Lohnart, werden nicht mehr in der Kontenübersicht, sondern nur noch im neuen Reiter dargestellt.	HRM2025.10	HISTL-277436/ HISOCB-6598

Version 2025.09

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
./.	30.09.2025	Abrechnung	Die Abrechnungsregeln wurden erweitert: 1) Es ist nun möglich, zu definieren, welche Abrechnungsregeln zuerst ausgeführt werden sollen. 2) Es wurde ein eigener Buchungstyp eingeführt, um Anspruchsbuchungen zu erkennen. 3) Es ist nun möglich eine Abrechnungsregel so zu kennzeichnen, dass sie nur im Austrittsmonat des Mitarbeiters ausgeführt wird.	HRM2025.09	HISTL-285210
818601749	30.09.2025	Urlaubs- anspruchs- berechnung	Die Berücksichtigung der Arbeitstageswoche bei der Urlaubsanspruchsberechnung funktioniert nun auch dann richtig, wenn beim Mitarbeiter eine DV Unterbrechung über die Jahresgrenze eingetragen ist.	HRM2025.09	HISTL-286032 / HISSUP-11355
817997768	30.09.2025	Zusatzurlaub	Nachtbereitschaftsstunden: Das Feld "Aufwertung" wurde umbenannt in "Bewertung der Bereitschaftszeiten" und bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:	HRM2025.09	HISTL-282555 / HISSUP-11206

			1) "Fix Prozentbewertung": Das Feld "Aufwertung (%)" wird angezeigt und es kann ein Prozentwert angegeben werden. Mit diesem Prozentwert wird die Bereitschaftszeit fix bewertet. Beispiel: Fix Prozentbewertung: 30%. 9h Bereitschaft => $9h \cdot 30\% \Rightarrow 2,7h$ werden berechnet. 2) "Aufwertung um %": Das Feld "Aufwertung (%)" wird angezeigt und es kann ein Prozentwert angegeben werden. Um diesen Prozentwert wird jede Bereitschaft aufgewertet. Beispiel: Aufwertung um %: 10%, 9h Bereitschaft, Bereitschaft lt. Definition mit 50% bewertet => $9h \cdot (50\% + 10\%) \Rightarrow 9h \cdot 60\% \Rightarrow 5,5h$ werden berechnet 3) "Bereitschaftsdauer 1:1": Die tatsächlichen Bereitschaftsstunden werden berechnet. Beispiel: 9h Bereitschaft => 9h werden berechnet 4) "Bewertung lt. Definition": Die für die Bereitschaft definierte Prozentbewertung wird ohne Aufwertung herangezogen. Beispiel: 9h Bereitschaft, Bereitschaft lt. Definition mit 50% bewertet => $9h \cdot 50\% \Rightarrow 4,5h$ werden berechnet		
817203937 818509108	30.09.2025	Zusatzurlaub	Es wird nun auch Zusatzurlaub aus nicht ständiger Schicht-/Wechselschicht korrekt berechnet.	HRM2025.09	HISTL-268895 / HISSUP-10743
818412509 818407132	27.08.2025	Import	(Fehlerbehebung) Der falsche Name wurde aufgrund von falsch sortierten Daten zurück geliefert.	HRM2025.09	HISSUP-11235/ HISTL-283245

Version 2025.08

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
./.	07.07.2025	Urlaubs-anspruch / Abrechnung	Die Aufrollung wurde bisher immer ab 1.1. gemacht. Nun wird das Ergebnis der Urlaubsberechnung mit den schon existierenden Buchungen verglichen und erst ab jenem Monat aufgerollt, ab dem sich Änderungen ergeben haben.	HRM2025.08	HISTL-271329
./.	02.07.2025	Urlaubs-anspruch	In der Modulkonfiguration gibt es den neuen Parameter <i>Art der Anspruchsberechnung</i> . Damit kann gesteuert werden, wie mit Änderungen des Urlaubsanspruchs auf Grund von	HRM2025.08	HISTL-271328

			Änderungen im Beschäftigungsausmaß umgegangen werden soll. Die Option <i>AT_ONCE</i> bewirkt, dass der Urlaubsanspruch am 1.1 für das gesamte Jahr eingebucht wird. Die Option <i>DELTA</i> bewirkt, dass bei einem geänderten Beschäftigungsausmaß der Urlaubsanspruch im betroffenen Monat mittels eigener Buchung angepasst wird.		
./.	28.08.2025	Summen-spalten	(Fehlerbehebung) Die Summenspaltenfunktion FirstInitBalanceOfYear berücksichtigt nun auch hierarchische Stundenkonten richtig.	HRM2025.08	HISTL-282949, HISTL-279340
./.	02.08.2025	Summen-spalten	(Fehlerbehebung) Der Tooltip auf Summenspaltenergebnissen in den Mitarbeiter Self Service Masken zeigt nun auch dann die richtige Farbe an, wenn die Signalfarbe durch Referenz auf eine andere Formel bestimmt wird.	HRM2025.08	HISTL-277161
./.	01.08.2025	Istzeiten-erfassung	(Fehlerbehebung) Der Modulparameter für die Einschränkung bearbeitbarer Planelementtypen in der Maske "Istzeiten" lässt sich nun auch auf Ebene "Rolle" speichern.	HRM2025.08	HISTL-279497
817645406 818192842	13.08.2025	Planausdruck	(Fehlerbehebung) Die Uhrzeiten in der Dienstlegende werden nun immer korrekt ausgewiesen, nicht nur beim ersten Aufruf des Ausdrucks.	HRM2025.08	HISTL-283334 / HISSUP-10934
817928756	27.08.2025	Lohnarten-überleitung	(Fehlerbehebung) In der Auswertung von Mitarbeiter- und OrgUnit- Eigenschaften in der Lohnartenüberleitung (Datei die geschrieben wird) wird nun korrekt die Gültigkeit für jede Zeile mit dem Start-Datum des dazugehörigen Dienstes verglichen.	HRM2025.08	HISTL-276501 / HISSUP-11013
817645406 818192842	26.08.2025	Lohnarten-überleitung	(Fehlerbehebung) Die Gültigkeit der Mitarbeitereigenschaften wird nun korrekt in der Maske der Lohnartenüberleitung berücksichtigt.	HRM2025.08	HISTL-273275 / HISSUP-10934
818208244	25.08.2025	Auswertung PPUGV	Die PPUGV Auswertung wurde um folgende Funktionalität erweitert: - Einschränkungen der Oragnisationseinheit Selektion wurde aufgehoben - Es werden alle Oranisationseinheiten mit	HRM2025.08	HISTL-279205/ HISOCB-7035

			PPUGV Konfiguration zur Auswahl dargestellt • Monate für die keine Belegungsdaten importiert wurden, werden nun auch berechnet und ausgewertet • Detail Tabelle (unten) enthält nun auch eine Spalte mit dem Namen der Organisationseinheitx • Untere Tabelle kann nun separat mit dem Button "Exportiere Plan Daten" als XLS Datei exportiert werden • Dezimalwerte werden korrekt auf 2 Nachkommastellen gerundet • Auswertungen sind nach OrganisationsEinheit und dann nach Datum sortiert		
818034078 818085170	10.07.2025	Dienst- und Qualifikationsanforderungen	In den Dienstanforderungen werden die Arbeitsverträge eines Mitarbeiters nun Berücksichtigt. Das gilt für Dienst- und Qualifikationsanforderungen.	HRM2025.08	HISTL-279562 / HISSUP-11078
818243000	30.07.2025	Abrechnung	Nach erfolgreicher Speicherung der Abrechnungsergebnisse in der Programmmaske "Abrechnung" wird die Speichern Schaltfläche deaktiviert. Diese wird erst bei einer erneuten Abrechnung oder einer Veränderung von Manuellen Abrechnungsregeln wieder aktiviert.	HRM2025.08	HISTL-280146 / HISSUP-11159
./.	6.8.2025	Wechsel-schichtzulage	Die Berechnung des Zusatzurlaubes bei Teilzeitbeschäftigung wurde implementiert. Hierfür wurde der Reiter "Urlaub aus Wechselschichtarbeit" erweitert um die Option mittels "Arbeitstage berücksichtigen" aktivieren zu können. AVR.DD - Volle Tage runden BAT-KF - Aufrunden auf Tage	HRM2025.08	HISTL-273024
818353821	8.8.2025	Schnittstellen-definition	(Fehlerbehebung) Die Checkbox „Benutzen von CR LF für die Zeilentrennung“ funktioniert nun auch beim Header, und somit sind Zeilenumbrüche mit CR LF möglich.	HRM2025.08	HISTL-282227 / HISSUP-11201
818124086	6.8.2025	Konfiguration für Abrechnungsschnittstellen	Es ist nun möglich, einen zusätzlichen Platzhalter (%TRANSFERRED_MONTH) zu verwenden. Mit %TRANSFERRED_MONTH wird der Überleitungsmonat im Dateinamen hinzugefügt.	HRM2025.08	HISTL-279627/ HISOCB-7021

817828758 815760266 815759030	29.07.2025	Schnittstellen Lohnarten-überleitung	Die Syntax für if-Anweisungen in der Programmmaske „Schnittstellendefinition“ wurde angepasst und ist nun wie folgt zu verwenden: <pre>\$if(AUSWERTUNGSFUNKTION){TRUE Pfad} {FALSE Pfad}</pre> Die Auswertungsfunktion kann eine Funktion sein (z.b.: \$eq(...)) oder auch ein Parameter des Datensatzes der auf "true" oder "false" zurückzuführen ist. Es müssen immer beide Pfade angegeben werden, sollte allerdings noch einer benötigt werden, kann der andere leer gelassen werden. Eine Verschachtelung von mehreren if-Anweisungen ist möglich. Weiters sind neue Funktionen verfügbar: • \$eq --> equals • \$neq --> not equals • \$gt --> greater than • \$lt --> less than • \$geq --> greater or equals • \$leq --> less or equals Alle Funktionen können mit folgenden Datentypen umgehen: • Numerische Werte • Zeichenfolgen • Datumswerte in folgenden Formaten: • JJJJMMdd • JJJJ-MM-dd • MM.JJJJ • Bitte für Vergleiche von Datumswerten immer beide Werte formatieren • Für "dateOfSeparation" and "dateOfEntry" werden default Werte für den Vergleich genommen falls die Werte NULL sind. Die Syntax sieht für alle Funktionen gleich aus: <pre>\$eq([WERT1]:[WERT2])</pre> • Werte können als Programmparameter, welche in []-Klammern angegeben werden müssen, oder auch direkt als Text eingetragen werden • Beispiele: • \$if(\$eq([wageTypeCode]:LA432){2023-12-01}{}) • \$if(\$leq([dateOfSeparation format:yyyyMMdd]:[date format:yyyyMMdd endO	HRM2025.08	HISTL-275152/ HISOCB-5453
-------------------------------------	------------	--	---	------------	------------------------------

			<pre>fMonth)) {[dateOfSeparation startOfMonth format:yyyyMMdd]} {[date plusMonths:1 format:yyyyMMdd]}</pre> <u>HISOCB-5454:</u> \$if(\$eq([wageTypeCode] :LA432)){2023-12-01}{} <u>HISOCB-5453:</u> \$if(\$leq([dateOfSeparation format:yyyyMMdd] :[date format:yyyyMMdd endOfMonth]) {[dateOfSeparation startOfMonth format:yyyyMMdd]} {[date plusMonths:1 format:yyyyMMdd]})		
817828758	15.07.2025	Auswertung Abwesenheiten	(Fehlerbehebung) In der Auswertung von Abwesenheiten werden auch Abwesenheiten die in den Zeitraum einer Zeitumstellung fallen korrekt angezeigt.	HRM2025.08	HISTL-275172 / HISSUP-10961
817845078	15.07.2025	Abrechnung Wechsel-schichtzulage	(Fehlerbehebung) In der Wechselschichtzulage werden nun die Abgrenzungen der Abrechnungsschemen Zuweisung berücksichtigt.	HRM2025.08	HISTL-275754
818034078 818085170	15.07.2025	Dienstplan Dienst-anforderungen	(Fehlerbehebung) In den Dienstanforderungen wird die Gültigkeit der Arbeitsverträge eines Mitarbeiters nun Berücksichtigt. Das gilt für Shift demands, Monthly shift demands und Skill demands.	HRM2025.08	HISTL-278081

Version 2025.07

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
./.	04.07.2025	Abrechnung	Schichtzulage - Als Beginn wird nun auch "0" ermöglicht.	HRM2025.07	HISTL-278650
818034078 818085170	07.07.2025	Dienstplan Dienstanforderungen	(Fehlerbehebung) In den Dienstanforderungen wird die allgemeine Gültigkeit (Eintritts- & Austrittsdatum) eines Mitarbeiters nun Berücksichtigt. Das gilt für Shift demands, Monthly shift demands und Skill demands. Bitte immer das Austrittsdatum des Mitarbeiters setzen. Eine Abgrenzung des Arbeitsvertrages reicht in dem Fall nicht aus.	HRM2025.07	HISTL-278081
./.	01.07.2025	Mitarbeiter Export Kanal	Der WindowsLogonName wird nun immer mit ausgegeben falls ein Benutzer vorhanden ist und nicht mehr nur für LDAP-Benutzer.	HRM2025.07	HISTL-278084
816152454	04.07.2025	Planelement- typ-Set	Mit einem neuen Modulparameter kann man nun bearbeitbare Planelementtyp-Sets konfigurieren. Wenn hier ein oder mehrere Sets konfiguriert wurden wird in den Dialogen im Istzeiten Feature die Auswahl der Dienstvorlagen / Partitionsvorlagen eingeschränkt. Sollte eine Vorlage verwendet worden sein die aktuell keinen berechtigten Planelementtyp enthält dann wird dieses Feld in einen Lese-Modus angezeigt. Weiters werden beim Erstellen von Diensten / Partitionen nur Vorlagen angezeigt welche einen berechtigten Planelementtyp hinterlegt hat. Sollte kein Planelementtyp-Set in den Modul-Parametern gesetzt sein, dann sind dadurch alle Planelementtypen erlaubt.	HRM2025.07	HISTL-274496
817795824	20.05.2025		(Fehlerbehebung) Offene Anträge innerhalb der Antrags-genehmigung können nun wieder genehmigt werden.	HRM2025.07	HISTL-276987 / HISSUP-11034
816158278	01.07.2025	Dienstplan - Druck	Beim Drucken wird nun Datum, Uhrzeit und Benutzer links oben angegeben. Zusätzlich gibt es in der Druckkonfiguration eine Möglichkeit Unterschriften einzuschalten. Dadurch wird beim Drucken unter dem Dienstplan zusätzliche Felder angezeigt.	HRM2025.07	HISTL-274487

815316978 817049353 817616028	01.07.2025	Dienstplan - Druck	Beim Drucken gibt es nun die Möglichkeit eine Legende für Plannotizen anzuzeigen. Plannotizen werden zur Legende hinzugefügt, falls noch keine andere mit demselben Kürzel und Farbe vorhanden ist. Außerdem wurden für Dienste und Abwesenheiten die Farben hinzugefügt.	HRM2025.07	HISTL-275128
816903565	01.07.2025	Abrechnung / Wechselschichtzulage	Im Feature "Wechselschichtzulage" gibt es nun die Möglichkeit eine Wechselschicht-Berechnung auf Basis des Tarifwerks "BAT/AVR" zu konfigurieren. Dazu kann das neue Dropdown von "TVOED" auf "BAT/AVR" umgestellt werden.	HRM2025.07	HISTL-267825
814478309 817050088	26.06.2025	Einstellungen Organisationseinheiten	Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Breite des gesamten Organisationseinheitenbaums so anzupassen, dass auch bei vielen Hierarchieebenen und langen Namen, alles vollständig angezeigt werden kann.	HRM2025.07	HISTL-275156
817215042 818251121	21.05.2025	Antrags-genehmigung / Dienstplan	Bereits genehmigte Anträge können mit der neuen Berechtigung <i>Dienstplan / Planung / Dienstplan / Genehmigte Abwesenheit löschen</i> im Dienstplan und Abwesenheitsplaner gelöscht werden.	HRM2025.07	HISTL-275110
817488828	05.06.2025	Zeiterfassung	Im Feature "Istzeiten" ist es nun möglich Abwesenheiten zu sehen. Diese werden mit Kürzel, ohne Uhrzeit und ohne Organisationseinheit angezeigt. Es ist nicht möglich Dienste an Tagen zu platzieren, an denen bereits eine Abwesenheit ist (es gibt dazu 2 Ausnahmen). "Frei" Abwesenheiten dürfen mit Diensten überschrieben werden, dazu erscheint ein "Überschreiben-Dialog". Wenn dieser Bestätigt wird, wird das "Frei" Element mit dem Dienst überschrieben. "Halbtag" Abwesenheiten können mit Diensten an einem Tag existieren, daher dürfen an Tagen mit "Halbtag" Abwesenheiten auch Dienste eingefügt werden.	HRM2025.07	HISTL-275129
815703831	04.06.2025	Dienstplan	Im Bereich der Dienstvorlagen im Dienstplan werden nun Tooltips mit Informationen zu den Partitionen der Dienstvorlage angezeigt. Partitionen werden untereinander, durch eine horizontale Linie getrennt angezeigt. Bei mehrtägigen Dienstvorlagen wird der "Offset"	HRM2025.07	HISTL-275158

			der Partition auch angezeigt (z.B.: Pause am 2. Tag des Nachtdienstes).		
817413052	04.06.2025	Dienstplan	Wenn nun ein Dienst im Dienstplan kopiert wird, wird auch der Kommentar auf diesen Dienst mit übernommen sowie der Kommentar in der Partition.	HRM2025.07	HISTL-275126
	13.05.2025	Urlaubs- berechnung	Für Sonderansprüche können nun die Rundungsgenauigkeit und Rundungsrichtung im Feature Urlaubsanspruch hinterlegt werden.	HRM2025.07	HISTL-273521
817922240	02.06.2025	Dienstplan	Rahmenpläne können nun für zwei Jahre generiert werden.	HRM2025.07 HRM2025.05	HISTL-277091
	20.05.2025	Zeitwirtschaft	Wenn ein Mitarbeiter eine Zuweisung eines Kern- und Gleitzeit schemas hat wird dieses nun im neuen Zeitwirtschafts-Workflow angewandt. Falls ein Dienst den Modus "Arbeitszeit" hat und einer der Gleitzeit Definitionen entspricht und außerhalb der Grenzen der Definition liegt wird dieser an die Grenzen angepasst. Partitionen innerhalb des Dienstes werden auch angepasst, da dieser sonst nicht gespeichert werden könnte.	HRM2025.07	HISTL-273498
817521374	16.05.2025	Mitarbeiter- features	Anzeigen der Kurzinfo, wenn man mit der Maus über den Summenschemanamen fährt, die im Summenschema hinterlegt ist. Beim Fahren über den Summenschemawert, wird die passende Kurzinfo angezeigt, je nachdem ob der Wert zu klein oder zu groß ist. Die Farbe der Werte wird je nach Summenschema auch verändert. Dies wurde in allen Mitarbeiterfeatures umgesetzt.	HRM2025.07	HISTL-275130
817137232	16.05.2025	Antrags- genehmigung	Zeige das Antragskommentar in der Antragsgenehmigung	HRM2025.07	HISTL-275127
816633130	16.05.2025	Mitarbeiter- stamm	Hinzufügen zwei neuer Mitarbeiterfilter: • 'Mitarbeiter ohne Zuordnung zu Organisationseinheiten anzeigen' • 'Gültigkeit der Organisationseinheit ignorieren'	HRM2025.07	HISTL-275144
	15.05.2025	Dienstplan / Plannotizen	(Fehlerbehebung) Plannotizen werden nun mit korrektem Intervall angezeigt. Das funktioniert auch über Monatsgrenzen hinweg	HRM2025.07	HISTL-272932

	13.05.2025	Stammdaten / Allgemeine Eigenschaften	(Fehlerbehebung) Beim Duplizieren von allgemeinen Eigenschaften werden nun die Werte richtig übernommen.	HRM2025.07	HISTL-242904
	12.05.2025	Stammdaten / Qualifikations- definition	(Fehlerbehebung) Der Name der Qualifikationsdefinition ist nun ein Pflichtfeld und wird dementsprechend validiert.	HRM2025.07	HISTL-206074
	12.05.2025	Stammdaten / Mitarbeiter / Kern- und Gleitzeit-schema	Es gibt ein neues Stammdaten Feature "Kern- und Gleitzeitschema". In diesem können Datensätze definiert werden. Zurzeit ist es möglich einen Detail-Datensatz zu definieren, welcher die Gleitzeit Grenzen abbildet. Dazu kann man den Wochentag und Start/Ende auswählen. Diese werden nach Wochentagen sortiert. Zusätzlich kann der Stammdaten-Satz einem Mitarbeiter hinzugefügt werden. Dazu gibt es ein neues Dropdown in den Mitarbeiter Stammdaten in dem Tab "Zeitwirtschaft". Zurzeit gibt es keine weitere Funktionalität.	HRM2025.07	HISTL-273497
817077425	03.06.2025	App / Arbeitszeit	(Fehlerbehebung) Es können nun keine Arbeits-Zeiten mehr in der Zukunft eingegeben werden.	HRM2025.07	HISTL-263899

Version 2025.05

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
816283459	30.05.2025	App / Abwesenheits- antrag	Mitarbeiter können nun wieder über die App einen Abwesenheitsantrag stellen.	HRM2025.05	HISTL-273722 / HISSUP-10942
./.	13.05.2025	App / Anmeldung	Passwörter mit Doppelpunkt (:), Strickpunkt (;), Beistrich (,) und Leerzeichen () sind nun möglich.	HRM2025.05	HISTL-276193
816056369	04.06.2025	Berechtigungen	Keine Änderung möglich bei freigegebenen Dienstplänen über die App.	HRM2025.05	HISTL-249270 / HISSUP-9952
817506655	10.06.2026	Berechtigungen	EDIT_INPLANNING funktional	HRM2025.05	HISTL-256148 / HISSUP-10806
817992140	02.06.2025	Benachrichti- gungen	Das Öffnen der Benachrichtigungen ist ohne Fehlermeldung möglich.	HRM2025.05	HISTL-277169 / HISSUP-11039

Version 2025.04

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
./.	09.04.2025	Dienstplan	Die Anzeige von Plannotizen wurde im Sidepanel angepasst, so dass auch ersichtlich ist, wenn eine Plannotiz für einen Zeitintervall definiert ist bzw. über mehrere Tage geht.	HRM2025.04	HISTL-264945
./.	09.04.2025	Dienstplan	Plannotizen können nun mittels Mehrfachselektion für einen Mitarbeiter eingefügt werden.	HRM2025.04	HISTL-267479
./.	10.04.2025	Pool Management	(Fehlerbehebung) Poolanforderungen (Dienste) konnten nicht selektiert werden. Beim Einplanen von Diensten wurde ein Scrolling implementiert, welches zum eingeplanten Pool-Dienst springt.	HRM2025.04	HISTL-272814
./.	10.04.2025	Pool Management	(Fehlerbehebung) Poolanforderungen (Dienste) wurden am falschen Tag dargestellt wenn Tage des Vormonats angezeigt wurden	HRM2025.04	HISTL-272813
./.	10.04.2025	Pool Management	(Fehlerbehebung) Poolanforderungen (Dienste) wurden gefiltert und nicht dargestellt wenn die Checkbox für "Dienste auf anderen Stationen in eigener Zeile anzeigen" gesetzt war	HRM2025.04	HISTL-272811
./.	09.04.2025	Pool Management	(Fehlerbehebung) Dienste von Mitarbeitern, die keinen gültigen Arbeitsvertrag haben werden nun gefiltert und nicht mehr im Pool Management angezeigt.	HRM2025.04	HISTL-272405
815269471	13.03.2025	Stammdaten	(Fehlerbehebung) Neues featureflag: <i>featureflag.hrs.usePermittedOU=true</i> oder <i>false</i> Dieses kann in den catalina.properties am Server gesetzt werden. Per default ist das flag false. Ist das flag aktiv, werden in den Features "Dienstvorlagen" und "Dienstanforderungen" nur noch Datensätze für Organisationseinheiten geladen, für welche der Benutzer berechtigt ist.	HRM2025.04	HISTL-236996 / HISSUP-9569
817539154 817540838	11.03.2025	Urlaubs- berechnung	(Fehlerbehebung) Ende von Arbeitsverträgen führte zu Problemen bei der Berechnung/Rundung vom Urlaubsanspruch.	HRM2025.04	HISTL-270607 / HISSUP-10828
817280938	31.03.2025	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Mitarbeiter mit Wechselschichtzulage und die	HRM2025.04	HISTL-271623 / HISSUP-10881

			vorhandene Konfiguration für Stufungen für Bereitschaften, führte zu falschen Ergebnissen.		
817573349	11.03.2025	Zeiterfassung	(Fehlerbehebung) Es erfolgt keine automatische Bestätigung mehr von Zeitstempelungen für Tage/Mitarbeiter mit Status Freigegebene Istzeiten oder höher.	HRM2025.04	HISTL-270891 / HISSUP-10846
817439190	27.02.2025	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Wenn der Name einer Reihung im Monatsregelset länger als 16 Zeichen lang ist, verhindert dies die Archivierung der Abrechnung, welche dann als "nicht abgerechnet" angezeigt werden in der Maske "Abrechnung" und "Abrechnungstatus".	HRM2025.04	HISTL-269292 / HISSUP-10758
817299210	22.01.2025	Stammdaten / Dienstplan	(Fehlerbehebung) Die Werte der existierenden Partition wurden beim Öffnen des Bearbeitungsdialogs überschrieben.	HRM2025.04	HISTL-266364, HISTL-258607 / HISSUP-10709
817299210	04.02.2025	Auswertung	(Fehlerbehebung) Auswertung Abwesenheiten - Die Generierung von Reports hat aufgrund der Fehlenden Berücksichtigung von der Gültigkeit der Organisationseinheiten Zuweisung nicht funktioniert.	HRM2025.04	HISTL-269173, HISTL-270631 / HISSUP-10825
./.	10.03.2025	Summenspalten	Zusätzlich zur vorhandenen Suco Syntax emp.property() für den Zugriff auf die Mitarbeitereigenschaften, gibt es nun zwei weitere Möglichkeiten für den Zugriff auf Eigenschaften von Mitarbeitern bzw. Organisationseinheiten. • <i>propertyInclOU('propName')</i>: Liefert den Wert der Mitarbeitereigenschaft zurück, kann keine gefunden werden, wird auf den Wert der Organisationseinheiteneigenschaft vom Hauptarbeitsplatz zugegriffen • <i>primaryOU.property('propName')</i>: Liefert den Wert der referenzierten Eigenschaft vom Hauptarbeitsplatz des Mitarbeiters zurück	HRM2025.04	HISTL-266435
./.	03.04.2025	Abrechnung	Neue Abrechnungsregel <i>Jede Buchung mit Wert <:</i> Wird eine Buchung mit einem Wert kleiner als die definierten Stunden gefunden, wird die definierte Aktion (Transfer, Kopie, Teilung)	HRM2025.04	HISTL-271061

			ausgeführt. (z.B. alle Urlaubskonsums-Buchungen auf ein anderes Konto zu buchen)		
./.	03.04.2025	Mein Plan, Mein Kalender, Wochenplan, Istzeiten	Neue Berechtigungen für die Anzeige von Daten basierend auf dem Planstatus sind nun verfügbar: - Anzeige in Planung: Alle Daten mit dem Status In Planung werden angezeigt - Anzeige veröffentlichter Plan: Alle Daten mit dem Status Veröffentlicht werden angezeigt - Anzeige freigegebener Plan: Alle Daten mit dem Status Freigegebener Sollplan und darüber hinaus, werden angezeigt	HRM2025.04	HISTL-267499
./.	26.02.2025	Stammdaten / Abrechnung	Die Option <i>Automatischer Verfall</i> kann jetzt für Abrechnungstypen gesetzt werden. Wenn in den Features Wechselschichtzulage, Urlaubsberechnung oder für bestimmte Monatsregeln ein Verfall hinterlegt ist und die Option aktiv ist, dann verfällt der Anspruch automatisch nach Ablauf der Frist.	HRM2025.04	HISTL-193006
./.	13.03.2025	Stammdaten / Zeiterfassung	Erweiterung vom Feature Generierungsschema um Dienste aus Zeitstempelungen an Tagen ohne Dienst bzw. Abwesenheiten (Ausnahme Frei!) zu generieren.	HRM2025.04	HISTL-266483
./.	01.04.2025	Installation	(Fehlerbehebung) Der "Installation-Descriptor" für das Modul "hrs-api-employee" wurde falsch überschrieben und somit wurde das gesamte Modul nicht installiert.	HRM2025.04	HISTL-272588
./.	17.03.2025	Stammdaten	Erweiterung im Feature Einstellungen Rufbereitschaften um die Aufwertung von Rufbereitschaften lt. AVR DD Anlage 8a §10 konfigurieren zu können. Im Dialog von den Zulagen können die Anzahl der Rufbereitschaften und der dazugehörige Prozentsatz für die Aufwertung in einer Liste definiert werden.	HRM2025.04	HISTL-264774
816877272 815884393	03.03.2025	Urlaubs-berechnung	Regenerationstage TVÖD Für Mitarbeiter können nun bis zu 3 zusätzliche Urlaubsschemen im Vertrag hinterlegt werden. Für eine korrekte Urlaubsberechnung darf das Feld Urlaubsanspruch nicht leer gelassen werden. Die zusätzlichen Werte werden im Berechnungsdialog aufgelistet.	HRM2025.04	HISTL-256289

./.	26.02.2025	Abrechnung / Überleitung	Änderungen in der Lohnartenüberleitung: - Anzeige ob Überleitung für MA gültig ist oder nicht - Reiter mit allen übergeleiteten Lohnarten inkl. Filteroption Neuer Parameter <i>Letzte gespeicherte, manuelle Abrechnung als Basis</i> in der Modulkonfiguration, welcher dafür sorgt, ob nur die letzten manuell gespeicherten Abrechnungsergebnisse oder die automatische Abrechnung herangezogen werden soll.	HRM2025.04	HISTL-258969
./.	25.03.2025	Auswertung / Abwesenheiten	(Fehlerbehebung) Der Text für die Organisationseinheit kommt jetzt direkt von der Zuweisung der primären Organisationseinheit des Mitarbeiters am Starttag jeder einzelnen Abwesenheit. Vorher wurde der Starttag der Auswertungs-Abfrage verwendet.	HRM2025.04	HISTL-272054
817481336	24.03.2025	Auswertung / Abwesenheiten	(Fehlerbehebung) Ein Fehler in der Erstellung der Auswertung, wenn ein Mitarbeiter in dem Auswertungszeitraum keine gültige Organisationseinheit-Zuweisung hat wurde behoben.	HRM2025.04 HRM2025.01	HISTL-270631, HISTL-269173 / HISSUP-10825
815159666	04.03.2025	Stammdaten	Erweiterung der Wechselschichtzulage um Checkbox "Übernahme Std. v. Vorjahr". Ist diese Option aktiv, werden die Stunden mit Jahresbeginn nicht mehr automatisch auf 0 reduziert, sondern bei der Zusatzurlaubsberechnung berücksichtigt.	HRM2025.04	HISTL-264519
816225168	17.03.2025	Stammdaten	Die Stammdaten für die Wechselschichtzulage wurden erweitert. Es gibt eine neue Checkbox und ein neues numerisches Feld im Reiter "Urlaub aus Wechselschichtarbeit". Mit der Checkbox ("Aufwertung aktivieren") und dem Feld ("Aufwertung (%)") lassen sich die Zeiten der Rufbereitschaften mit einem Prozentwert evaluieren. Das bedeutet, dass die Dauer der Rufbereitschaft mit X% zu den Grenzen der zusätzlichen Urlaubstage (auch für Nachtdienst Urlaubstage wenn die dazugehörige Checkbox aktiv ist) zählt.	HRM2025.04	HISTL-266427
816265091	13.03.2025	Stammdaten	(Fehlerbehebung durch Erweiterung) Es wurde ein "featureflag" bereitgestellt. Dieses kann in den catalina.properties am Server gesetzt werden.	HRM2025.04	HISTL-236996 / HISSUP-9569

			featureflag.hrs.usePermittedOU=true oder false Per default ist das flag false. Wenn es auf true gesetzt wird, werden in den Features "Dienstvorlagen" und "Dienstansforderungen" nur noch Datensätze für Org.Units geladen für die der Benutzer berechtigt ist. Zusätzlich zeigen die Org.Unit Suchfelder der genannten Features nur noch berechnigte Org.Units an		
816624120	26.02.2025	Abrechnung	Die Einstellungsmöglichkeit für Rundungsgenauigkeit wurde im Feature Einstellungen Rufbereitschaften im Reiter Zulagen zur Verfügung gestellt.	HRM2025.04	HISTL-263377
816628702	26.02.2025	Abrechnung / Dienstplan	Mittels Kontextmenüeintrag <i>Abrechnung aktualisieren</i> im Dienstplan, kann nun die Abrechnung für einen Mitarbeiter gestartet werden.	HRM2025.04	HISTL-265102
816628702	26.02.2025	Abrechnung / Stammdaten	Die Abrechnung für einen Monat kann nun direkt im Mitarbeiter Stammdaten Feature getriggert werden. Berechtigung: <i>Dienstplan / Abrechnung / Abrechnung – Verwenden</i>	HRM2025.04	HISTL-267524
./.	26.02.2025	Stammdaten	Erweiterung der Plannotizen. Diese können nun für einen Zeitbereich definiert werden.	HRM2025.04	HISTL-264942

Version 2025.01

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
816925801	17.03.2025	Antragswesen	(Fehlerbehebung) Hatte ein Genehmiger das Genehmigungsrecht auf 2 Instanzen, so musste der Antrag 2x genehmigt werden.	HRM2025.01	HISTL-263144 / HISSUP-10544
817596172	17.03.2025	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Die Gültigkeiten auf Stundenzulagenregeln wurden nicht berücksichtigt, sodass abgegrenzte Regeln weiterhin ausgeführt wurden.	HRM2025.01	HISTL-271379, HISTL-271418 / HISSUP-10875
817628152	17.03.2025	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Stundenkonten wurden wie vom Typ "Stunden" bebucht, auch wenn der Typ auf "Tage" oder "Menge" eingestellt war.	HRM2025.01	HISTL-271353 / HISSUP-10870

./.	29.01.2025	Mitarbeiterportal	Automatische Pausengenerierung funktioniert nun auch im Istzeiten Feature, sofern eine korrekte Konfiguration hinterlegt ist.	HRM2025.01	HISTL-250671
817292121	03.03.2025	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Bei der Abrechnung wurden Abwesenheiten nicht korrekt berechnet, wenn der darunter liegende Dienst eine Partition hatte, deren Ende gleich dem Dienstende war.	HRM2025.01	HISTL-267468 / HISSUP-10731
817477206	20.02.2025	Stammdaten	(Fehlerbehebung) Beim Hinzufügen alternativer Datumstypen im Mitarbeiterstamm kam es wegen fehlender Aufzählungseinträgen zu einer Fehlermeldung, die die Anlage verhinderte.	HRM2025.01	HISTL-269771 / HISSUP-10777
817280149	29.01.2025	Stammdaten, Nachricht Cockpit	(Fehlerbehebung) Beim Öffnen der Masken Rahmenplan und Nachricht Cockpit kam es zu Serverfehlern die das Öffnen verhinderten.	HRM2025.01	HISTL-267224 / HISSUP-10729
817277569	15.01.2025	Mein Kalender, Saldenkorrektur	(Fehlerbehebung) In den Masken Mein Kalender und Saldenkorrektur waren die "Laden" Buttons inaktiv.	HRM2025.01	HISTL-266025 / HISSUP-10696
817370153 817207940	09.01.2025	Dienstplan	(Fehlerbehebung) Beim Generieren des Rahmenplans für mehr als einen Mitarbeiter wurde im Dialog nur ein Mitarbeiter zur Auswahl angezeigt.	HRM2025.01	HISTL-265328 / HISSUP-10680
817218644	30.01.2025	Zeiterfassung	(Fehlerbehebung) Beim automatischen Abgleich der Stempelungen mit den Diensten zu einem definierten Zeitpunkt, kam es zu einem Fehler der den Abgleich verhindert hat.	HRM2025.01	HISTL-265327 HISSUP-10682
815727308	12.12.2025	Abrechnung	(Fehlerbehebung) In der Stundenzulage werden nun bei Anspruch "Per Woche" auch die Abwesenheiten richtig berücksichtigt.	HRM2025.01	HISTL-263990
817040256	31.01.2025	Dienstplan	(Fehlerbehebung) Mitarbeiter wurden auch auf Organisationseinheiten angezeigt, wenn die Zuordnung bereits abgegrenzt wurden	HRM2025.01	HISTL-263358 / HISSUP-10580
./.	03.12.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) Es konnten Planelementtypsets gelöscht werden, die in Abwesenheitsobergrenzen verwendet waren.	HRM2025.01	HISTL-263259
816997774	13.12.2024	Summenspalten	(Fehlerbehebung) In den Stammdaten der Summenspalten konnten Spaltendefinitionen nicht mehr	HRM2025.01	HISTL-262703 / HISSUP-10559

			gespeichert werden, wenn ein zyklischer Bezug in der Formel war, auch wenn dieser wieder entfernt wurde.		
816624430	13.01.2025	Auswertungen	In der Auswertung mit Summenspalten können nun alle Spalten eines Schemas mit einem Klick ausgewählt werden.	HRM2025.01	HISTL-262313
81697176	28.01.2025	Performance	Die Performance im Mitarbeiterstamm bei Aufruf und Filter wurde verbessert.	HRM2025.01	HISTL-262245, HISTL-263145 / HISSUP-10545
./.	31.01.2025	Dienstplan	Neue Option "Dienste auf anderen Stationen mit weniger Deckkraft anzeigen" in den Anzeigeeinstellungen verfügbar.	HRM2025.01	HISTL-261567
./.	31.01.2025	Dienstplan	Nachdem über den Mitarbeitervorschlag ein Mitarbeiter als Ersatz ausgewählt wurde, wird der Dienst des ausgefallenen Mitarbeiters nun nicht mehr verschoben, sondern zum Ersatzmitarbeiter kopiert.	HRM2025.01	HISTL-261567
./.	31.01.2025	Dienstplan	(Fehlerbehebung) Nachdem über den Mitarbeitervorschlag ein Dienst für den Ersatzmitarbeiter erzeugt wurde, konnte für diesen Dienst keine weitere Partition angelegt werden.	HRM2025.01	HISTL-261206
./.	03.12.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In den Stammdaten der automatischen Pausengenerierung ließ sich der Verlauf nicht öffnen.	HRM2025.01	HISTL-258437
./.	26.11.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In den Stammdaten der Summenspalten waren manche Begriffe nicht auf deutsch übersetzt.	HRM2025.01	HISTL-258256
81662443	13.01.2025	Auswertungen	(Fehlerbehebung) In der Auswertung mit Summenspalten waren die Buttons für Export nicht aktiv.	HRM2025.01	HISTL-257058 / HISSUP-10309
815755252	29.01.2025	Urlaubsanspruchsberechnung	Für die Berechnung des Urlaubsanspruchs können nun zusätzlich zum Eintrittsdatum auch Jubiläumsdatum und Eintritt ins Unternehmen erfasst werden	HRM2025.01	HISTL-256290
816923176	10.12.2024	Performance	Die Performance beim Aufruf der Rahmenplan Stammdaten wurde verbessert.	HRM2025.01	HISTL-256152, HISTL-260878 / HISSUP-10502
814391859	31.01.2025	Auswertungen	Es gibt nun eine Auswertung von Validierungsverletzungen, die für gewählte Organisationsbereiche aufgerufen werden kann.	HRM2025.01	HISTL-255204

./.	29.01.2025	Zeiterfassung	Die automatische Pausengenerierung wird nun auch in der Maske Zeitstempelungen berücksichtigt.	HRM2025.01	HISTL-250672
./.	18.11.2024	Zeiterfassung	(Fehlerbehebung) Beim Löschen von Stempelungen in der Maske Istzeiten, kam es zu einem Servererror.	HRM2025.01	HISTL-243798
./.	18.11.2024	Dienstplan	(Fehlerbehebung) Im Dienstplan konnte es zu Server- Errormeldungen kommen, wenn bei einem Mitarbeiter das Eintrittsdatum und das Beginn Datum des Vertrags unterschiedlich war	HRM2025.01	HISTL-233453
81492172	10.12.2024	Rahmenplan	(Fehlerbehebung) Rahmenpläne, die nur Freizeitdienste hinterlegt hatten, wurden nach der Anlage nicht mehr angezeigt	HRM2025.01	HISTL-231760 / HISSUP-9385
./.	18.12.2024	Istzeiten	(Fehlerbehebung) In der Self-Service Maske Istzeiten kam es zu einem Serverfehler, wenn beim Bearbeiten von Diensten gespeichert wurde, ohne alle Pflichtfelder auszufüllen	HRM2025.01	HISTL-163867
816949883	10.01.2025	Dienstplanung	Im Dienstplan lässt sich das Kontextmenü nun an jedem Tag der Abwesenheit via Rechtsklick öffnen.	HRM2025.01	HISTL-261579
816681145	09.01.2025	Abwesenheitska lender Team	Ist in den Darstellungsoptionen eine Konfiguration für <i>Dienstplandruck</i> <i>Abwesenheitskürzel</i> hinterlegt, dann wird diese Darstellung auch im Feature Abwesenheitskalender Team übernommen.	HRM2025.01	HISTL-261565
814861817	12.01.2025	Stammdaten, Abrechnung	Zusatzurlaube aus nicht ständiger Schicht- /Wechselschichtzulage (BAT KF) können nun im Feature definiert werden und sind in der Abrechnung ersichtlich	HRM2025.01	HISTL-262227
816589125 816949840 816211373	18.11.2024	Stammdaten	Das Duplizieren von Dienstanforderungsdetails ist nun mittels Kontextmenü bzw. Button in Toolbar (je nach verwendetem Feature) möglich.	HRM2025.01	HISTL-260989
815727308	12.12.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Für Stundenzulagen per Kalenderwoche werden nun auch Abwesenheiten berücksichtigt.	HRM2025.01	HISTL-261599, HISTL-255277 / HISSUP-10238
815519337	24.11.2024	Abrechnung	Einstellungen Rufbereitschaften - Rundung für kurze Einsätze im definierten Zeitrahmen ("AVR DD Anlage 8a")	HRM2025.01	HISTL-261659

./.	30.12.2024	Auswertung	Neues Report Feature Auswertung Abwesenheiten	HRM2025.01	HISTL-255219
816510189	04.12.2024	Stammdaten	In den Mitarbeiterstammdaten wird die automatische Verteilung der Sollstunden nun auch im Duplizieren-Wizard der Verträge angeboten.	HRM2024.11 HRM2025.01	HISTL-255211
./.	04.12.2024	Summenspalten	Die Summenspaltensyntax wurde um einen neuen Befehl erweitert, mit die beantragten, noch nicht genehmigten Urlaube abgefragt werden können.	HRM2024.11 HRM2025.01	HISTL-255160
./.	06.12.2024	Abrechnung	Die Abrechnungsregeln wurden erweitert, sodass nun eine neue Regel "Zubuchung laut Summenspalte" existiert, die das Ergebnis einer Summenspaltenberechnung auf ein Konto bucht.	HRM2024.11 HRM2025.01	HISTL-255112

Version 2024.11

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
816325054	04.12.2024	Zeit Erfassung	(Fehlerbehebung) Programmerweiterung: Es kann nun über neue Modulparameter eingestellt werden, dass der automatische Abgleich der Stempelpaare mit den Diensten nicht mehr sofort nach Stempelimport passiert, sondern einmalig zu einer einstellbaren Zeit. Dadurch können Pausenstempelungen, die in die Toleranzbereiche fallen, auch richtig aufgelöst werden.	HRM2024.11	HISTL-251838 HISSUP-10108
817099787	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Im Schnittstellenkanal "Mitarbeiter Standard wurden die zusätzlichen Zuordnungen zu Organisationseinheiten nicht berücksichtigt, nur die primären Zuordnungen wurden berücksichtigt.	HRM2024.11	HISTL-264064 HISSUP-10615
817013774	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Gemeldete OE Zuordnungen mit von = bis Datum führten zu fehlerhaften Anlagen in HRM.	HRM2024.11	HISTL-263064 / HISSUP-10571
817013834	28.11.2024	Auswertungen	(Fehlerbehebung) Die Auswertung der Mitarbeitereigenschaften konnte nicht in eine Excel Datei exportiert werden.	HRM2024.11	HISTL-263063 / HISSUP-10570
816963878	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Die Lohnartenschnittstelle zu SPS hatte nach einer Anpassung des Formats nicht mehr funktioniert, die Datei konnte nicht eingelesen werden.	HRM2024.11	HISTL-262304 / HISSUP-10539
816963878	18.11.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Bei der Lohnartenüberleitung wurde der Dialog für nicht abgerechnete Mitarbeiter auch dann angezeigt, wenn alle Mitarbeiter abgerechnet waren.	HRM2024.11	HISTL-261641
816948540	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Bei Mitarbeitern mit Mehrfachanstellung wurden mehr als ein Mitarbeiterdatensatz in HRM angelegt mit jeweils derselben AD Information.	HRM2024.11	HISTL-261302 / HISSUP-10526
816935985	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Im Schnittstellenkanal "Mitarbeiter Standard wurde die Mitarbeiter / Benutzerzuordnung nicht gesetzt.	HRM2024.11	HISTL-261088 / HISSUP-10514

816929665	06.11.2024	Summenspalten	(Fehlerbehebung) Wurde in den Summenspalten auf Abrechnungstypen referenziert, die nicht existierten, dann wurde ein falsches Berechnungsergebnis zurückgegeben.	HRM2024.11	HISTL-260928 / HISSUP-10508
816929800	28.11.2024	Planer Monatsjournal	(Fehlerbehebung) Aktive Mitarbeiter wurden mit aktuellem Datum ermittelt und nicht mit dem Aufrufs Intervall. Dadurch wurden Mitarbeiter fälschlich ausgefiltert	HRM2024.11	HISTL-260926 / HISSUP-10509
./.	12.12.2024	Rahmenplan	(Fehlerbehebung) Es war nicht möglich, Rahmenpläne für mehr als einen Mitarbeiter über den entsprechenden Dialog im Planungsraster auszurollen.	HRM2024.11	HISTL-260435 / HISSUP-10482
816873215 816558981	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Bei manchen Mitarbeitern kam es beim Import zu einem Fehler „Ungültige Organisationseinheit verwendet“	HRM2024.11	HISTL-260299 / HISSUP-10471
./.	30.10.2024	Unerlaubte Zeit Fenster	(Fehlerbehebung) Verletzungen von Unerlaubten Zeit Fenster werden nun durch Toast-Messages angezeigt, wenn Dienste per Doppelklick in ein Unerlaubte Zeit Fenster geplant werden.	HRM2024.11	HISTL-260234
816863410	04.12.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) Wegen einem Fehler beim Update von Benutzerdaten wurde bei vielen Mitarbeitern beim Import nach HRM eine Fehlermeldung ausgegeben.	HRM2024.11	HISTL-259930 / HISSUP-10459
816674254	04.12.2024	Rundung von Bereitschaftsdiensten	Es gibt nun eine weitere Einstellung "Rundung" in den Stammdaten der Bereitschaftsregelungen. Hier kann definiert werden, ob die errechnete Bereitschaftszeit "je Tag und Dienst" oder "je Dienst" gerundet wird.	HRM2024.11	HISTL-259916, HISTL-249034 / HISSUP-10453
815584373	27.11.2024	Zeit Stempelungen	(Fehlerbehebung) In der Programmmaske "Zeit Stempelungen" wurden die Organisationseinheiten im Dropdown nicht alphabetische sortiert.	HRM2024.11	HISTL-259706
./.	06.11.2024	Summenspalten	(Fehlerbehebung) Die Summenspaltenfunktion "Overtime" funktionierte nicht. Es wurden keine Werte errechnet oder angezeigt.	HRM2024.11	HISTL-258929
./.	18.10.2024	Urlaubsanspruchsberechnung	(Fehlerbehebung) Dialoge, die auf fehlende Konfigurationen (z.B. fehlendes Geburtsdatum für Urlaubsanspruchsberechnung) hingewiesen hatten, wurden nicht mehr ausgegeben.	HRM2024.11	HISTL-258273, HISTL-258435,

					HISTL-259516
816647630	06.11.2024	Planungsraster, Wunschplan	(Fehlerbehebung) Ein Fehler in der Berechnung der Sollstunden im Falle von Fixstunden pro Monat, verhinderte ein Öffnen der Planungsmaske und der Funktionen der Wunschplanung (Personalbedarfsdeckung, etc.)	HRM2024.11	HISTL-257303 / HISSUP-10323
816647630	27.11.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebung) Durch fehlerhafte Konfiguration der Dienstanforderungen konnte es beim Aufruf des Wunschplans zu einem Serverfehler kommen, der die Bedienung der Maske verhinderte.	HRM2024.11	HISTL-256936 / HISSUP-10308
./.	18.10.2024	Planungsraster	(Fehlerbehebung) Die Datumsanzeige war in manchen Konfigurationsvarianten von Dienstanforderungen verschoben, sodass die Darstellung der Dienstanforderungen ebenfalls verschoben war.	HRM2024.11	HISTL-251948
815939405	30.10.2024	Mein Plan	(Fehlerbehebung) Im Ausdruck von Mein Plan wurden Rahmenplandienste doppelt und Abwesenheiten gar nicht ausgegeben.	HRM2024.11	HISTL-245422, HISTL-245426, HISTL-246160 / HISSUP 9889
816510189	06.11.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In den Mitarbeiterstammdaten war es nicht möglich, einen Arbeitsvertrag zu duplizieren.	HRM2024.11	HISTL-233104, HISTL-254969 / HISSUP-10231
./.	30.10.2024	Mein Plan	(Fehlerbehebung) In der Maske "Mein Plan" wurden Dienste nicht angezeigt, wenn am selben Tag eine halbtägige Abwesenheit eingeplant war.	HRM2024.11	HISTL-227176

Version 2024.10

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
814293994	03.09.2024	Saldenkorrektur	(Fehlerbehebung) In der Saldenkorrektur werden jetzt nur noch Mitarbeiter angezeigt, die den dem Benutzer berechtigten Organisationseinheiten zugeordnet sind.	HRM2024.10	HISTL-219778 / HISSUP-9120
./.	27.09.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In der Stammdatenmaske Mitarbeiter wurde bei den Datumsfelder kein sinnvoller Tooltip-Text angezeigt.	HRM2024.10	HISTL-233099
816265091 815346361	03.09.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In der Stammdatenmaske Dienstanforderungen wurden alle Datensätze angezeigt und nicht nur jene, die auf den Organisationseinheiten des angemeldeten Benutzers definiert sind.	HRM2024.10	HISTL-236996 / HISSUP-9569
815830136	27.09.2024	Planung	(Fehlerbehebung) Mitarbeiter mit einem Wechsel der Organisationszuordnung wurden im Abwesenheitsplaner falsch dargestellt.	HRM2024.10	HISTL-244829 / HISSUP-9795
./.	18.09.2024	Validierung	(Fehlerbehebung) Die Validierungsregel "Freie Tage im Intervall" hat die Parameter der Wochendefinition und die der Wochenenddefinition falsch interpretiert	HRM2024.10	HISTL-245950
816262032 816142283	03.09.2024	Urlaubs- anspruchs- berechnung	(Fehlerbehebung) In der Urlaubsanspruchsberechnung wurden in manchen Konstellationen die DV-Unterbrechungen nicht korrekt berücksichtigt, speziell wenn die DV-Unterbrechungen via Schnittstelle eingetragen wurden.	HRM2024.10	HISTL-251339, HISTL-250083 / HISSUP-10078, HISSUP-10016
815584373 816305466	10.09.2024	Zeit Stempelungen	(Fehlerbehebung) In der Maske Zeit Stempelungen konnten auch OEs ausgewählt werden, für die der Benutzer keine Benutzer/Rollen Berechtigung hat.	HRM2024.10	HISTL-253276 HISTL-251603 HISSUP-10169 HISSUP-10099
816423261 816422826 816422073	04.09.2024	Planung	(Fehlerbehebung) Die Erfüllung der Dienstanforderungen mit mehr als einer zugeordneten Dienstvorlage wurden in der Planungsmaske nicht korrekt ausgegeben.	HRM2024.10	HISTL-254090, HISTL-254086, HISSUP-10206, HISSUP-10207, HISSUP-10208,
./.	04.09.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Dienste, die am Sonntag beginnen und am Montag enden, wurden in der Stundenzulage mit Anspruch "per Woche" falsch berechnet	HRM2024.10	HISTL-255517

816358136	22.08.2024	Planung	(Fehlerbehebung) In der Planübersicht gab es ein Anzeigeproblem, wenn in einem der darzustellenden Monate kein Mitarbeiter zugeordnet war.	HRM2024.10	HISTL-255863 / HISSUP-10214
816551642	05.09.2024	Planung	(Fehlerbehebung) Dienste auf anderen Stationen, die mit einer Abwesenheit überbucht wurden, führten zu einem Anzeigeproblem der Validierungsergebnisse, wodurch die Planungsmaske nicht geladen wurde.	HRM2024.10	HISTL-255932 / HISSUP-10264
816571350	30.09.2024	Mitarbeiter Self-Services	(Fehlerbehebung) Hatte ein Mitarbeiter Dienste auf mehreren OEs, so wurde in Mein Kalender nur ein Dienst angezeigt.	HRM2024.10	HISTL-256157, HISTL-252786 / HISSUP-10273
816577651	10.09.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung) EC Schnittstelle - es kam zu einem Fehler, wenn Mitarbeiter ohne Qualifikation übermittelt wurden.	HRM2024.10	HISTL-256367 / HISSUP-10275
816605825	07.09.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebung) Nachtdienst-Wünsche von Kollegen wurden nicht angezeigt und nicht im Zähler berücksichtigt.	HRM2024.10	HISTL-256779 / HISSUP-10299
./.	20.09.2024	Mitarbeiterstamm	(Fehlerbehebung durch Programmiererweiterung) Im Mitarbeiterstamm im Tab Vertrag gibt es nun ein neues Feld "Sollstundentage", welches die Anzahl der Tage mit Sollstunden definiert. Das Feld "Arbeitstage" bleibt bestehen und definiert die Tage für die Urlaubsanspruchsberechnung.	HRM2024.10	HISTL-257055
816615977	04.09.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebungen) Wünsche für Dienste, deren Dienstvorlage auf einer übergeordneten OE definiert wurden, wurden bei der Dienstübernahme auch als Dienst auf der übergeordneten Station eingetragen	HRM2024.10	HISTL-257059 / HISSUP-10304
816650668	03.09.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebungen) Wenn in den Dienstanforderungen Dienstvorlagen an Wochentagen konfiguriert wurden, an denen die Dienstvorlage nicht gültig ist, dann kam es zu einem Fehler in der Personalbedarfsdeckung.	HRM2024.10	HISTL-257305 / HISSUP-10326
./.	16.09.2024	Planung	(Fehlerbehebungen) Im Dialog Dienst hinzufügen kam es zu einem Server Fehler, wenn ein Startdatum > Enddatum eingegeben wurde	HRM2024.10	HISTL-257449

816515007	16.09.2024	Validierung	(Fehlerbehebungen) Wenn auf einem Plan Mitarbeiter mit unterschiedlichen Validierungsschemen geöffnet waren, konnte es zu einer Duplizierung der Verletzungsmeldungen kommen.	HRM2024.10	HISTL-257778, HISTL-257773, HISTL-255218 / HISSUP-10237
./.	03.10.2024	Planung	(Fehlerbehebungen) Durch Filtereinstellungen im Planaufruf war es möglich, die Planungsmaske für 0 Mitarbeiter aufzurufen. Dies wird nun verhindert.	HRM2024.10	HISTL-257804
./.	03.10.2024	Berechtigungen	(Fehlerbehebungen) In der Programmmaske der Berechtigungsvergabe waren auch mit Systemsprache Deutsch einige Einträge in englischer Sprache vorhanden.	HRM2024.10	HISTL-257978, HISTL-226948
./.	20.09.2024	Planung	(Fehlerbehebung) Die Zusatzzeilen beim Mitarbeiter wurden nicht angezeigt, nach dem erstmaligen Aufruf und Freigabe eines Monats.	HRM2024.10	HISTL-258019
816698406	07.10.2024	Schnittstellen	(Fehlerbehebung) LODAS Schnittstelle - Das Schnittstellenfile wurde im Unix LF Format erstellt, welches LODAS nicht einlesen kann. LODAS benötigt das Windows CLRF Format.	HRM2024.10	HISTL-258034 / HISSUP-10378
./.	03.10.2024	Mitarbeiter Self-Services	(Fehlerbehebung) Im rechten Detailbereich von Mein Plan wurden die Spalten nicht angezeigt, wenn ein Schema gewählt war, dass die Einstellung "Konfiguration und Auswertungen" gesetzt hatte.	HRM2024.10	HISTL-258065
./.	04.10.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Hatte ein Mitarbeiter keinen Feiertagskalender zugeordnet (auch nicht über die Org. Einheit), so kam es zu einem Fehler in der Abrechnung.	HRM2024.10	HISTL-258278
./.	04.10.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebung) Wünsche von Kollegen wurden nicht angezeigt, wenn Dienstanforderungen mit mehreren Dienstvorlagen konfiguriert waren.	HRM2024.10	HISTL-258811
./.	04.10.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebung) Im Wunschplan kam es zu einem Fehler, wenn Wünsche eine DV-Unterbrechung überlappten.	HRM2024.10	HISTL-258812
./.	04.10.2024	Spalten	(Fehlerbehebung) Die Verwendung der Spaltenfunktion "Overtimes" führte zu einer falschen Darstellung des Spaltenbereichs im Planungsraster	HRM2024.10	HISTL-258929

./.	14.10.2024	Prozess- steuerung	Es ist nun nur mehr mit einer speziellen Berechtigung möglich, die Abrechnung für Mitarbeiter ohne Ist Arbeitszeiten Freigabe aufzurufen. Es ist nicht mehr möglich, Mitarbeiter ohne gespeicherte Abrechnung in den Lohn überzuleiten.	HRM2024.10	HISTL-249167
./.	14.10.2024	Performance	Diverse Performanceverbesserungen im Planaufruf, Aufruf Abwesenheitsplaner und Abrechnung	HRM2024.10	HISTL-253427, HISTL-251445, HISTL-251360, HISTL-251025
./.	14.10.2024	Auswertungen	Es ist nun möglich, im Filterdialog der Auswertung mit Spalten, zusätzlich zum Summenschema auch die darin definierten Spalten einzeln an- oder abzuwählen	HRM2024.10	HISTL-255129
./.	14.10.2024	Schnittstelle	Die Schnittstelle zu P&D wurde erweitert, sodass zukünftig auch die Kataloge Mitarbeiter Funktion und Qualifikation abfragbar sind, und diese Informationen auch im Export der Mitarbeiterdaten enthalten sind.	HRM2024.10	HISTL-259397
./.	27.09.2024	Stammdaten	Anzeige/Konfiguration vom Urlaubskontingent	HRM2024.10	HISTL-193003
./.	27.09.2024	Planung	Anzeige vom Urlaubskontingent im Abwesenheitsplaner	HRM2024.10	HISTL-193029
./.	27.09.2024	Mitarbeiter Self-Services	Anzeige vom Urlaubskontingent im Antragsgenehmigungs- und Abwesenheitsantragsfeature	HRM2024.10	HISTL-193030
./.	03.10.2024	Stammdaten	Konfiguration von Abwesenheitsobergrenzen im Feature Einstellungen Organisationseinheit	HRM2024.10	HISTL-254116
./.	03.10.2024	Abwesenheitsantrag	Anzeige von Abwesenheitsobergrenzen im Feature Antragsgenehmigung	HRM2024.10	HISTL-254119
./.	03.10.2024	Planung	Anzeige von Abwesenheitsobergrenzen im Feature Abwesenheitsplaner	HRM2024.10	HISTL-254120
./.	14.08.2024	Schnittstelle	FSI Inbound Channel - Keine Überschreibung von Mitarbeiterfunktionen	HRM2024.10	HISTL-255231
./.	14.08.2024	Schnittstelle	Import von Mitarbeitern ohne Rolle	HRM2024.10	HISTL-256322
./.	14.08.2024	Schnittstelle	Import von Diensten und Abwesenheiten im Polypoint	HRM2024.10	HISTL-222179
./.	08.09.2024	Stammdaten	Summenschema - Konfiguration von der verwendeten Einheit (fix definierte Werte) → wirken sich auf die Anzeige im Side Panel aus	HRM2024.10	HISTL-248733

./.	12.09.2024	Stammdaten	Summenschema - Einschränkung auf Org. Einheiten und Rollen	HRM2024.10	HISTL-228370
./.	29.08.2024	Auswertung	Filter im Planer Monatsjournal (Filterdialog)	HRM2024.10	HISTL-256298
./.	23.08.2024	Stammdaten	Filter im Mitarbeiter Feature (Aktiv / Inaktiv + Filterdialog)	HRM2024.10	HISTL-255131
./.		Summenspalten	Anpassung und Erweiterung der Accounts() Suco Syntax	HRM2024.10	HISTL-252788

Version 2024.09

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
816687251	11.09.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Bei einzelnen Mitarbeitern kam es bei der Abrechnung zu einem Fehler, der die Abrechnung verhindert hat.	HRM2024.09	HISTL-257808 / HISSUP-10363
816629721	11.09.2024	Validierung	(Fehlerbehebung) Die Prüfung der täglichen Ruhezeit wurde nicht korrekt durchgeführt und es wurden keine Verletzungen ausgewiesen.	HRM2024.09	HISTL-257048 / HISSUP-10313
816669691	11.09.2024	Diensttausch	(Fehlerbehebung) Die Funktion "Diensttausch" in der Maske "Mein Plan" führte zu einer Löschung der "Frei" Einträge der Mitarbeiter.	HRM2024.09	HISTL-257478 / HISSUP-10339
816649243	11.09.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung) In der EC Schnittstelle wurde bei einem Personalfall das Austrittsdatum falsch gesetzt.	HRM2024.09	HISTL-257280 / HISSUP-10327

Version 2024.08

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
./.	01.08.2024	Performance	Der Aufruf und die Suche im Mitarbeiterstamm war sehr langsam, wenn der Benutzer eine Einschränkung auf einen Organisationsbereich hatte.	HRM2024.08	HISTL-251359
./.	01.08.2024	Auswertung mit Summenspalten	Ruft man die Auswertung mit Summenspalten für mehr als 100 Mitarbeiter auf, so erscheint ein Dialog mit der Abfrage, ob man die Auswertung tatsächlich laden möchte, oder die Daten nach Excel oder PDF exportieren möchte (ohne die Auswertung zu laden und anzuzeigen), Damit soll erreicht werden, auch große Datenmengen zu exportieren, ohne zuvor lange auf das Laden der Auswertung warten zu müssen.	HRM2024.08	HISTL-255414
./.	30.07.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In den Stammdaten der Automatischen Ruhepausen war es in der Definition der Korridore nicht möglich, Dezimalzahlen zu erfassen. Des Weiteren wurden die Korridore im Änderungsverlauf nicht korrekt dargestellt.	HRM2024.08	HISTL-253113
./.	09.07.2024	Planungsraster	(Fehlerbehebung) Die Zusatzzeile "Freigegebener Plan" wurde falsch dargestellt, wenn in den Plandaten automatisch generierte Pausen enthalten waren.	HRM2024.08	HISTL-252771
815762514	31.07.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) In den Stammdaten der Rahmenpläne kam es zu einem Fehler, wenn der Änderungsverlauf für duplizierte Datensätze aufgerufen wurde.	HRM2024.08	HISTL-225172
./.	31.07.2024	Zeit Stempelungen	(Fehlerbehebung) Wurden zuerst Stempelungen importiert und erst danach im Planungsraster Dienste eingetragen, dann wurden in der Maske "Zeit Stempelungen" zwei Einträge angezeigt.	HRM2024.08	HISTL-238559
./.	31.07.2024	Zeit Stempelungen	(Fehlerbehebung) Bei Partitionen, die aus den Stempelungen generiert wurden, wurde bei der Berechnung der Arbeitszeit der Planelementtyp nicht berücksichtigt.	HRM2024.08	HISTL-238661
./.	31.07.2024	Zeit Stempelungen	(Fehlerbehebung) Das Zusammenführen mehrerer Stempelpaare zu einem Dienst führte in bestimmten Konstellationen zu fehlerhaften Ergebnissen.	HRM2024.08	HISTL-241205

815938601 816520239 815938601 816328665	01.08.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Die Überträge in Folgemonaten wurden nicht neu berechnet, wenn in Vormonaten Änderungen erfasst wurden.	HRM2024.08	HISTL-245833 / HISSUP-9853
./.	30.07.2024	Planungsraster	(Fehlerbehebung) Beim Aufruf des Planungsrasters wurde ein Berechtigungsfehler angezeigt, obwohl der Benutzer ein Leserecht hatte.	HRM2024.08	HISTL-250723
816190532	31.07.2024	Summenspalten	(Fehlerbehebung) Die Summenspaltensyntax bietet die Einschränkung type(init), um die Werte aus der Saldenkorrektur abzufragen. Diese Einschränkung hat nur funktioniert, wenn auch ein Stichtag mitgegeben wurde	HRM2024.08	HISTL-251101 / HISSUP-10061
816023851	01.08.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung) In der EC Schnittstelle wurde die Stundenaufteilung nicht adaptiert, im Falle von Änderungen am Arbeitsvertrag.	HRM2024.08	HISTL-251590 / HISSUP-10094
816345162 815958265 816315471	01.08.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung) In der EC Schnittstelle wurden die Vertragsdaten einiger Personalfälle nicht richtig importiert	HRM2024.08	HISTL-252415 / HISSUP-9894, HISTL-252147 / HISSUP-10117, HISTL-251828 / HISSUP-10107
./.	01.08.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung) Beim Abwesenheitsexport wurden auch Abwesenheiten exportiert, die durch eine höher priorisierte Abwesenheit überschrieben waren.	HRM2024.08	HISTL-252243
./.	09.07.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Die Stufung der Bereitschaften enthält eine Wochenenddefinition zur Identifikation von Wochenendbereitschaften. Bereitschaftsdienste, die Montags nach 01:59 begonnen hatten, wurden nicht als Wochenenddienst identifiziert, auch wenn die Wochenendgrenze mit Montag 08:00 definiert war.	HRM2024.08	HISTL-252607
./.	10.07.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebung) Der Stichtag der Wunschplanung wurde falsch berechnet wenn auch ein Monatsversatz ungleich 0 eingestellt wurde.	HRM2024.08	HISTL-252709
./.	30.07.2024	Mein Plan	(Fehlerbehebung) In der Maske "Mein Plan" wurde bei aktiver Einstellung "Dienste mit Uhrzeiten anzeigen" bei Auswahl von Tagen ohne Diensten u.U. ein Button ohne Funktion in der Toolbar angezeigt.	HRM2024.08	HISTL-252714

./.	10.07.2024	Stammdaten	(Fehlerbehebung) Die Stammdaten für die Automatischen Ruhepausen konnten nicht in einem Transportpaket exportiert werden	HRM2024.08	HISTL-252735
-----	------------	------------	---	------------	--------------

Version 2024.07

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
815915656	05.07.2024	Mein Plan	Im Feature Mein Plan hat der Benutzer die Möglichkeit in den Anzeigeeinstellungen festzulegen, ob für einen Dienst die Uhrzeit, Partitionen und die Organisationseinheit angezeigt werden sollen.	HRM2024.07	HISTL-248856
813908408	03.07.2024	Auswertung	Neue Programm-Maske zur Auswertung des Freigabe-/Abrechnungs-/Überleistungsstatus von Organisationseinheiten.	HRM2024.07	HISTL-222320
815939172 814858487	05.07.2024	Planung	Neue Funktion zur automatischen Generierung von Pausenzeiten. Neue Konfigurationsmaske zur Definition der Generierungsparameter und Zuordnung der Parameter zum Mitarbeiter.	HRM2024.07	HISTL-249750, HISTL-250670, HISTL-249749
816066854	05.07.2024	Planung	Rahmenplandienste können nun sofort bei der Ausrollung in den Soll Plan übernommen werden und nicht erst bei der Planfreigabe.	HRM2024.07	HISTL-236647
816182798	08.07.2024	Wunschplan	Der Stichtag für das Ende der Wunschperiode kann nun nicht mehr nur für das Vormonat, sondern auch für den definierten Monatsversatz eingestellt werden.	HRM2024.07	HISTL-248703
./.	24.06.2024	Wunschplan	(Fehlerbehebung) In der Einstellung der Rotation wurde für die Validierung der max. Reihenfolge immer die erst gereichte Wunschgruppe herangezogen.	HRM2024.07	HISTL-224481 / HISSUP-9202
816239163	02.07.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Es ist nun nicht mehr möglich, Abrechnungstypen zu löschen, wenn diese bereits in einem Abrechnungslauf bebucht wurden.	HRM2024.07	HISTL-250414, HISTL-250981 / HISSUP-10050
815584108 815569195	28.06.2024	Planung	Die Plannotizen werden nun auch in den Programm-Masken Ist Arbeitszeiten, Mein Plan, Abwesenheitsplaner und Mein Kalender angezeigt.	HRM2024.07	HISTL-248687 HISTL-247750
./.	24.06.2024	Planung	(Fehlerbehebung) In der Planübersicht kann ein Mitarbeiterfilter nach Funktion und Qualifikation eingestellt	HRM2024.07	HISTL-238762

			werden. Dieser Filter wurde nicht korrekt angewandt.		
./.	30.04.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Abrechnungsregeln mit Bedingungen führten dann zu einem Fehler, wenn im entsprechenden Summenschema eine verwendete Regel gelöscht wurde.	HRM2024.07	HISTL-249880
815135335	28.06.2024	Auswertung	(Fehlerbehebung) Beim Ausdruck des Monatsjournals kam es zu einem Server Error und der Ausdruck war nicht möglich.	HRM2024.07	HISTL-243717
./.	22.05.2024	Planung	(Performance) Abrechnungslauf beim Plan Öffnen - Optimierung der Aufrufe	HRM2024.07	HISTL-245253
./.	22.05.2024	Planung	(Performance) Analyse & Verbesserung Speicherverwaltung	HRM2024.07	HISTL-243721
./.	22.05.2024	Planung	(Performance) Optimierung Einlesen Plandaten	HRM2024.07	HISTL-240190
814853671	04.07.2024	Abrechnung	Erweiterung des Features Stufung von Bereitschaft um kurze Wochenendbereitschaften anders bewerten zu können.	HRM2024.07	HISTL-251607
814921095	03.07.2024	Schnittstelle	Erweiterung der Syntax für die Trennung von Datum und Uhrzeit beim Zeitstempelimport	HRM2024.07	HISTL-248855
815317151 814970521 816143920	27.06.2024	Planung	In der Planungsansicht kann der Aufrufszeitraum jetzt durch Pfeiltasten vor und zurück geblättert werden. Hat man einen Monatszeitraum aufgerufen, wird monatsweise vor und zurück navigiert. Hat man einen individuellen Zeitraum aufgerufen, wird genau um diesen Zeitraum vor und zurück navigiert.	HRM2024.07	HISTL-250389 / HISSUP-10026 HISTL-248936 / HISSUP-9949, HISSUP-9802
815840654	14.06.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung) getAbsenceStart wird anstelle von getDate (→ immer Monatserster) für Suche von der primary OU vom Mitarbeiter verwendet, so wird auch für Mitarbeiter mit Eintrittsdatum innerhalb von einem Monat der richtige Wert zurück geliefert.	HRM2024.07	HISTL-237902
813339382			(Fehlerbehebung) Bearbeitung von Mitarbeitern war im multi-mib Szenario nicht möglich. HRM wurde zu clinical-core hinzugefügt und die Bearbeitung von Mitarbeitern, etc. ist nun wieder möglich.	HRM2024.07	HISTL-247966

./.	17.06.2024	Dienstplanung / Mitarbeiterpool	Einfügen und Anzeige von Poolzeilen ist im Dienstplan möglich.	HRM2024.07	HISTL-237901
813339382	12.06.2024	Auswertung	(Performance) Verbesserte Performance in den Features Auswertung Mitarbeitereigenschaften und Fehlstundenstatistik	HRM2024.07	HISTL-251248 / HISSUP-10068
816271027	22.05.2024	Stammdaten / Mitarbeiterpool	Konfiguration von Mitarbeiterpools ist nun im Feature Einstellungen Organisationseinheit möglich	HRM2024.07	HISTL-248588
815417503 815844067	17.06.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Aufgrund ungültiger Daten konnte für einen Mitarbeiter der Plan nicht freigegeben werden.	HRM2024.07	HISTL-249189
815699115	10.06.2024	Dienstplanung	Neue Anzeigeeinstellung "Rahmenplanzeile anzeigen" ist im Dienstplan verfügbar	HRM2024.07	HISTL-248599
815714322	10.06.2024	Abrechnung	Definierte Zulagen für Rufbereitschaften müssen auch im Ausfall verbucht werden können	HRM2024.07	HISTL-244279
815339244 815339248 815339246	17.06.2024	Dienstplanung	Option "Rahmenplanzeile drucken" wurde im Dienstplan Druckdialog hinzugefügt.	HRM2024.07	HISTL-236625 / HISSUP-9550
815026572	17.06.2024	Dienstplanung	Die Dienstplan Berechtigungen wurden um den Punkt Anzeigen des Verlaufs erweitert. Nur mehr Mitarbeiter mit dieser Berechtigung bekommen den Menüpunkt Verlauf öffnen im Kontextmenü. <i>Benötigte Berechtigung: Dienstplan / Planung / Dienstplan / Anzeigen des Verlaufs</i>	HRM2024.07	HISTL-248645, HISTL-236606 / HISSUP-9541, HISTL-248619
815981395	10.06.2024	Dienstplanung	Keine Stundenanzeige für Abwesenheiten im Dienstplan	HRM2024.07	HISTL-248327 / CGMUKE-14012
815841096 815704939	17.06.2024	Dienstplanung	Anzeige der Wunschplanzeile unabhängig vom Planstatus.	HRM2024.07	HISTL-244676 / HISSUP-9803, HISTL-243749 / HISSUP-9740, HISTL-244315, HISTL-249468
815430027	22.05.2024	Urlaubs- anspruchs- berechnung	Erweiterung des Wechselschichtzuschlags Feature um die Konfiguration für Zusatzurlaube (z.B. für Arbeit auf Intensivstationen).	HRM2024.07	HISTL-239470

Version 2024.06

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
814848385	02.05.2024	Mitarbeiter Stammdaten / Schnittstelle	(Fehlerbehebung) Generiertes Kürzel war zu lang	HRM2024.06	HISTL-247965 / HISSUP-9942
816076595	06.05.2024	Diensttausch	(Fehlerbehebung) Beim Diensttausch wurde jeder Vorschlag als "nicht erlaubt" dargestellt, wenn der anfragende Mitarbeiter eine Validierungsverletzung hat, auch wenn diese Verletzung nicht den zu tauschenden Dienst betroffen hat.	HRM2024.06	HISTL-243716
./.	22.04.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Dienste, welche an Tagen mit Frei Abwesenheit lt. Rahmenplan geplant wurden, wurden in der Qualifikationsanforderung ignoriert.	HRM2024.06	HISTL-240235
815390512	14.05.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Im Monatsjournal wurden Spalten vom Typ "Abrechnungstyp" immer mit 4 Nachkommastellen angezeigt, ungeachtet der diesbezüglichen Einstellung in den Modulparametern.	HRM2024.06	HISTL-241299, HISTL-241298
814234489 814915209 816099202	22.04.2024	Auswertungen	(Fehlerbehebung) Im Planer Monatsjournal kam es zu einem Server Error wenn Filterkriterien leer gelassen werden und in der Mitarbeiterliste ein Mitarbeiter selektiert wurden.	HRM2024.06	HISTL-245986 / HISSUP-9833
./.	22.05.2024	Planung	(Fehlerbehebung) Beim Öffnen des Planungsrasters kam es in gewissen Konstellationen zu einem Fehler, der den Planaufruf verhinderte.	HRM2024.06	HISTL-237458

Version 2024.05

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
816304061 816099201	06.05.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Dienstplan lässt sich nicht ohne Fehlermeldung öffnen	HRM2024.05	HISTL-240191

Version 2024.04

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
---------------	------	---------	--	---------	--------------

./.	16.04.2024	Schnittstelle	(Fehlerbehebung durch Konfiguration) Mitarbeiter mit Eintrittsdatum unterhalb eines Monats wurden nicht richtig in der KIDICAP Schnittstelle berücksichtigt.	HRM2024.04	HISTL-243720
814978191 816154506	14.05.2024	Mitarbeiter Self Services	(Fehlerbehebung) Dienste die an einem Tag mit Abwesenheit endeten, konnten nicht verändert werden (Schichtüberschneidung)	HRM2024.05	HISTL-239403
814978068	04.04.2024	Allgemein	(Performance) Datenbankzugriffe auf Plandaten optimiert	HRM2024.04	HISTL-239401
./.	03.04.2024	Allgemein	(Performance) Datenbankzugriffe auf Mitarbeiterdaten optimiert	HRM2024.04	HISTL-239472
./.	22.05.2024	Dienstplanung	PPUGV Daten können im Dienstplan mittels Anzeigeeinstellungen ein-/ausgeblendet werden. Nicht erfüllte Anforderungen werden rot dargestellt im Anforderungsbereich.	HRM2024.04	HISTL-239443
./.	14.02.2024	Dienstplanung	(Performance) Beim Planaufruf wird nun nicht mehr automatisch immer die Abrechnung durchgeführt, sondern nur dann, wenn es noch keinen Abrechnungslauf gegeben hat.	HRM2024.04	HISTL-244955 / HISSUP-9811
815857851	14.02.2024	Validierung	(Performance) Die permanente Prüfung der Validierungsregeln kann nun in der Darstellungskonfiguration im Planungsraster deaktiviert werden. Bei der Planfreigabe wird die Validierung ungeachtet dieser neuen Einstellung nach wie vor immer durchgeführt.	HRM2024.04	HISTL-246257 / HISSUP-9609
815617667 815274454	09.04.2024	Auswertung	Es gibt eine neue Auswertung "Anwesenheit Mitarbeiter". Die nächste Anwesenheit entsprechend Dienstplan für einen angegebenen Stichtag wird für die Mitarbeiterauswahl in einer Liste ausgegeben.	HRM2024.04	HISTL-245985 / HISSUP-9831
815881360	12.04.2024	Validierung	Es gibt eine neue Validierungsregel "Freie Wochenenden im Intervall". Die Anzahl freier Wochenenden in einem definierten Intervall kann nun definiert und geprüft werden. Die Intervalle können auf Basis Tage, Wochen, Monate oder Jahre definiert werden.	HRM2024.04	HISTL-242804 / HISSUP-9703
815691276	12.04.2024	Validierung	Es gibt eine neue Validierungsregel "Freie Tage im Intervall". Die Anzahl von freien Tagen in einem definierten Intervall kann nun definiert und geprüft werden. Die Intervalle können auf	HRM2024.04	HISTL-236054 / HISSUP-9520, HISTL-236908

			Basis Tage, Wochen, Monate oder Jahre definiert werden.		
815274208	27.03.2024	Schnittstellen	Schnittstelle zu Pflegecampus. Es existiert nun ein Export Schnittstellenkanal zur Anlage und zum Update von Benutzern in Pflegecampus aus HRM Mitarbeiterdatensätzen.	HRM2024.04	HISTL-231783
./.	12.04.2024	Validierung	Es gibt eine neue Validierungsregel "Länge von Dienstfolgen". Mindestlängen und Maximallängen von Dienstfolgen einer Kategorie (z.B. max. 2 Nachdienste in Folge) können nun geprüft werden.	HRM2024.04	HISTL-245364
./.	16.04.2024	Urlaubs- anspruchs- berechnung	(Fehlerbehebung) Die Urlaubsanspruchsberechnung führte in Schaltjahren zu einer falschen Berechnung, da der Februar nicht richtig interpretiert wurde.	HRM2024.04	HISTL-236616 / HISSUP-9547
815259517 815791474	12.04.2024	Dienstplanung	Auch in den Spalten werden nun Dienste, Partitionen und Abwesenheiten nicht mehr berücksichtigt, wenn diese außerhalb des Gültigkeitszeitraums (Ein- / Austrittsdatum) der Mitarbeiter liegen	HRM2024.04	HISTL-244625, HISTL-239204 / HISSUP-9794 HISTL-212768
./.	03.04.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Bei der Bearbeitung von Partitionen von Rahmenplandiensten wurde eine Fehlermeldung ausgegeben und die Bearbeitung war nicht möglich.	HRM2024.04	HISTL-240577
815513936	11.04.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Die Button für die Freigabe der Ist Arbeitszeiten konnte war nicht mehr aktiv, wenn der Plan im Status "Teilweise freigegeben" war (weil Mitarbeiter auf anderen Stationen bereits eine Freigabe hatten). Die Freigabe kann nun auch in diesem Planstatus wieder aufgerufen werden.	HRM2024.04	HISTL-243660
815346608	03.04.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung durch Programmiererweiterung) Bei der Berechnung der Kranktage war es nicht möglich, als Berechnungsbasis den Rahmenplandienst zu verwenden. Die Parameter der Planelementtypen für Abwesenheiten wurden erweitert, sodass nun die Berechnungsart für Stunden und Tage unterschiedlich definiert werden kann, und als Berechnungsart zusätzlich der Wert "Rahmenplan" gewählt werden kann. Wählt man Rahmenplan, so wird als Berechnungsbasis der Dienst laut Rahmenplan verwendet und nicht der geplante Dienst.	HRM2024.04	HISTL-243750, HISTL-242703 / HISSUP-9742

815863323 815747683 815839904	03.04.2024	Zeit Erfassung	(Fehlerbehebung) In der Programmaske "Zeit Stempelungen" wurde in der Tabelle der Zeit Buchungen ein falsches Datum angezeigt, wenn die Stempelungen über die Dateischnittstelle importiert wurden.	HRM2024.04	HISTL-243660
815346608	03.04.2024	Auswertung	(Fehlerbehebung) Im Planer Monatsjournal kam es zu erheblichen Performance Problemen, wenn im Aufrufszeitraum kein "Bis" Datum gesetzt war.	HRM2024.04	HISTL-240583
815430027	26.03.2024	Urlaubs- anspruchs- berechnung	(Fehlerbehebung) Bei der Urlaubsanspruchsberechnung kam es zu einem Programmfehler, wenn in den Stammdaten des Urlaubsanspruchs keine Werte in den Feldern "Lebensjahre" oder "Dienstjahre" eingetragen waren.	HRM2024.04	HISTL-243244 / HISSUP-9715
815727149	20.03.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) In der Anzeige der Abdeckung der Dienstanforderungen wurden fälschlicherweise auch Rahmenplandienste gezählt, wenn diese durch andere Dienste vom Planer überschrieben wurden. Nun wird die Abdeckung der Dienstanforderung wieder korrekt auf Basis des geplanten Dienstes angezeigt.	HRM2024.04	HISTL-242774 / HISSUP-9700
815683493	21.03.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Beim Editieren einer Abwesenheit, die eine andere Abwesenheit überlappt, kam es zu einem Programmfehler.	HRM2024.04	HISTL-244225 / HISSUP-9772
815986495 815762277	21.03.2024	Schnittstellen	VK Statistik - Es kann nun auch die Satzart 186 nach Kidicap übergeleitet werden.	HRM2024.04	HISTL-214643
./.	21.03.2024	Auswertung	(Fehlerbehebung) Im Ausdruck des Monatsjournals wurden falsche Uhrzeiten angezeigt.	HRM2024.04	HISTL-238946
815617667	15.03.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Beim Aufruf des Wochenplans wurde eine Fehlermeldung angezeigt und das Öffnen war nicht möglich.	HRM2024.04	HISTL-238706 HISTL-238966
815318313 815676115 816286288	22.05.2024	Schnittstelle	Erweiterung der Bethel Schnittstelle um folgende Parameter contract_end_date, sfapi_teilzeitzaehler_befristet, sfapi_planstelle_befristet	HRM2024.04	HISTL-236447

Version 2024.03

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
815259519	29.02.2024	Abrechnung	Neue Umbuchungsregel "Alle Stunden des monatlichen Quellkontostands" ist verfügbar, um einen Stundenkontostand komplett auf ein anderes Stundenkonto zu kopieren oder zu transferieren (auch bei negativem Stundenkontostand).	HRM2024.03	HISTL-236770
./.		Abrechnung	Neue Buchungsregel "Alle Stunden des monatlichen Quellkontostandes" steht nun in der Konfiguration der Monatlichen Regeln zur Verfügung	HRM2024.03	HISTL-240814
815347528	28.02.2024	Mitarbeiterstamm / Summenspalten	In der Sollstundenverteilung können nun auch Werte mit bis zu 4 Nachkommastellen verwendet werden. Wie viele Nachkommastellen verwendet werden, kann in einem Modulparameter eingestellt werden. Ebenso in den Summenspalten wird diese Einstellung berücksichtigt.	HRM2024.03	HISTL-239210
815351013	28.02.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) In den Summenspalten wurden fälschlicherweise auch dann Werte angezeigt, wenn der Mitarbeiter in einer DV-Unterbrechung war.	HRM2024.03	HISTL-240240
./.	28.02.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Arbeitszeitpartitionen in Nachtdiensten werden im Falle von Krankheit richtig bewertet, auch dann wenn die Partition nach Mitternacht liegt.	HRM2024.03	HISTL-238183 / HISSUP-9609
815151994	12.02.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Bei der Erstellung von Dienstfolgen kommt es zu keinen Programmfehlern in Zusammenhang mit der Auswahl von Organisationseinheiten mehr.	HRM2024.03	HISTL-239141 / HISSUP-9650

Version 2024.02

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
815502438	01.02.2024	Mitarbeiterstamm	(Fehlerbehebung) Beim Duplizieren eines Vertragsdatensatzes konnte es zu einer falschen OE Zuordnung kommen, wenn der Duplizieren-Dialog vom Benutzer abgebrochen wurde.	HRM2024.02	HISTL-238739
./.	01.02.2024	Mitarbeiterstamm	(Fehlerbehebung) Im Verlauf der Zuordnung zu	HRM2024.02	HISTL-238862

			Organisationseinheiten wurden falsche Werte und Bezeichnungen angezeigt.		
./.	30.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Im Ausdruck des Planungsrasters wurden bei Auswahl "Freigegebener Plan" und "Ersetze Abwesenheitskürzel" die Abwesenheiten nur in der Planzeile mit den definierten Ersatzparametern (Kürzel und Farbe) angezeigt, nicht jedoch in der Zeile "Freigegeber Plan".	HRM2024.02	HISTL-236691
./.	19.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Die Prüfung der Dienstanforderung berücksichtigt neu angelegte Dienste sofort und nicht erst nach verlassen der Zelle.	HRM2024.02	HISTL-235699
815138896	19.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Die Darstellungskonfiguration im Planungsraster führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung beim Plan öffnen.	HRM2024.02	HISTL-236994 / HISSUP-9570
815347528	15.01.2024	Mitarbeiterstamm	(Fehlerbehebung) Hat ein Mitarbeiter ein Austrittsdatum gesetzt, so werden nun Dienste, die nach dem Austrittsdatum verplant wurden, nicht mehr von der Abrechnung mit einbezogen.	HRM2024.02	HISTL-238328 / HISSUP-9633
./.	15.01.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Monatsregelsets können auch gespeichert werden, wenn kein Detaildatensatz angelegt ist.	HRM2024.02	HISTL-235017 / HISSUP-9477
815151994	15.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) In den Stammdaten der Dienstvorlagen ist es wieder möglich, Datensätze ohne Fehlermeldung zu duplizieren.	HRM2024.02	HISTL-238730
./.	15.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Die Freigabe der Istzeiten berücksichtigt die Einstellungen für freigabeverhindernde Prüfungen der Planvalidierung für den richtigen Planstatus.	HRM2024.02	HISTL-238325 / HISSUP-9632
815301977	11.01.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Das Ergebnis der Spaltenspalte bei definierter Bedingung wird nun auch in der Stundenzulage korrekt interpretiert. Liefert das Ergebnis "FALSE", wird die Zulage nicht erzeugt.	HRM2024.02	HISTL-237521
./.	09.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Im Planungsraster wird der Button-Text "Zeige Plannotizen" nun nicht mehr abgeschnitten.	HRM2024.02	HISTL-229165
./.	09.01.2024	Mitarbeiter Self Services	(Fehlerbehebung) Mein Plan - Abwesenheiten werden nun auch richtig angezeigt, wenn in der Planung Frei-	HRM2024.02	HISTL-229159

			Dienste mit einer anderen Abwesenheit über bucht wurden.		
--	--	--	--	--	--

Version 2024.01

SAP Ticket(s)	Wann	Bereich		Version	Nummerierung
./.	04.01.2024	Mitarbeiter-stamm	Die primäre Zuordnung von Mitarbeitern zu Organisationseinheiten wird nun separat von der wochenstundenbasierten Zuordnung zu Organisationseinheiten mit eigener Gültigkeit geführt.	HRM2024.01	HISTL-236758
./.	17.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Beim Ersetzen von Codes und Farben von Abwesenheiten beim Planausdruck wird nun die gesamte Zelle mit der Ersatzfarbe dargestellt.	HRM2024.01	HISTL-236907
./.	09.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Die Prüfung der Dienstanforderungen berücksichtigt nun auch Dienste auf untergeordneten Organisationseinheiten.	HRM2024.01	HISTL-230435
./.	08.01.2024	Dienstplanung	(Fehlerbehebung) Beim Duplizieren von Dienstvorlagen werden nun auch die Partitionen korrekt dupliziert.	HRM2024.01	HISTL-230433
./.	05.01.2024	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Im Dialog der Monatsregeln wird der Wert des Feldes Bedingung korrekt gespeichert und die Änderung wird im Verlauf protokolliert.	HRM2024.01	HISTL-230437
./.	05.01.2024	Validierung	(Fehlerbehebung) Bereitschaften werden nun als Pause gerechnet, wenn der entsprechende Planelementtyp in der Validierungsregel hinterlegt ist.	HRM2024.01	HISTL-237959
./.	04.01.2024	Schnittstellen	Anpassung des Inbound Channels an umbenannte Felder.	HRM2024.01	HISTL-230612
./.	02.01.2024	Zeit Erfassung	(Fehlerbehebung) In der Maske "Zeit Stempelungen" werden zu den Zeitbuchungsdatensätzen nun auch das verwendete Toleranzschema angezeigt.	HRM2024.01	HISTL-235953
815012909	02.01.2024	Zeit Erfassung	(Fehlerbehebung) In der Maske "Zeit Stempelungen" werden beim Editieren von Diensten nun auch die Partionen angezeigt.	HRM2024.01	./.
./.	02.01.2024	Zeit Erfassung	(Fehlerbehebung) In der Maske "Zeit Stempelungen" war die Spalte "Status" in manchen Konstellationen editierbar.	HRM2024.01	./.

./.	22.12.2023	Abrechnung	Zu einer Abrechnungsregel (Zulagen oder Monatliche Regeln) kann nun eine Bedingung (in Form einer Summenspaltendefinition) zugeordnet werden. Das verwendete Summenschema wird im Abrechnungsschema hinterlegt.	HRM2024.01	./.
./.	22.12.2023	Zeit Erfassung	In der Maske "Zeit Stempelungen" werden die generierten Partitionen bei der Istzeit dargestellt.	HRM2024.01	./.
./.	22.12.2023	Zeit Erfassung	Zu einem Zeitbuchungsdatensatz können auch mehrere Stempelpaare zugeordnet werden. Die daraus genierten Partitionen werden zum abgeglichenen Dienst hinzugefügt.	HRM2024.01	./.
./.	22.12.2023	Zeit Erfassung	Pausengenerierung durch Gehen / Kommen Stempelungen	HRM2024.01	./.
./.	22.12.2023	Abrechnung	(Fehlerbehebung) Die Prozentbewertung von Bereitschaft wird auch dann richtig angewandt, wenn die Bereitschaft manuell als Partition eingetragen wird.	HRM2024.01	./.
./.	21.12.2023	Dienstplanung	Zusätzlich zu Diensten und Abwesenheiten kann man nun in eine Dienstplanzelle eine Plannotiz hinzufügen. Die Notiz besteht aus Code, Name und Farbe. Notizen werden mit Code und Farbe direkt in der Zelle angezeigt. Die Anzeige von Notizen kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden.	HRM2024.01	./.
./.	20.12.2023	Abrechnung	In den Bereitschaftsregelungen kann nun auch eine Rundung eingestellt werden. Einstellungsmöglichkeiten sind: keine Rundung, viertelstündig, halbstündig, ganztündig	HRM2024.01	./.

Disclaimer

Die Informationen des vorliegenden Dokumentes sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Sie sind ausschließlich für Sie bestimmt und dürfen nicht ohne Genehmigung der CGM CLINICAL offengelegt oder an Dritte weitergegeben werden.

Sämtliche Angaben geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getroffen wurden. Sie unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den angestrebten Zielsetzungen abweichen können.

Alle in Software-Screenshots oder in anderer Art und Weise in diesem Dokument dargestellten Personen und Patientendaten sind rein fiktiv.

Die Informationen dieses Dokuments stellen keinerlei Zusage, Versprechen oder rechtliche Verpflichtung zur Auslieferung von Programmen, Modulen oder Funktionen dar. Sie können von CGM CLINICAL jederzeit aus beliebigen Gründen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CGM CLINICAL HRM ist nicht gedacht für Anwendungen im Sinne eines Medizinproduktes gemäß MDD (Medical Device Directive), speziell nicht für die Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder Verletzungen, kann aber mit Medizinprodukten zusammenarbeiten und Informationen austauschen (Interoperabilität).

Kontakt

CGM Clinical Deutschland GmbH

Unixstraße 1
88436 Oberessendorf

T + 49 (0) 73 55/799-0

F + 49 (0) 73 55/799-111

cgm-clinical.de

cgm.com/de

info.clinical.de@cgm.com