

Systemvoraussetzungen für CGM Z1.PRO

Stand: Mai 2025

Für einen zuverlässigen und performanten Betrieb von CGM XDENT beachten Sie bitte folgende Mindestanforderungen hinsichtlich Internetverbindung, Betriebssystem, Hardware und Bildschirm.

1. Internetzugang

- **Voraussetzung:**
Ständiger Internetzugang ist am Server und an allen Clients erforderlich.
- **Empfohlene Bandbreite für Praxen bis 6 Behandler:**
 - Downstream: **mindestens 50 Mbit/s**
 - Upstream: **mindestens 10 Mbit/s**

2. Betriebssysteme

- **Unterstützte Betriebssysteme:**
 - **Windows:** Windows 10 Professional Edition (64 Bit)
 - **Mac:** macOS ab Version 10.14 („Mojave“)

3. Hardwareausstattung

Komponente	Mindestanforderung
Prozessor	Intel® Core™ i5 (Quad Core)
Arbeitsspeicher	Mindestens 16 GB RAM

4. Bildschirm und Auflösung

- **Auflösung:** Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
- **Monitorgröße:** Minimum 22 Zoll
- **Skalierung:** 100 % empfohlen

Bitte beachten:

Diese Angaben gelten für die Standardausstattung. Für größere Praxen (über 6 Behandler) oder bei individuellen Anforderungen kann eine Anpassung der Systemvoraussetzungen nötig sein. Unser Support-Team berät Sie gerne individuell.

Diese Angaben dienen der Orientierung und unterliegen regelmäßigen Anpassungen durch technische Neuerungen und Software-Updates. Bitte prüfen Sie regelmäßig die aktuellen Systemvoraussetzungen.

Für Rückfragen und individuelle Beratung steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:



Sales Hotline

+49 261 5400 1010

08:30 – 11:00

12:30 – 16:00



Sales Mailbox

[vertrieb.dentalsysteme.de
@cgm.com](mailto:vertrieb.dentalsysteme.de@cgm.com)