



**CompuGroup**  
Medical

Helsekort for gravide -  
2016

CGM Journal

## Nytt helsekort for gravide

### Bakgrunn

---

I desember 2015 utstedte Helsedirektoratet nytt helsekort for gravide. Dette er nå tilgjengelig i CGM Journal som et skjema.

### Manuell felt

---

Noen av feltene i dette skjemaet er nye og disse må manuell fylles ut i skjemamodulen før du skriver ut helsekortet. Dette blir endret til automatisk utfylling i en senere versjon av Svangerskapsjournal i CGM Journal. Siste side i dette dokumentet viser en oversikt over hvilke felt du selv må fylle inn.

### Oppdatere skjema

---

Slik erstatter du gammel skjema med nytt skjema:

1. Hent nytt skjema fra <http://support.compugroupmedical.no/ProductCatalog.aspx?id=62>. Filen heter Svangerskapsjournal.xml.
2. Åpne følgende filsti: CGM Norge\Winmed\Allmenn\- 3. Bruker du CGM Helsestasjon, bruker du denne filstien: CGM Norge\Winmed\Helsestasjon\- 4. Slett gammel fil: Svangerskapsjournal.xml og legg inn ny Svangerskapsjournal.xml.

#### Merk!

Du må erstatte det gamle skjemaet med dette skjemaet. Hvis du kun flytter det gamle skjemaet til Utgåtte skjemaer og legge inn det nye, opprettes duplikate IDer i skjemaet.

Ønsker du å beholde en kopi av det gamle skjemaet, må du lagre det utenfor Forms-mappen under Data.

### Kjente avvik

---

For helsestasjoner vil navnet til jordmor vises to ganger og dere må manuell fylle ut navnet på fastlegen. I de andre produktene, fylles pasientens fastlege automatisk ut dersom dette allerede er registrert i Personalia.

## Felt som må fylles ut manuelt

Følgende felt må du enten fylle inn manuelt eller krysse av:

Stilling/yrke - Far/medmor	Fosterdiagnostikk på indikasjon
Stilling/yrke – Mor	Avmerkingsboks og Dato-felt: Assistert befruktning
Telefon - Far/medmor	Flerlinger
Stillings-% - Mor	Foster RhD (anbef. Tatt i u.24)
	RhD-profylakse
Type bedrift - Mor	Dersom foster-RhD-typing ikke er utført
Språk - Mor og Far	HIV
Behov for tolk	Asympt. Bakteriuri (ABU) under Syfilis
Trombose/behandling	MRSA
Autoimmun sykdom	Hepatitt C
Hoftelddysplasi	Klamydia
Sluttet i sv.skap: Røyking, Snus Alkoholforbruk Andre rusmidler	Gr.B streptokokker (GBS)
Antall daglig snus og alkohol ved 1.kontroll og ved ca.36.uke	Glukosebelastning. Gjelder: Grafen Ingen støtte mot Symfuse – Fundusmål – grafen svsk.u Fastende 2 timer
Legemidler	Kjenner liv. Plassert i undersøkelsene nederst på skjemaet.
Medikamentallergi	Seleksjon fødested
Anbef. tilskudd	Helsestasjon etter fødsel Ammeveiledning
Tilleggsoppfølging	Farskapsklæring utfylt
Fødselsforberedende kurs	Avmerkingsbokser på Kontinuasjonsarket
Tekstbokser i seksjonen Ark på kontinuasjonsarket	