

Start NHN Fjernhjelp fra CGM Journal

- Velg snarveien **Fjernhjelp** fra verktøylinjen, for å gå til <https://hjelp.nhn.no>
- Trykk **F12** i programmet, for å gå til <https://hjelp.nhn.no>
- Menyvalget hjelp/fjernhjelp på startmenyen, er en snarvei til <https://hjelp.nhn.no>

Mangler du snarveien Fjernhjelp på verktøylinjen?

- Høyreklikk på verktøylinjen
- Velg **Oppsett**
- Finn **Fjernhjelp** i venstre kolonne, **Tilgjengelige moduler**, og velg **Legg til >**
- **Fjernhjelp** skal nå ligge i høyre kolonne, **Valgte moduler**
- Trykk **Ok** og finn **Fjernhjelp** på verktøylinjen

