

Tilgjengelig for CGM Spesialist

Epikrise 1.2 avvises hos sykehus

Installer denne versjonen dersom dere opplever at epikriser avvises etter oppdatering til versjon 133. Årsaken til feilen er en manglende verdi i epikrisen (ServProvd).

Hva gjør jeg etter oppdatering?



Meldingene som er avvist sendes på nytt fra CGM Journal:

- Åpne **Korrespondanse**
- Gå til **Sendte elementer / meldingsovervåking**
- I kolonnen **Feil/årsak** har Epikrisene status «**Negativ kvittering**»
- Høyreklikk på de avviste epikrisene og velg **Send på nytt**

Se vår nye [FAQ](#) med svar på de mest stilte spørsmålene til support!

Husk at du kan forhåndsbestille oppdatering i CGM Upgrader:
[veiledning på våre nettsider](#)

