

E-resept bytter virksomhetssertifikat 21.06.2022

Virksomhetssertifikatet til Reseptformidleren (e-resept) går ut 21. juni. Sertifikatet må byttes ut, for å fortsatt kunne sende elektroniske resepter og ha tilgang til e-resept.

Sertifikatet byttes automatisk dersom du oppdaterer CGM Journal til versjon 134 via [CGM Upgrader](#). Om det ikke lar seg gjøre kan du manuelt installere sertifikatet selv.

Hvordan hente ned og manuelt installere sertifikatet i CGM Journal:

1. Hent sertifikatet fra NHN ved å trykke på [denne lenken](#). Husk hvor du lagrer filen!
2. Åpne **Administrasjon** som administratorbruker, søk opp «*virksomhetssertifikater*»
3. Velg **Hent fra fil** og finn sertifikatfilen du lagret tidligere. Trykk **Ok**
4. Sjekk at listen blir oppdatert med det nye virksomhetssertifikatet:



Ingen Data

OID.2.5.4.97=NTRNO-994598759, CN=Reseptformidleren, O=NORSK HELSENETT SF, C=NO

5. Søk opp «legemidler» i **Administrasjon**
6. Gå til fanen **E-resept**
7. Trykk på **Velg** og marker det nye sertifikatet. Kolonnen **Bruksområde** viser **Ingen Data**
8. Trykk **Ok** for å velge sertifikatet og deretter **Lagre**

OBS! dersom det er innloggede brukere må disse starte programmet på nytt for å ta i bruk nytt sertifikat.

