

Viktig informasjon om bytte av sertifikater til bruk mot Reseptformidleren / E-resept

Reseptformidleren bytter virksomhetssertifikater 21.06.2022, og byttet må utføres av den enkelte virksomhet. I tillegg kreves det nye rotsertifikater som støtter den nye SEID2.0 standarden, for å kunne fortsatt signere. [Les mer](#) om SEID2.0 hos Buypass.


[Virksomhetssertifikatene til RF og nye rot-sertifikater kan lastes ned her](#)

Sjekk at dere har riktig versjon av Forskrivningsmodulen (FM)

I tillegg til nye rotsertifikater som støtter SEID2.0, kreves det også en versjon av FM som støtter de nye sertifikatene.

Versjoner som kan benyttes uten oppdatering:

- 4.9.3
- 4.9.104
- 4.9.105
- 4.11.0 (kommer i juni)



Finn versjonsnummer øverst i venstre hjørne i Forskrivningsmodulen. Om dere benytter en eldre versjon, må dere først oppdatere FM. [Hent siste versjon av FM hos NHN](#)

Bytte av sertifikat i Forskrivningsmodulen

Norsk Helsenett har laget en egen veiledning på hvordan man bytter virksomhetssertifikat i Forskrivningsmodulen. [Hent veiledning hos Norsk Helsenett](#)

OBS! fra og med 22.06.2022 må alle være over på de nye sertifikatene for å kunne forskrive og signere. Ta kontakt med lokal IT om dere trenger hjelp med nedlastning.